

Action^{®2}
NG



Léger, confortable et robuste !



Le fauteuil **Action²_{NG}** a été développé à partir du fauteuil de référence : **Action³_{NG}**. Ses caractéristiques correspondent aux besoins des utilisateurs qui ne souhaitent pas faire de compromis entre sécurité et confort. Il utilise les mêmes modules et est totalement compatible avec **Action³_{NG}**, offrant ainsi un poids léger pour faciliter manipulation et maniabilité. **Action²_{NG}** s'intègre parfaitement à la famille **Action**.

Le design des potences à 80° apporte plus de stabilité aux membres inférieurs de l'utilisateur.

Nouveau : Désormais disponible en largeur d'assise 505 mm !

Léger et confortable

Avec un poids de 16,2 kg et un châssis pliant par croisillon, **Invacare Action²_{NG}** est très facile à manipuler et à transporter. Grâce à ses compatibilités avec la famille **Action**, il peut être adapté aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Robustesse

Grâce à son croisillon profilé le fauteuil profite d'une robustesse qui lui assure une grande longévité. Il ne vous décevra pas et vous suivra partout !



Caractéristiques



Invacare **Action²_{NG}** Transit

Ce fauteuil est équipé d'un dossier inclinable par crémaillères et d'un système de freins manuels tierce-personne au pied inédit. Très compact avec une largeur HT = largeur d'assise + 145 mm.



Repose-jambes Standard

Sa structure en acier et son mécanisme robuste du réglage en angle lui confère une grande solidité.






2 types de dossiers

fixe ou inclinable par crémaillère (pour plus de confort).

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

| | Largeur d'assise | Profondeur d'assise | Hauteur d'assise | Hauteur du dossier | Hauteur des accoudoirs | UL | Pente d'assise | Angle de dossier |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|
| Invacare Action²_{NG} | 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm | 400 - 425 mm | 460 / 485 mm | 430 mm | 240 mm | 330 - 460 mm | 80° | 0° / 10° / 20° / 30° ou 7° |
| Invacare Action²_{NG} Transit | 405 / 430 / 455 / 480 mm | 400 - 425 mm | 485 mm | 430 mm | 240 mm | 330 - 460 mm | 80° | 0° / 10° / 20° / 30° |
| | Largeur hors-tout | Hauteur hors-tout | Longueur hors-tout sans potence | Largeur pliée hors-tout | Poids du fauteuil | Poids max. utilisateur |   | |
| Invacare Action²_{NG} | Largeur d'assise + 200 mm | 920 / 945 mm | 820 - 870 mm | 325 mm | 16,2 kg | 125 kg |  | |
| Invacare Action²_{NG} Transit | Largeur d'assise + 145 mm | 945 mm | 725 mm | 240 mm | 14,9 kg | 125 kg | | |

Coloris du châssis

Gris Argent



Revêtement du siège

Nylon noir

