

Colibri® Outdoor



reddot award 2014
winner

Une balade colorée sans
effort, en toute sécurité !



Tout comme le **Colibri**, le micro scooter Invacare Colibri Outdoor est élégant, simple d'utilisation et coloré : il est parfait pour une utilisation en intérieur et dans les espaces publics aménagés. Grâce à ses batteries de 18 Ah et ses roues de 210x65 mm, il apporte davantage d'autonomie et un meilleur franchissement. En 3 roues, il offrira à son utilisateur davantage d'espace pour les membres inférieurs pour une conduite plus confortable.

Grâce à l'inédit système breveté Invacare **LiteLock™**, le **Colibri** est démontable facilement sans outils. Son faible encombrement lui offre une grande maniabilité (diamètre de braquage de 191 cm contre 220 cm en version 4 roues).

Les tests de stabilité ont démontré une stabilité identique pour les versions 3 et 4 roues. Il est personnalisable grâce aux carénages démontables disponibles en plusieurs coloris tendances.



Options et caractéristiques



Démontage facile

Moins d'une minute est le temps nécessaire pour démonter le **Colibri** pour le transport. Il en est de même pour l'assemblage.



Grandes roues et grandes batteries

Améliorent l'autonomie et le franchissement du scooter. Disponible en option.



Kit éclairage

Disponible en accessoire, le kit éclairage vous permet de voir et d'être vu.



Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Seat to floor height	Hauteur siège/plancher	Hauteur de dossier	Franchissement	Pente max sécurité	Batteries
<i>Invacare Colibri</i>								
	465 mm	400 mm	370 - 420 mm	385 mm	505 mm	45 mm	6° / 10.5%	200 W
	Autonomie	Vitesse	Longueur hors-tout	Poids du scooter	Poids max utilisateur	Battery capacity	Diamètre de giration	
<i>Invacare Colibri</i>								
4 roues	25 km	8 km/h	1010 mm	44 kg (12 Ah) 49 kg (18 Ah)	136 kg	2 x 12 Ah 2 x 18 Ah	2200 mm	
3 roues	25 km	8 km/h	1010 mm	42 kg (12 Ah) 46 kg (18 Ah)	136 kg	2 x 12 Ah 2 x 18 Ah	1940 mm	

Coloris



Système de démontage breveté



Tel. : +33 2 47 62 64 00
 Fax : +33 2 47 42 12 24
 Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.
 Route de Saint Roch
 37230 Fondettes - France

