



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Livraison sous
24, 48, 72h.
Hors rupture de stock



Invacare[®] Action² NG

Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon



Descriptif:

- Hauteur d'assise 485 mm, réglable à 460 mm.
- Dossier inclinable par crémaillère 0°/10°/20°/30° (livré avec tendeur de dossier) ou fixe, hauteur 430 mm
- Toile d'assise standard ajustable en profondeur de 400 à 425 mm, livré à 400 mm
- Roues arrière 24" rayonnées à démontage rapide avec mains-courantes en aluminium anodisé
- Roues avant 6" **bandage noir**
- Coloris de châssis : Gris Argent
- Poids : à partir de 16,2 kg
- Poids maxi utilisateur : 125 kg

NOUVEAU

- Roues avant et arrière **bandage noir**
- Nouvelle largeur d'assise **505 mm**
- Nouveaux freins

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare[®].

Date :

Référence d'achat :





Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

				Euros		
				Prix Public	LPPR *	
				HT	TTC	
Dossier fixe - Code LPPR 4107723						
Roues arrière 24" bandage noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité				529,85	558,99	558,99
BR1538209	405 mm	BR1538212	480 mm			
BR1538210	430 mm	BR1655005	505 mm NOUVEAU			
BR1538211	455 mm					
Roues arrière 24" pneu gris - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité				529,85	558,99	558,99
BR1538205	405 mm	BR1538208	480 mm			
BR1538206	430 mm	BR1655006	505 mm NOUVEAU			
BR1538207	455 mm					
Dossier Inclinable par crémaillère - Code LPPR 4118193						
Roues arrière 24" bandage noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité				572,18	603,65	603,65
BR1538217	405 mm	BR1538220	480 mm			
BR1538218	430 mm	BR1655007	505 mm NOUVEAU			
BR1538219	455 mm					
Roues arrière 24" pneu gris - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité				572,18	603,65	603,65
BR1538213	405 mm	BR1538216	480 mm			
BR1538214	430 mm	BR1655008	505 mm NOUVEAU			
BR1538215	455 mm					
ACCESSOIRES (livrés séparément)						
Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire) - Cocher une largeur - Livré avec sangles talonnières						
1573661	405 / 430 mm	1573692	455 / 480 / 505 mm	200,49	211,52	211,52
AP1440970	Roulettes anti-bascule, la paire			53,08	56,00	
Tablette réglable en largeur (livrée avec manchettes longues et rallonges de tube) pour largeur d'assise :						
AP1606299	Pour largeur d'assise 405 mm			72,83	76,84	76,84
AP1606300	Pour largeurs d'assise 430 mm / 455 mm			72,83	76,84	76,84
AP1606301	Pour largeur d'assise 480 mm / 505 mm			72,83	76,84	76,84
Demi-tablette (kit livré avec manchette longue et rallonge de tube)						
AP1604624	Demi-tablette transparente escamotable, à droite			72,83	76,84	76,84
AP1604623	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche			72,83	76,84	76,84
AP1604625	Coussin pour demi-tablette droite ou gauche			62,56	66,00	
Appui-nuque avec tendeur pour largeur d'assise :						
AP1554576	405 mm	AP1554579	480 mm	60,10	63,41	63,41
AP1554577	430 mm	AP1554580	505 mm	60,10	63,41	63,41
AP1554578	455 mm			60,10	63,41	63,41
Appui-nuque (pour dossier inclinable uniquement, à fixer sur tendeur existant) :						
AP1508848	Appui-nuque (pour dossier inclinable, à fixer sur tendeur existant)			60,10	63,41	63,41
Tige porte-sérum et tendeur - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité :						
AP1534860	405 mm	AP1534884	480 mm	67,30	71,00	
AP1534882	430 mm	AP1534885	505 mm	67,30	71,00	
AP1534883	455 mm			67,30	71,00	
Assise garde-robe - profondeur d'assise 400 mm						
AP1543295	405 mm	AP1543296	455 mm	98,09	103,49	103,49
AP1543296	430 mm	AP1543297	480 mm / 505 mm	98,09	103,49	103,49
Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise						
1564267	405 / 430 mm (412 x 412 mm)	1564268	455 / 480 mm (462 x 412 mm)	33,08	34,90	34,90
1564269	505 mm (500 x 412 mm)			33,08	34,90	34,90
Kit étiquettes						
SP1650176	Kit de 55 étiquettes de couleur pour identification largeur d'assise (5 bleues 380 / 10 vertes 405 / 15 jaunes 430 / 15 orange 455 / 5 roses 480 / 5 blanches 505)			28,43	30,00	



<i>Invacare® Action®² NG</i>			Euros			
			Prix Public			LPPR *
			HT	TTC		
Rampes en accessoire						
1440530		Mono rampe pliante en fibre de verre 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)	1 787,68	1 886,00	 1440530	
1654128		Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg	298,58	315,00	 1654128	
1654129		Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.	559,24	590,00	 1654129	
1654130		Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00	 1654130	