

# Invacare® Action<sup>4</sup> NG Levier Pendulaire



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Invacare® Action<sup>4</sup> NG Levier Pendulaire

Fauteuil manuel en aluminium pliant par double croisillon



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



### Descriptif :

- Propulsion, direction et freinage par levier pendulaire.
- Poids : à partir de 18,2 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

### Nouveau :

- Nouveaux repose-jambes réglables en angle avec nouvelles palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur (UL réglable de 350 mm à 580 mm)
- Base rigide anti hamac livrée de série avec tous les coussins d'assise (sous réserve de compatibilité avec les dimensions d'assise choisies)

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.**


Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard


Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	TTC	LPPR*
CKI0031	<input type="checkbox"/> Invacare® Action <sup>4</sup> NG Levier Pendulaire - Dossier fixe Code LPPR 4107723		529,85	558,99	558,99
CKI0036	<input type="checkbox"/> Invacare® Action <sup>4</sup> NG Levier Pendulaire - Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR 4122473		572,18	603,65	603,65
CKI0041	<input type="checkbox"/> Invacare® Action <sup>4</sup> NG Levier Pendulaire - Dossier inclinable Code LPPR 4118193		572,18	603,65	603,65
<b>Choisissez votre Pack Action 4 NG pour dossier inclinable et soyez gagnant :</b>					
<b>🚨 Si vous cochez un Pack, ne pas cocher les options individuellement, possibilité de cocher un seul Pack à la fois</b>					
CKI0050	<input type="checkbox"/> <b>Pack Dossier +</b> : Dossier inclinable par crémaillères (0320) + toile de dossier bi-matière 7 sangles (0375)	NC : 0780, 0782	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Economie de 100 €
CKI0055	<input type="checkbox"/> <b>Pack Accoudoirs +</b> : Dossier inclinable par crémaillères (0320) + accoudoirs relevables amovibles et réglables en hauteur (0539 + 0599)	NC : 0780, 0782, 1270, 1271, 1272, 1273	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Economie de 170 €
CKI0060	<input type="checkbox"/> <b>Pack Confort + : Pack Dossier + et Pack Accoudoirs +</b>	NC : 0780, 0782, 1270, 1271, 1272, 1273	76,78	81,00	Economie de 189 €
<b>LEVIER PENDULAIRE - Code LPPR 4359293</b>					
CKI0115	<input type="checkbox"/> Commande à droite	NC : 0555, 1271	836,97	883,00	428,84
CKI0116	<input type="checkbox"/> Commande à gauche	NC : 0615, 1272	836,97	883,00	428,84
<b>ASSISE</b>					
<b>Largeur d'assise</b>					
CKI0120	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 0420+0470, 0655, 0656, 0664	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKI0130	<input type="checkbox"/> 405 mm	NC : 0420+0470	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKI0140	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 0657	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CKI0150	<input type="checkbox"/> 455 mm	NC : 0657	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKI0160	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 0655, 0656, 0657, 0663	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKI0162	<input type="checkbox"/> 505 mm	NC : 0655, 0656, 0657, 0663, 0664, 0665	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Profondeur d'assise</b>					
CKI0180	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0702	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CKI0190	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0296, 0657, 0701	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKI0200	<input type="checkbox"/> Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0295, 0296	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Invacare® Action® <sup>4</sup> NG Levier Pendulaire				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>Hauteur d'assise avant</b>						
CKI0210	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 0890, 0900 - Uniquement avec roues avant 8"	○	○	
CKI0220	<input type="checkbox"/>	485 mm		◆	◆	
CKI0230	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 1175	○	○	
<b>Toile d'assise</b>						
CKI0290	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch		○	○	
CKI0295	<input type="checkbox"/>	Nylon noir rembourrée		◆	◆	
CKI0296	<input type="checkbox"/>	Assise garde-robe	NC : 0654, 0655, 0656, 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681	98,09	103,49	103,49
<b>DOSSIER</b>						
<b>Type de dossier - roulettes anti-basculé recommandées avec dossiers inclinables</b>						
CKI0311	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 430 mm - toile réglable à 400 mm	NC : 0367, 0782	◆	◆	
CKI0312	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0367	22,75	24,00	
CKI0315	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° actif - 2 hauteurs 350 ou 400 mm, livré à 350 mm	NC : 0367, 0375, 0716, 0717, 0718	22,75	24,00	
CKI0317	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 0364, 0368, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721, 0780, 1241	314,69	332,00	
CKI0318	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues	NC : 0364, 0368, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721	314,69	332,00	
CKI0320	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 410 et 390 mm	NC : 0367, 0780, 0782	◆	◆	
CKI0330	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 490 et 470 mm	NC : 0367, 0780, 0782	22,75	24,00	
CKI0333	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0367, 0780, 0782	○	○	
CKI0334	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 0367, 0780, 0782	22,75	24,00	
CKI0341	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 430 mm	NC : 0367, 0782	◆	◆	
CKI0342	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 510 mm	NC : 0367, 0375, 0782	22,75	24,00	
<b>Toile de dossier</b>						
CKI0364	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		◆	◆	34,90
CKI0367	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - sans tendeur de dossier - <b>uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle</b>		○	○	34,90
CKI0368	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	33,08	34,90	34,90
CKI0375	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	94,79	100,00	34,90
<b>POTENCES ET PALETTES</b>						
<b>Palettes séparées livrées avec sangles talonnières</b>						
<b>Potence droite</b>						
CKI0390	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0773	◆	◆	
CKI0400	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <b>REA</b> réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable <b>NOUVEAU</b>	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	73,82	77,88	77,88 *
CKI0420	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0480, 0490, 0491, 0760, 0771, 0773	96,68	102,00	



0296



0364



0375



0390 / 0440

Invacare® Action® <sup>4</sup> NG Levier Pendulaire				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>Potence gauche</b>						
CKI0440	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0773	◆	◆	
CKI0450	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable <b>NOUVEAU</b>	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	73,82	77,88	77,88 *
CKI0470	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0491, 0500, 0510, 0760, 0771, 0773	96,68	102,00	
<b>Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)</b>						
CKI0480	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0773	◆	◆	
CKI0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) <b>NOUVEAU</b>		26,43	27,88	
CKI0491	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en profondeur et en angle	NC : 0500, 0510, 0770, 0771, 0773	162,09	171,00	
<b>Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)</b>						
CKI0500	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0773	◆	◆	
CKI0510	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) <b>NOUVEAU</b>		26,43	27,88	
* LPPR repose-jambe (0400 / 50) + palette fixe (0480 / 0500) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0400 / 50) + palette réglable (0490 / 0510) = 105,76 €						
<b>ACCOUDOIRS</b>						
<b>Accoudoir droit (coloris noir mat)</b>						
CKI0537	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0599, 0600, 1270, 1271	◆	◆	
CKI0538	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0599, 0600	○	○	
CKI0539	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0597, 0598, 1270, 1271	80,57	85,00	
CKI0540	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0597, 0598, 1271	80,57	85,00	
CKI0555	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave et système de rotation latérale indéchirable, réglable hauteur et profondeur	NC : 1270, 1271	113,17	119,39	119,39
<b>Accoudoir gauche (coloris noir mat)</b>						
CKI0597	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1270, 1272	◆	◆	
CKI0598	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		○	○	
CKI0599	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1270, 1272	80,57	85,00	
CKI0600	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1272	80,57	85,00	
CKI0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave et système de rotation latérale indéchirable, réglable hauteur et profondeur	NC : 1270, 1272	113,17	119,39	119,39
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>						
<b>Coussin - Livré de série avec la base rigide anti-hamac</b> <b>NOUVEAU</b>						
CKI0654	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante	NC : 0655, 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681	66,16	69,80	34,90
CKI0655	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise à air 70 mm REC France Profil'Air monocompartiment - poids max utilisateur 120 kg	NC : 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681	174,88	184,50	184,50



0400 / 0450



0420 / 0470



0490 / 0510 si potence 80°



0490 / 0510 si repose-jambe REA



0491



0537 / 0597



0539 / 0599












0555 / 0615



0654

Invacare® Action® <sup>4</sup> NG Levier Pendulaire				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CKI0657	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 0661, 0681, 0701, 0702	76,78	81,00	81,00	
CKI0663	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 405 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0661, 0681, 0701, 0702	65,40	69,00	69,00	
CKI0664	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0661, 0681, 0701, 0702	65,40	69,00	69,00	0657 / 0663 0664 / 0665
CKI0665	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 0661, 0681, 0701, 0702	76,78	81,00	81,00	
CKI0661	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise MatrX <b>Flo-Tech Image</b> (gel) - poids utilisateur max.140 kg	NC : 0681	174,88	184,50		0661 
CKI0681	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Flo-Tech Contour Visco</b> - profondeur 400 mm - épaisseur 90 mm - max. 125 kg		76,78	81,00	81,00	
<b>Profondeur du coussin</b>							
CKI0701	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○		0681
CKI0702	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○		
<b>Autres options</b>							
CKI0656	<input type="checkbox"/>	Base rigide	<b>NOUVEAU</b> LIVRÉE DE SÉRIE SI COUSSIN D'ASSISE SÉLECTIONNÉ	42,65	45,00		0656
CKI0716	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718, 0780, 0782	60,10	63,41	63,41	
CKI0717	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0718, 0780, 0782	138,39	146,00	63,41	0716
CKI0718	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0780, 0782	148,82	157,00	63,41	 
CKI0721	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		163,98	173,00		0717 0718
CKI0760	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet, ajustable		8,53	9,00		
CKI0770	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max, la paire	NC : 0771	13,27	14,00		0721
CKI0771	<input type="checkbox"/>	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		57,82	61,00		
CKI0773	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes	<b>NOUVEAU</b>	69,19	73,00		
CKI0780	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier	NC : 0782	33,18	35,00		0782
CKI0782	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant		72,99	77,00		
<b>COLORIS DE CHASSIS</b>							
CKI0801	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise		○	○		
CKI0804	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		○	○		
CKI0806	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		33,18	35,00		
CKI0807	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○		
CKI0808	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		○	○		
CKI0809	<input type="checkbox"/>	Violet Hypnotique		42,65	45,00		
CKI0811	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		○	○		
CKI0820	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		○	○		
CKI0821	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis			
<b>ROUES AVANT</b>							
CKI0840	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - Pneumatique gris		○	○		
CKI0850	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - Bandage noir		○	○		
CKI0860	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - Pneumatique gris - 200 x 50		○	○		
CKI0870	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - Bandage noir - 200 x 50		○	○		
CKI0890	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4 - Bandage noir standard		○	○		
CKI0900	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4 - Bandage gris souple		◆	◆		
<b>ROUES ARRIERE</b>							
<b>Roues arrière</b>							
CKI0930	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Pneumatique gris - Roues rayonnées		◆	◆		
CKI0950	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues rayonnées		○	○		

Invacare® Action® <sup>4</sup> NG Levier Pendulaire			Euros			
			Prix Public		LPPR	
			HT	TTC		
<b>Axes des roues arrière</b>						
CKI1040	<input type="checkbox"/>	Fixes (axe à démontage rapide sur la roue opposée)	◆	◆		 1070
<b>Position axes des roues arrière</b>						
CKI1070	<input type="checkbox"/>	Position reculée (axes 35 mm derrière les tubes de dossier)	◆	◆		
<b>Pompe</b>						
CKI1090	<input type="checkbox"/>	Pompe et support	8,53	9,00		
<b>OPTIONS DE CHASSIS</b>						
CKI1101	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire	○	○		 1101
<b>FREINS</b>						
CKI1120	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser à poignée escamotable	◆	◆		 1120
CKI1125	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable	○	○		
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>						
CKI1175	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroches taxi) - ceinture de maintien à boucle incluse	NC : 1190, 1193, 1194, 1252	31,28	33,00	 1175 1189 / 1192 1193 / 1194 1195 1200
CKI1190	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle	NC : 1189, 1192, 1193, 1194	20,85	22,00	
CKI1189	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1192, 1193, 1194	109,95	116,00	
CKI1192	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1193, 1194	115,64	122,00	
CKI1193	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1194	135,55	143,00	
CKI1194	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		141,23	149,00	
CKI1195	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculé à droite	NC : 1200	○	○	
CKI1200	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculé avec tube basculeur, la paire	NC : 1246	86,26	91,00	
<b>OPTIONS / ACCESSOIRES</b>						
CKI1240	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		34,12	36,00	 1246 1270 1271 / 1272 1273
CKI1241	<input type="checkbox"/>	Tige porte sérum et support (tendeur obligatoire et non incluc)		69,19	73,00	
CKI1246	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche		29,38	31,00	
CKI1252	<input type="checkbox"/>	Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti bascule recommandées)		101,42	107,00	
CKI1270	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1271, 1272, 1273	72,83	76,84	
CKI1271	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1272	72,83	76,84	
CKI1272	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		72,83	76,84	
CKI1273	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		62,56	66,00	

<b>Rampes en accessoire</b>						
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe basic 2 parties télescopiques</b> : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques</b> : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.		559,24	590,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	 1654130