



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Action®⁴ NG Matrix

Fauteuil manuel en aluminium pliant par double croisillon



Descriptif :

- Poids : à partir de 15,2 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Nouveau :

- Nouveaux repose-jambes réglables en angle avec nouvelles palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur (UL réglable de 350 mm à 580 mm)
- Base rigide anti hamac livrée de série avec tous les coussins d'assise (sous réserve de compatibilité avec les dimensions d'assise choisies)

matrix SEATING SERIES **BP Bodypoint** CE

Désignations et codes LPPR :

- * Fauteuil pliant à dossier fixe : 4107723 = 558,99€ ou à dossier pliant à mi-hauteur 4122473 = 603,65€ ou à dossier inclinable : 4118193 = 603,65€
- * Siège de série modulable et évolutif, tous modèles et adfonctions : 838,47€ - Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

Options sans supplément de prix

				Euros			Codes LPPR Version Transit
				Prix Public	LPPR*		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		Prix Public TTC
CKO0031	<input type="checkbox"/>	Invacare® Action® ⁴ NG - Dossier fixe Code LPPR 4107723 + 1269336		1324,61	1397,46	1397,46	4252810+1269336 = 1195,41 € Dossier fixe ou pliant mi-hauteur
CKO0036	<input type="checkbox"/>	Invacare® Action® ⁴ NG - Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR 4122473 + 1269336		1366,94	1442,12	1442,12	4255116+1269336 = 1412,68 € Dossier inclinable < de 16 ans
CKO0041	<input type="checkbox"/>	Invacare® Action® ⁴ NG - Dossier inclinable de 0° à 30° Code LPPR 4118193 + 1269336		1366,94	1442,12	1442,12	4263950+1269336 = 1241,97 € Dossier inclinable > de 16 ans
MOTORISATIONS ALBER							
CKO0070	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber twion et e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 0110, 0113, 0114, 0265, 0555, 0615, 0940, 0950, 0951, 0960, 0980, 0990, 0992, 1005, 1030, 1040, 1055, 1130, 1175, 1195, 1200, 1240, 1246, 1252	532,70	562,00		
TYPES DE PROPULSION							
CKO0100	<input type="checkbox"/>	Standard	NC : 1005	◆	◆		
CKO0110	<input type="checkbox"/>	Transit	NC : 0240, 0250, 0260, 0265, 0556, 0901, 0920, 0930, 0940, 0950, 0951, 0960, 0970, 0980, 0990, 0992, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1125, 1150, 1160, 1220	○	○		
KIT DOUBLE MAIN-COURANTE - Code LPPR 4371555							
CKO0113	<input type="checkbox"/>	Kit Dual HR™ à droite - axes à démontage rapide	NC : 0210, 0250, 0260, 0265, 0556, 0940, 0951, 0960, 0970, 0980, 0990, 0992, 1005, 1020, 1030, 1040, 1110, 1111, 1130, 1160, 1240	257,09	271,23	271,23	
CKO0114	<input type="checkbox"/>	Kit Dual HR™ à gauche - axes à démontage rapide	NC : 0210, 0250, 0260, 0265, 0556, 0940, 0951, 0960, 0970, 0980, 0990, 0992, 1005, 1020, 1030, 1040, 1110, 1111, 1130, 1150, 1240	257,09	271,23	271,23	

Invacare® Action® ⁴ NG Matrix				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
ASSISE						
Largeur d'assise						
CKO0120	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 0201, 0655, 0656, 0664, 0420+0470	○	○	
CKO0130	<input type="checkbox"/>	405 mm	NC : 0201, 0420+0470	○	○	
CKO0140	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 0657	◆	◆	
CKO0150	<input type="checkbox"/>	455 mm	NC : 0657	○	○	
CKO0160	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 0655, 0656, 0657, 0663	○	○	
CKO0162	<input type="checkbox"/>	505 mm	NC : 0655, 0656, 0657, 0663, 0664, 0665	○	○	
Profondeur d'assise						
CKO0180	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 0702, 0703	◆	◆	
CKO0190	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 0657, 0701, 0703	○	○	
CKO0195	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 0260, 0265, 0295, 0655, 0656, 0657, 0659, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681, 0691, 0701, 0702, 0719	○	○	
CKO0200	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 430 mm avec coussin profondeur 450 mm si choix d'un coussin Flo-tech	NC : 0295, 0703	○	○	
CKO0201	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 500 à 450 mm - Livré à 480 mm avec coussin profondeur 450 mm si choix d'un coussin Flo-tech	NC : 0260, 0265, 0295, 0655, 0656, 0657, 0659, 0661, 0681, 0691, 0701, 0719	○	○	
Hauteur d'assise avant						
CKO0210	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 0556, 0890, 0900, 0901, 0920, 0980, 0990, 0992 - Uniquement avec roues avant 8"	○	○	
CKO0220	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 0920, 0992	◆	◆	
CKO0230	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 0920, 0992	○	○	
CKO0240	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 0537/0538/0597/0598 + roues 24", 0840, 0850, 0860, 0870, 0920, 0992, 1005	○	○	
CKO0250	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 0537/0538/0597/0598 + roues 24", 0556, 0770, 0840, 0850, 0860, 0870, 0901, 0920, 0992, 1005, 1130, 1195, 1246	○	○	
CKO0260	<input type="checkbox"/>	385 mm	NC : 0556, 0770, 0840, 0850, 0860, 0870, 0890, 0900, 0901, 0930, 0940, 0950, 0951, 0960, 0970, 0992, 1005, 1130, 1195, 1246 - Uniquement avec roues avant 5"	○	○	
CKO0265	<input type="checkbox"/>	360 mm	NC : 0480, 0491, 0500, 0556, 0616, 0770, 0840, 0850, 0860, 0870, 0890, 0900, 0901, 0930, 0940, 0950, 0951, 0960, 0970, 0980, 0990, 1005, 1130, 1200, 1246 - Uniquement avec roues avant 5" et roues arrière 20"	99,53	105,00	
Toile d'assise						
CKO0290	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch		○	○	
CKO0295	<input type="checkbox"/>	Nylon noir rembourrée		◆	◆	
DOSSIER						
Cannes de dossier - roulettes anti-basculé recommandées avec dossiers inclinables						
CKO0311	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 430 mm, toile réglable à 400 mm		◆	◆	
CKO0312	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 510 mm		○	○	
CKO0315	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° actif - hauteurs 350 ou 400 mm, livré à 350 mm	NC : 0716, 0717, 0718	○	○	
CKO0317	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 0716, 0717, 0718, 1130, 1241	314,69	332,00	
CKO0318	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues	NC : 0716, 0717, 0718	314,69	332,00	

Invacare® Action® ⁴ NG Matrix				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
CKO0320	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 410 et 390 mm	NC : 0556, 1055, 1060	◆	◆	
CKO0330	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 490 et 470 mm	NC : 0556, 1055, 1060	○	○	
CKO0333	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0556, 1055, 1060	○	○	
CKO0334	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 0556, 1055, 1060	○	○	
CKO0341	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 430 mm		◆	◆	
CKO0342	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 510 mm		○	○	
Dossiers Matrix - la largeur du dossier correspond à la largeur d'assise. Ex : largeur d'assise 430 mm = dossier Matrix Elite largeur 430 mm.						
CKO0351	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite hauteur 410 mm - Galbe 80 mm		○	○	
CKO0352	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite hauteur 460 mm - Galbe 80 mm		○	○	
CKO0353	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite Deep hauteur 410 mm - Galbe 160 mm		○	○	
CKO0354	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite Deep hauteur 460 mm - Galbe 160 mm		○	○	
Attention - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixation Standard sauf pour les dossiers PMH livrés avec la fixation Split.						
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CKO0390	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0773	◆	◆	
CKO0400	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm NOUVEAU	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	73,82	77,88	77,88 *
CKO0420	<input type="checkbox"/>	Support amputé - potence 80° avec palette fixe OFFERTE	NC : 0480, 0490, 0491, 0760, 0771, 0773	96,68	102,00	
Potence gauche						
CKO0440	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0773	◆	◆	
CKO0450	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm NOUVEAU	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	73,82	77,88	77,88 *
CKO0470	<input type="checkbox"/>	Support amputé - potence 80° avec palette fixe OFFERTE	NC : 0491, 0500, 0510, 0760, 0771, 0773	96,68	102,00	
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CKO0480	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0773	◆	◆	
CKO0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) NOUVEAU		○	○	
CKO0491	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en profondeur et en angle et totalement relevable	NC : 0500, 0510, 0770, 0771, 0773	162,09	171,00	
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CKO0500	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0773	◆	◆	
CKO0510	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) NOUVEAU		○	○	
* LPPR repose-jambe (0400 / 50) + palette fixe (0480 / 0500) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0400 / 50) + palette réglable (0490 / 0510) = 105,76 €						
ACCOUDOIRS						
Accoudoir droit (coloris noir mat)						
CKO0520	<input type="checkbox"/>	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270, 1271	○	○	
CKO0530	<input type="checkbox"/>	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette longue	NC : 0597, 0598, 0599, 0600, 0616	○	○	
CKO0537	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0580, 0590, 0599, 0600, 0616, 1055, 1270, 1271	◆	◆	



Matrix Elite /



Fixation split



Fixation standard



0390 / 0440



0400 / 0450



0420 / 0470



0490 / 0510
si potence 80°



0490 / 0510
si repose-jambe
REA




0491


Invacare® Action® ⁴ NG Matrix				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CKO0538	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0580, 0590, 0599, 0600, 0616, 1055	○	○		 0520 / 0580
CKO0539	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0616, 1055, 1270, 1271	○	○		 0539 / 0599
CKO0540	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0616, 1055, 1271	○	○		 0537 / 0597
CKO0555	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéchiffrée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0616, 1270, 1271	113,17	119,39	119,39	
CKO0556	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible et réglable en hauteur	NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0615, 0980, 0990, 0992, 1055, 1075, 1270, 1271	○	○		
Accoudoir gauche (coloris noir mat)							
CKO0580	<input type="checkbox"/>	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 1270, 1272	○	○		
CKO0590	<input type="checkbox"/>	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette longue		○	○		 0555 / 0615
CKO0597	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1055, 1270, 1272	◆	◆		
CKO0598	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 1055	○	○		
CKO0599	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1270, 1272	○	○		
CKO0600	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1272	○	○		
CKO0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéchiffrée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1270, 1272	113,17	119,39	119,39	
CKO0616	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible et réglable en hauteur	NC : 0992, 1270, 1272	○	○		
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin - Livré de série avec la base rigide anti-hamac NOUVEAU							
CKO0655	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise à air 70 mm REC France Profil'Air monocompartiment - poids max utilisateur 120 kg	NC : 0657, 0659, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681, 0691, 0692, 0693, 0703	○	○		 0655
CKO0657	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0701, 0702, 0703	○	○		 0657 / 0663 0664 / 0665
CKO0663	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0701, 0702, 0703	○	○		 0659
CKO0664	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0701, 0702, 0703	○	○		 0661
CKO0665	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0701, 0702, 0703	○	○		
CKO0659	<input type="checkbox"/>	Coussin Flo-tech Lite épaisseur 55 mm	NC : 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0703	◆	◆		
CKO0661	<input type="checkbox"/>	Coussin Flo-tech Image épaisseur 60 mm	NC : 0681, 0691, 0692, 0693, 0703	○	○		

Invacare® Action® ⁴ NG Matrix				Euros				
				Prix Public		LPPR		
				HT	TTC			
CKO0681	<input type="checkbox"/>	Coussin Flo-tech Contour Visco épaisseur 90 mm	NC : 0691, 0692, 0693, 0703	○	○			0681
CKO0691	<input type="checkbox"/>	Coussin Flo-tech Solution Xtra épaisseur 60 mm	NC : 0692, 0693, 0703	○	○			0691
CKO0692	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrix VI épaisseur 82 mm		○	○			
CKO0693	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrix Libra épaisseur 70 mm		○	○			
Profondeur du coussin								
CKO0701	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○			
CKO0702	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○			
CKO0703	<input type="checkbox"/>	Profondeur 500 mm	NC : 0656	○	○			0692 0693
Autres options								
CKO0656	<input type="checkbox"/>	Base rigide	NOUVEAU LIVRÉE DE SÉRIE AVEC COUSSIN D'ASSISE	◆	◆			0656
CKO0716	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718, 0719	60,10	63,41	63,41		
CKO0717	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0718, 0719	138,39	146,00	63,41		
CKO0718	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0719	148,82	157,00	63,41		0716
CKO0719	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation		303,32	320,00			0717 0718
CKO0760	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet, ajustable		8,53	9,00			
CKO0770	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, la paire. Distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max	NC : 0771	13,27	14,00			
CKO0771	<input type="checkbox"/>	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		57,82	61,00			0719
CKO0773	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes	NOUVEAU	69,19	73,00			
COLORIS DE CHASSIS								
CKO0801	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise (RAL 7024)		○	○			0801 / 0804
CKO0804	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		○	○			
CKO0806	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		33,18	35,00			0806 / 0807
CKO0807	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○			
CKO0808	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		○	○			0808 / 0809
CKO0809	<input type="checkbox"/>	Violet Hypnotique		42,65	45,00			
CKO0811	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		○	○			0811 / 0820
CKO0820	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		○	○			
CKO0821	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis				
ROUES AVANT								
CKO0840	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - Pneumatique gris		○	○			0840 0850 0860
CKO0850	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - Bandage noir		○	○			
CKO0860	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - Pneumatique gris		○	○			
CKO0870	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - Bandage noir		○	○			
CKO0890	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage noir standard		◆	◆			
CKO0900	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage gris souple		○	○			0890 0900 0901
CKO0901	<input type="checkbox"/>	5.1/2" x 1.3/4" - Bandage gris souple	NC : 1005	○	○			
CKO0920	<input type="checkbox"/>	5" - Bandage gris	NC : 1005	○	○			0920
ROUES ARRIERE								
Roues arrière								
CKO0930	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Pneumatique gris- Roues rayonnées	NC : 1111	○	○			Rayonnée
CKO0940	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Pneumatique gris - Roues composite	NC : 1110, 1111, 1130, 1210	○	○			
CKO0950	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues rayonnées	NC : 1111	○	○			
CKO0951	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Bandage noir - Roues rayonnées	NC : 1111	○	○			
CKO0960	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues composite	NC : 1110, 1111, 1130, 1210	○	○			
CKO0970	<input type="checkbox"/>	24" x 1" - Pneumatique gris - Roues rayonnées	NC : 1111, 1130	◆	◆			
CKO0980	<input type="checkbox"/>	22" x 1.3/8" - Pneumatique gris - Roues rayonnées	NC : 1110	○	○			Composite
CKO0990	<input type="checkbox"/>	22" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues rayonnées	NC : 1110	○	○			
CKO0992	<input type="checkbox"/>	20" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues rayonnées	NC : 1040, 1110, 1130	○	○			
CKO1005	<input type="checkbox"/>	12" x 2" - Bandage noir - Roues composite	NC : 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160, 1210, 1220	○	○			

Invacare® Action® ⁴ NG Matrix				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Mains-courantes						
CKO1020	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆	
CKO1030	<input type="checkbox"/>	Noires - plastique antidérapant		88,15	93,00	
Axes de roues arrière						
CKO1040	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○	
CKO1050	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆	
Position axes de roues arrière						
CKO1055	<input type="checkbox"/>	Position avancée (axes 52,5 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1130, 1252	82,46	87,00	
CKO1060	<input type="checkbox"/>	Position standard (axes 35 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1252	◆	◆	
CKO1070	<input type="checkbox"/>	Position reculée (axes 35 mm derrière les tubes de dossier)		○	○	
CKO1075	<input type="checkbox"/>	Position très reculée (axes 52,5 mm derrière les tubes de dossier)	NC : 1125, 1130	82,46	87,00	
Pompe						
CKO1090	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		8,53	9,00	
OPTIONS DE CHASSIS						
CKO1101	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○	
CKO1110	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons noirs, la paire		114,69	121,00	
CKO1111	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons transparents, la paire		114,69	121,00	
FREINS						
CKO1120	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser à poignée escamotable		◆	◆	
CKO1125	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○	
CKO1130	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		122,27	129,00	
CKO1150	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à cde unilatérale à droite	NC : 1220	65,40	69,00	
CKO1160	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à cde unilatérale à gauche	NC : 1220	65,40	69,00	
OPTIONS DE SECURITE						
CKO1175	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroches taxi) - ceinture de maintien à boucle incluse	NC : 1190, 1193, 1194, 1252	○	○	
CKO1190	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle	NC : 1189, 1192, 1193, 1194	20,85	22,00	
CKO1189	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1192, 1193, 1194	109,95	116,00	
CKO1192	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1193, 1194	115,64	122,00	
CKO1193	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1194	135,55	143,00	
CKO1194	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		141,23	149,00	
CKO1195	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculé à droite	NC : 1200	○	○	
CKO1200	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculé avec tube basculeur, la paire		86,26	91,00	
CKO1210	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs - roues et châssis - roues rayonnées uniquement		26,54	28,00	
CKO1220	<input type="checkbox"/>	Extension de frein, la paire		8,53	9,00	
OPTIONS /ACCESSOIRES						
CKO1240	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		34,12	36,00	
CKO1241	<input type="checkbox"/>	Tige porte sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus)		69,19	73,00	
CKO1246	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche		29,38	31,00	
CKO1252	<input type="checkbox"/>	Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti bascule recommandées)		101,42	107,00	
CKO1270	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1271, 1272, 1273	72,83	76,84	76,84
CKO1271	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1272	72,83	76,84	76,84
CKO1272	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		72,83	76,84	76,85
CKO1273	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		62,56	66,00	
ACCESSOIRES (livrés séparément)						
AP1493219	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, droite	Uniquement compatible sur accoudoirs 0533, 0536, 0539,	113,17	119,39	119,39
AP1493220	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche	Uniquement compatible sur accoudoirs 0593, 0596, 0599, 0600, 0615	113,17	119,39	119,39



1075 1055



1060 1070



1101



1120

NOUVEAU : SANS SUPPLEMENT



1175



1189 / 1192



1193 / 1194



1195



1200



1246



1252










1270



1271 / 1272



1273

Invacare® Action® ⁴ NG Matrix			Euros			
			Prix Public		LPPR	
			HT	TTC		
Rampes en accessoire						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)	1 787,68	1 886,00		 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg	298,58	315,00		 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.	559,24	590,00		 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00		 1654130