



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Invacare® Action®<sup>4</sup> NG

Fauteuil manuel en aluminium pliant par double croisillon



### Descriptif :

- Toile bi-matière micro aérée avec pochette de rangement
- Poids : à partir de 14,4 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

### Nouveau :

- Nouveaux repose-jambes réglables en angle avec nouvelles palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur (UL réglable de 350 mm à 580 mm)
- Base rigide anti hamac livrée de série avec tous les coussins d'assise (sous réserve de compatibilité avec les dimensions d'assise choisies)

COMPATIBLE



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Options sans supplément de prix

CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros			Codes LPPR Version Transit
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
CKB0031	<input type="checkbox"/>	Invacare® Action® <sup>4</sup> NG - Dossier fixe Code LPPR 4107723		529,85	558,99	558,99	4252810 = <b>356,94€ TTC</b> Dossier fixe ou pliant mi-hauteur
CKB0036	<input type="checkbox"/>	Invacare® Action® <sup>4</sup> NG - Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR 4122473		572,18	603,65	603,65	4255116 = <b>574,21€ TTC</b> Dossier inclinable < de 16 ans
CKB0041	<input type="checkbox"/>	Invacare® Action® <sup>4</sup> NG - Dossier inclinable de 0° à 30° ou rabattable et réglable en angle Code LPPR 4118193		572,18	603,65	603,65	4263950 = <b>403,50€ TTC</b> Dossier inclinable > de 16 ans

Choisissez votre Pack Action 4 NG pour dossier inclinable et soyez gagnant :

Si vous cochez un Pack, ne pas cocher les options individuellement, possibilité de cocher un seul Pack à la fois


CKB0050	<input type="checkbox"/>	<b>Pack Dossier +</b> : Dossier inclinable par crémaillères (0320) + toile de dossier bi-matière 7 sangles (0375)	NC : 0164, 0360, 0367, 0556, 0616, 0780, 0782, 1055, 1060	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Economie de 100 €	
CKB0055	<input type="checkbox"/>	<b>Pack Accoudoirs +</b> : Dossier inclinable par crémaillères (0320) + accoudoirs relevables amovibles et réglables en hauteur (0539 + 0599)	NC : 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060, 1270, 1271, 1272, 1273	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Economie de 170 €	
CKB0060	<input type="checkbox"/>	<b>Pack Confort +</b> : Pack Dossier + et Pack Accoudoirs +	NC : 0164, 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060, 1270, 1271, 1272, 1273	76,78	81,00	Economie de 189 €	

### MOTORISATIONS ALBER


CKB0070	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la propulsion <b>alber twion</b> et <b>e-motion M25</b> (inclus 2 roulettes anti-bascule alber et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 0110, 0265, 0555, 0615, 0940, 0950, 0951, 0960, 0980, 0990, 0992, 1005, 1030, 1040, 1055, 1130, 1175, 1195, 1200, 1240, 1246, 1252	532,70	562,00		
CKB0080	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>alber viamobil V25</b>	NC : 0110, 0250, 0260, 0265, 0341, 0342, 1055, 1175, 1195, 1200, 1240, 1246, 1252	421,80	445,00		
CKB0090	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>alber viamobil eco</b>	NC : 0164, 0240, 0250, 0260, 0265, 0780, 0782, 1055, 1075, 1175, 1195, 1200, 1240, 1241, 1246, 1252	414,25	437,03		

### TYPES DE PROPULSION

CKB0100	<input type="checkbox"/>	Standard	NC : 1005	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
CKB0110	<input type="checkbox"/>	Transit	NC : 0240, 0250, 0260, 0265, 0556, 0901, 0920, 0930, 0940, 0950, 0951, 0960, 0970, 0980, 0990, 0992, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1125, 1150, 1160, 1220	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

Invacare® Action® <sup>4</sup> NG				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>ASSISE</b>						
<b>Largeur d'assise</b>						
CKB0120	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 0201, 0420+0470, 0655, 0656, 0664	○	○	
CKB0130	<input type="checkbox"/>	405 mm	NC : 0201, 0420+0470	○	○	
CKB0140	<input type="checkbox"/>	430 mm		◆	◆	
CKB0150	<input type="checkbox"/>	455 mm	NC : 0657	○	○	
CKB0160	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 0655, 0656, 0657, 0663	○	○	
CKB0162	<input type="checkbox"/>	505 mm	NC : 0655, 0656, 0657, 0663, 0664, 0665	○	○	
CKB0164	<input type="checkbox"/>	555 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise rembourrée	NC : 0296, 0317, 0318, 0364, 0367, 0368, 0375, 0655, 0657, 0663, 0664, 0665, 0656, 0661, 0681, 0771, 0780, 0782, 1270	○	○	
<b>Profondeur d'assise</b>						
CKB0180	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 0702, 0703	◆	◆	
CKB0190	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 0296, 0701, 0657, 0703	○	○	
CKB0195	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 0260, 0265, 0295, 0296, 0655, 0656, 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681, 0701, 0702	○	○	
CKB0200	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 450 à 400 mm – Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0295, 0296, 0703	○	○	
CKB0201	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 500 à 450 mm - livré à 480 mm	NC : 0260, 0265, 0295, 0296, 0655, 0656, 0657, 0661, 0681, 0701	○	○	
	<input type="checkbox"/>	550 mm - avec toile d'assise renforcée	NC : 0296, 0654, 0655, 0657, 0663, 0664, 0665, 0661, 0681, 0656, 1175	Sur devis Délai de fabrication + 14 jours		
<b>Hauteur d'assise avant</b>						
CKB0210	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 0556, 0890, 0900, 0901, 0920, 0980, 0990, 0992 - Uniquement avec roues avant 8"	○	○	
CKB0220	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 0920, 0992	◆	◆	
CKB0230	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 0920, 0992	○	○	
CKB0240	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 0537/0538/0597/0598 + roues 24", 0840, 0850, 0860, 0870, 0920, 0992, 1005	○	○	
CKB0250	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 0537/0538/0597/0598 + roues 24", 0556, 0770, 0840, 0850, 0860, 0870, 0901, 0920, 0991, 0992, 1005, 1130, 1195, 1246	○	○	
CKB0260	<input type="checkbox"/>	385 mm	NC : 0556, 0770, 0840, 0850, 0860, 0870, 0890, 0900, 0901, 0930, 0940, 0950, 0951, 0960, 0970, 0992, 1005, 1130, 1195, 1246 - Uniquement avec roues avant 5"	○	○	
CKB0265	<input type="checkbox"/>	360 mm	NC : 0480, 0500, 0556, 0616, 0770, 0840, 0850, 0860, 0870, 0890, 0900, 0901, 0930, 0940, 0950, 0951, 0960, 0970, 0980, 0990, 1005, 1130, 1200, 1246 - Uniquement avec roues avant 5" et roues arrière 20"	99,53	105,00	
<b>Toile d'assise</b>						
CKB0290	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch		○	○	
CKB0295	<input type="checkbox"/>	Nylon noir rembourrée		◆	◆	
CKB0296	<input type="checkbox"/>	Assise garde-robe	NC : 0556, 0616, 0654, 0655, 0656, 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681	98,09	103,49	103,49

SANS SUPPLEMENT  
ET SANS DELAI  
SUPPLEMENTAIRE !




0296


Invacare® Action® <sup>4</sup> NG				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>DOSSIER</b>						
<b>Type de dossier</b> - roulettes anti-basculer recommandées avec dossiers inclinables						
CKB0300	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm	NC : 0364, 0365, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0597, 0598, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0780, 1241	○	○	
CKB0310	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC : 0364, 0365, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0597, 0598, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0780, 1241	203,79	215,00	
CKB0311	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 430 mm, toile réglable à 400 mm	NC : 0360, 0367, 0782	◆	◆	
CKB0312	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0360, 0367	22,75	24,00	
CKB0315	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° actif - hauteurs 350 ou 400 mm, livré à 350 mm	NC : 0360, 0367, 0375, 0716, 0717, 0718, 0782, 1130	22,75	24,00	
CKB0317	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 0360, 0364, 0365, 0368, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721, 0780, 1130, 1241	314,69	332,00	
CKB0318	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues	NC : 0360, 0364, 0365, 0368, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721	314,69	332,00	
CKB0320	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 410 et 390 mm	NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060	◆	◆	
CKB0330	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 490 et 470 mm	NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060	22,75	24,00	
CKB0333	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060	○	○	
CKB0334	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060	22,75	24,00	
CKB0345	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° et pliant à mi-hauteur avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060	○	○	
CKB0341	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 430 mm	NC : 0360, 0367, 0782	◆	◆	
CKB0342	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 510 mm	NC : 0360, 0367, 0375, 0782	22,75	24,00	
<b>Toile de dossier</b>						
CKB0360	<input type="checkbox"/>	Rembourrée	NC : 0721	○	○	
CKB0364	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		◆	◆	34,90
CKB0365	<input type="checkbox"/>	Rembourrée, réglable en tension (1 sangle), nylon noir		○	○	34,90
CKB0367	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <b>uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle</b>		○	○	34,90
CKB0368	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	33,08	34,90	34,90
CKB0375	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	94,79	100,00	34,90
<b>POTENCES ET PALETTES</b>						
<b>Palettes séparées livrées avec sangles talonnières</b>						
<b>Potence droite</b>						
CKB0390	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0773	◆	◆	
CKB0400	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <b>REA</b> réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable <b>NOUVEAU</b>	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	73,82	77,88	77,88 *
CKB0420	<input type="checkbox"/>	Support amputé <b>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</b>	NC : 0480, 0490, 0491, 0760, 0771, 0773	96,68	102,00	




0310



0360



0364



0375



0390 / 0440

Invacare <sup>®</sup> Action <sup>®4</sup> NG				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>Potence gauche</b>						
CKB0440	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0773	◆	◆	
CKB0450	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <b>REA</b> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable <b>NOUVEAU</b>	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	73,82	77,88	77,88 *
CKB0470	<input type="checkbox"/>	Support amputé <b>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</b>	NC : 0491, 0500, 0510, 0760, 0771, 0773	96,68	102,00	
<b>Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)</b>						
CKB0480	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0773	◆	◆	
CKB0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) <b>NOUVEAU</b>		26,43	27,88	
CKB0491	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en profondeur et en angle et totalement relevable	NC : 0500, 0510, 0770, 0771, 0773	162,09	171,00	
<b>Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)</b>						
CKB0500	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0773	◆	◆	
CKB0510	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) <b>NOUVEAU</b>		26,43	27,88	



0400 / 0450



0420 / 0470



0491



0490 / 0510 si



0490 / 0510 si  
repose-jambe **REA**


\* LPPR repose-jambe (0400 / 50) + palette fixe (0480 / 0500) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0400 / 50) + palette réglable (0490 / 0510) = 105,76 €

**ACCOUDOIRS**

<b>Accoudoir droit (coloris noir mat)</b>						
CKB0520	<input type="checkbox"/>	<b>Rio</b> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270, 1271	○	○	
CKB0530	<input type="checkbox"/>	<b>Rio</b> , amov. et régl. en hauteur en continu de 200 à 280 mm manchette longue	NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616	○	○	
CKB0533	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270, 1271	80,57	85,00	
CKB0536	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue	NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1271	80,57	85,00	
CKB0537	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055, 1270, 1271	◆	◆	
CKB0538	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055	○	○	
CKB0539	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1270, 1271	80,57	85,00	
CKB0540	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1271	80,57	85,00	
CKB0555	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0616, 1270, 1271	113,17	119,39	119,39
CKB0556	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible et réglable en hauteur	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0615, 0980, 0990, 0991, 0992, 1055, 1075, 1270, 1271	41,71	44,00	
<b>Accoudoir gauche (coloris noir mat)</b>						
CKB0580	<input type="checkbox"/>	<b>Rio</b> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 1270, 1272	○	○	
CKB0590	<input type="checkbox"/>	<b>Rio</b> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette longue		○	○	
CKB0593	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 1270, 1272	80,57	85,00	
CKB0596	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue	NC : 1272	80,57	85,00	
CKB0597	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1055, 1270, 1272	◆	◆	



0520 / 0580



0533 / 0593



0537 / 0597



0539 / 0599



0555 / 0615

Invacare® Action® <sup>4</sup> NG				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
CKB0598	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 1055	○	○	
CKB0599	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1270, 272	80,57	85,00	
CKB0600	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1272	80,57	85,00	
CKB0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1270, 1272	113,17	119,39	119,39
CKB0616	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible et réglable en hauteur	NC : 0992, 1270, 1272	41,71	44,00	
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>						
<b>Coussin - Livré de série avec la base rigide anti-hamac</b>				<b>NOUVEAU</b>		
CKB0654	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante	NC : 0655, 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681	66,16	69,80	34,90
CKB0655	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise à air 70 mm REC France Profil'Air monocompartiment - poids max utilisateur 120 kg	NC : 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681, 0703	174,88	184,50	184,50
CKB0657	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	76,78	81,00	81,00
CKB0663	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 405 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	65,40	69,00	69,00
CKB0664	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	65,40	69,00	69,00
CKB0665	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	76,78	81,00	81,00
CKB0661	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Flo-tech Image</b> (gel) - poids utilisateur max.140 kg	NC : 0681, 0703	174,88	184,50	
CKB0681	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Flo-tech Contour Visco</b> - épaisseur 90 mm	NC : 0703	76,78	81,00	81,00
<b>Profondeur du coussin</b>						
CKB0701	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○	
CKB0702	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○	
CKB0703	<input type="checkbox"/>	Profondeur 500 mm	NC : 0656	○	○	
<b>Autres options</b>						
CKB0656	<input type="checkbox"/>	Base rigide	<b>NOUVEAU</b> LIVRÉE DE SÉRIE SI COUSSIN D'ASSISE SÉLECTIONNÉ	◆	◆	
CKB0716	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718, 0780, 0782	60,10	63,41	63,41
CKB0717	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0718, 0780, 0782	138,39	146,00	63,41
CKB0718	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0780, 0782	148,82	157,00	63,41
CKB0721	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		163,98	173,00	
CKB0760	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet, ajustable		8,53	9,00	
CKB0770	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, la paire. Distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max	NC : 0771	13,27	14,00	
CKB0771	<input type="checkbox"/>	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		57,82	61,00	
CKB0773	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes	<b>NOUVEAU</b>	69,19	73,00	
CKB0780	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier	NC : 0782	33,18	35,00	
CKB0782	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant		72,99	77,00	




0654



0655

0657 / 0663  
0664 / 0665

0661



0681



0656



0716



0717







0718












0721







0782

Invacare® Action® <sup>4</sup> NG				Euros			
				Prix Public			LPPR
				HT	TTC		
<b>COLORIS DE CHASSIS</b>							
CKB0801	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise (RAL 7024)		○	○	 0801 / 0804 0806 / 0807 0808 / 0809 0811 / 0820	
CKB0804	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		○	○		
CKB0806	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		33,18	35,00		
CKB0807	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○		
CKB0808	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		○	○		
CKB0809	<input type="checkbox"/>	Violet Hypnotique		42,65	45,00		
CKB0811	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		○	○		
CKB0820	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		○	○		
CKB0821	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis			
<b>ROUES AVANT</b>							
CKB0840	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - Pneumatique gris		○	○	 0840 0850 0860 0890 0900 0901 0920	
CKB0850	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - Bandage noir		○	○		
CKB0860	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - Pneumatique gris		○	○		
CKB0870	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - Bandage noir		○	○		
CKB0890	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage noir standard		◆	◆		
CKB0900	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage gris soft		○	○		
CKB0901	<input type="checkbox"/>	5.1/2" x 1.3/4" - Bandage gris soft	NC : 1005	○	○		
CKB0920	<input type="checkbox"/>	5" - Bandage gris	NC : 1005	○	○		
<b>ROUES ARRIERE</b>							
<b>Roues arrière</b>							
CKB0930	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Pneumatique gris - Roues rayonnées	NC : 1111	○	○	 Rayonnée Composite	
CKB0940	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Pneumatique gris - Roues composite	NC : 1110, 1111, 1130	○	○		
CKB0950	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues rayonnées	NC : 1111	○	○		
CKB0951	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Bandage noir - Roues rayonnées	NC : 1111	○	○		
CKB0960	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues composite	NC : 1110, 1111, 1130	○	○		
CKB0970	<input type="checkbox"/>	24" x 1" - Pneumatique gris - Roues rayonnées	NC : 1111, 1130	◆	◆		
CKB0980	<input type="checkbox"/>	22" x 1.3/8" - Pneumatique gris - Roues rayonnées	NC : 1110	○	○		
CKB0990	<input type="checkbox"/>	22" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues rayonnées	NC : 1110	○	○		
CKB0992	<input type="checkbox"/>	20" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues rayonnées	NC : 1040, 1110, 1130	○	○		
CKB1005	<input type="checkbox"/>	12" x 2" - Bandage noir - Roues composite	NC : 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160, 1210, 1220	○	○		
<b>Mains-courantes</b>							
CKB1020	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆		
CKB1030	<input type="checkbox"/>	Noires - plastique antidérapant		88,15	93,00		
<b>Axes de roues arrière</b>							
CKB1040	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○		
CKB1050	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆		
<b>Position axes de roues arrière</b>							
CKB1055	<input type="checkbox"/>	Position avancée (axes 52,5 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1130, 1252	82,46	87,00	 1055 1060 1070 1075	
CKB1060	<input type="checkbox"/>	Position standard (axes 35 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1252	◆	◆		
CKB1070	<input type="checkbox"/>	Position reculée (axes 35 mm derrière les tubes de dossier)		○	○		
CKB1075	<input type="checkbox"/>	Position très reculée (axes 52,5 mm derrière les tubes de dossier)	NC : 1125, 1130	82,46	87,00		
<b>Pompe</b>							
CKB1090	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		8,53	9,00		
<b>OPTIONS DE CHASSIS</b>							
CKB1101	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○	 1101	
CKB1110	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons noirs, la paire		114,69	121,00		
CKB1111	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons transparents, la paire		114,69	121,00		
<b>FREINS</b>							
CKB1120	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser à poignée escamotable		◆	◆	 1120	
CKB1125	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○		
CKB1130	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		122,27	129,00		
CKB1150	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à droite	NC : 1220	65,40	69,00		
CKB1160	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à gauche	NC : 1220	65,40	69,00		



Invacare® Action® <sup>4</sup> NG			Euros				
			Prix Public		LPPR		
			HT	TTC			
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>							
CKB1175	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroches taxi) - ceinture de maintien à boucle incluse	NC : 1190, 1193, 1194, 1252	31,28	33,00	 1175	
CKB1190	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle	NC : 1189, 1192, 1193, 1194	20,85	22,00	 1189 / 1192	
CKB1189	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1192, 1193, 1194	109,95	116,00		
CKB1192	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1193, 1194	115,64	122,00	 1193 / 1194	
CKB1193	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1194	135,55	143,00		
CKB1194	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		141,23	149,00		
CKB1195	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculé à droite	NC : 1200	○	○	 1195	
CKB1200	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculé avec tube basculeur, la paire	NC : 1246	86,26	91,00		
CKB1210	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs - roues et châssis - roues rayonnées uniquement		26,54	28,00	 1200	
CKB1220	<input type="checkbox"/>	Extension de frein, la paire		8,53	9,00		
<b>OPTIONS /ACCESSOIRES</b>							
CKB1240	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		34,12	36,00	 1246	
CKB1241	<input type="checkbox"/>	Tige porte sérum et support ( <i>tendeur obligatoire et non inclus</i> )		69,19	73,00		
CKB1246	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche		29,38	31,00	 1270	
CKB1252	<input type="checkbox"/>	Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti bascule recommandées)		101,42	107,00		
CKB1270	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1271, 1272, 1273	72,83	76,84		76,84
CKB1271	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1272	72,83	76,84	76,84	 1271 / 1272
CKB1272	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		72,83	76,84	76,84	
CKB1273	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		62,56	66,00	 1273	
<b>ACCESSOIRES (livrés séparément)</b>							
AP1493219	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, droite	Uniquement compatible sur accoudoirs 0533, 0536, 0539, 0540, 0555	113,17	119,39	119,39	
AP1493220	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche	Uniquement compatible sur accoudoirs 0593, 0596, 0599, 0600, 0615	113,17	119,39	119,39	

<b>Rampes en accessoire</b>						
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe basic 2 parties télescopiques :</b> aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques :</b> aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.		559,24	590,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium :</b> pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	 1654130