

PROFITEZ DE
L'INSTANT
PRES

14
K-SERIES ATTRACT



SENT

Avec le **K-Series attract**, nous avons développé la base parfaite pour un exceptionnel fauteuil d'entrée de gamme. Notre qualité reconnue est reflétée dans chaque détail de ce fauteuil et en fait le compagnon idéal pour le quotidien. Si les matériaux et son excellente maniabilité semblent être faits l'un pour l'autre, c'est parce qu'ils le sont.



Facile à régler pour satisfaire les besoins de l'utilisateur



Être en mouvement



Dossier rabattable, réglable en angle avec mécanisme de verrouillage sur l'assise



Toile d'assise réglable en tension grâce aux bandes Velcro® en option

DONNÉES TECHNIQUES K-SERIES ATTRACT



Angle de châssis
75°/90°
Avant rétréci



Hauteur d'assise
avant : 480 – 510 mm
arrière : 400 – 480 mm
par paliers de 10 mm



Pente max. de sécurité
7°



Poids total
approx. 10.3 kg



Largeur d'assise
360 – 480 mm
par paliers de 20 mm



Distance UL
290 – 480 mm
par paliers de 10 mm



Rayon de giration
920 – 1230 mm



**Poids de transport
(sans roues arrière)**
approx. 7 kg



Profondeur d'assise
375 – 475 mm
par paliers de 20 mm



Centre de gravité
80 mm/95 mm/
110 mm/125 mm



Largeur totale
+ 170 mm



**Poids max. de
l'utilisateur**
120 kg



Hauteur de dossier
315 – 480 mm
par paliers de 15 mm



Angle de dossier
78°/82°/86°/90°/94°



Longueur totale
75°: approx. 830 mm
90°: approx. 760 mm



Crash-test approuvé
Répond aux exigences
de la norme ISO 7176-19