



# KÜSCHALL NEWS

Nous savons ce qui vous motive !

# KÜSCHALL K-SERIES

Plus qu'un simple relooking.



Un encombrement réduit pour le transport grâce au dossier rabattable et au châssis ouvert



Toile d'assise réglable en tension, disponible en option



Disponible avec dossier de positionnement Matrx



Réglage de la hauteur d'assise avant facilité



Coloris de châssis : Bronze

## DONNEES TECHNIQUES K-SERIES

- |  |   |
|--|---|
|  <b>Angle de châssis</b><br>75°/90°<br>Châssis droit ou avant-rétréci |  <b>Largeur d'assise</b><br>320 – 500 mm<br>par paliers de 20 mm                                   |
|  <b>Profondeur d'assise</b><br>350 – 525 mm<br>par paliers de 25 mm   |  <b>Hauteur d'assise</b><br>avant : 450 – 520 mm<br>arrière : 380 – 490 mm<br>par paliers de 10 mm |
|  <b>Distance UL</b><br>290 – 480 mm<br>par paliers de 10 mm           |  <b>Centre de gravité</b><br>80 mm/95 mm/110mm/<br>125 mm/140 mm                                   |
|  <b>Hauteur de dossier</b><br>270 – 480 mm<br>par paliers de 15 mm    |  <b>Angle de dossier</b><br>74°/78°/82°/86°/90°  |
|  <b>Pente max. de sécurité</b><br>7°                                  |  <b>Rayon de giration</b><br>920 – 1230 mm   |
|  <b>Largeur totale</b><br>SW + 170 mm                                 |  <b>Longueur totale</b><br>75°: approx. 830 - 1055 mm<br>90°: approx. 760 - 985 mm                 |
|  <b>Poids total</b><br>approx. 7.8 kg                                 |  <b>Poids de transport (sans roues arrière)</b><br>approx. 5.2 kg                                  |
|  <b>Poids max. de l'utilisateur</b><br>130 kg                         |   |

# LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES

## Le nouvel accoudoir Kuschall

Disponible avec trois finitions de couleur.



Avec notre nouvel accoudoir, vous allez profiter d'encore plus de fonctionnalités. Il inclut une nouvelle technologie de protège-vêtements utilisant une fibre en Spandex qui apporte chaleur en hiver et aération en été.

Ce n'est pas tout :  
Le nouvel accoudoir Kuschall est également relevable, rabattable le long du dossier et amovible. La protection en Spandex est lavable en machine.

## Une toile de dossier qui en jette !

Esthétique et pratique.

Avec cette nouvelle toile de dossier, nous voulions non seulement apporter un nouveau design mais aussi améliorer votre sécurité. Il en résulte la présence d'une élégante bande réfléchissante et un logo 3D révélateur de la qualité Kuschall. Il est en de même du logo Kuschall intégré en filigrane dans le tissu ainsi que la présence du drapeau Suisse qui offre à cette toile de dossier une finition premium. La pochette a été particulièrement pensée pour optimiser son accessibilité notamment grâce à l'utilisation d'un système de fermeture par bouton magnétique.



## Nouveau protège-rayons : C'est chic!

Le nouveau protège-rayons semi transparent se marie parfaitement avec les coloris de châssis et de CPS disponibles. En plus de protéger les doigts des rayons, les protège-rayons apportent à votre fauteuil un look encore plus moderne, discret et élégant.

**FRANCE : INVACARE POIRIER SAS** | Route de Saint Roch | 37230 Fondettes  
Tél. +33 (0)2 47 62 69 16 | Fax +33 (0)2 47 42 12 24 | [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr) | [www.kuschall.fr](http://www.kuschall.fr)

**Kuschall AG** | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Switzerland  
Phone +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 | [www.kuschall.com](http://www.kuschall.com)

Kuschall est une marque déposée. Tout a été mis en oeuvre pour que le contenu de cette publication soit le plus actuel possible au moment de l'impression. Dans le cadre d'un perfectionnement continu des produits, Kuschall AG se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés. Toute utilisation de cette publication, dans son intégralité ou par des extraits, ainsi que toute reproduction des illustrations sont interdites sans autorisation préalable écrite de la part de Kuschall AG.