



Invacare® | **Kite**®

Portfolio

LINX®



Sommaire

Informations Techniques	6
Assise Modulite™	8
Ajustement de l'assise et du dossier Modulite™	16
Assise Modulite HD Modulable	18
Ajustement de l'assise et du dossier Modulite HD Modulable	20
Commandes Electroniques LiNX	25
Base Motrice	29
Suspensions	35
Gyroscope	37
Options	38

LES PRODUITS	NR
KITE AA1	AVA
KITE AA2	AVB
KITE PLUS AA1	AVD
KITE PLUS AA2	AVE

	<i>Kite</i> [®]	<i>Kite Plus</i> [®]	
	Autonomie (km)	31	39
	Vitesse (km/h)	6	10
	Puissance des moteurs	2 x 250W	2 x 340W
	Batteries	60 Ah	73 Ah
	Diamètre de giration	1600	1600
	Pente Max sécurité	9%	9%
	Franchissement (mm)	60 (100 mm avec monte-trottoir)	60
	Suspensions	Bloc de propulsion suspendu	Bloc de propulsion suspendu
	Largeur hors tout (mm)	595 (avec fourches monobras) / 620	595 (avec fourches monobras)/620
	Longueur hors tout (mm)	1140	1140

	<i>Kite</i> [®]	<i>Kite Plus</i>
 Hauteur (mm)	1170	1170
 Poids du fauteuil (kg)	125	125
 Poids max. utilisateur (kg)	136 (160kg avec assise Max)	136
 Inclinaison du dossier (en degrés)	0 - 30°	0 - 30°
 Inclinaison de l'assise (en degrés)	0° à 20°	0 - 30°
 Hauteur sol/siège (mm)	440 à 500 (selon config.)	440 à 500 (selon config.)

Assise Modulite™

Type d'assise

AVA2110
AVD2110

Assise Modulite Standard

Largeur d'assise 43 cm,
accoudoirs réglables de 44 à 48 cm
Profondeur d'assise réglable en continue de 41 à 51
cm.



AVA2111
AVB2111
AVD2111
AVE2111

Assise Modulite Modulable

Rigide réglable en largeur
(de 38 à 53 cm par pallier de 5 cm)
et en profondeur (en continue de 41 à 51 cm),
accoudoirs réglables en largeur (+ 2.5 cm par côté)



AVA2112
AVB2112
AVD2112
AVE2112

Assise Modulite Modulable

Souple réglable en tension, en largeur
(de 38 à 53 cm par pallier de 5cm)
et en profondeur (en continue de 41 à 51 cm),
accoudoirs réglables en largeur (+ 2.5 cm par côté)



AVA2141
AVD2141

Coussin d'assise Standard


Nylon noir,
hauteur 5 cm



AVA2142
AVB2142
AVD2142
AVE2142

Matrx Flo-tech Lite / Contour

Coussin d'assise



AVA2143
AVB2143
AVD2143
AVE2143

Matrx Flo-tech Contour Visco

Coussin d'assise



AVA2147
AVB2147
AVD2147
AVE2147

Matrx Libra

Coussin d'assise,
hauteur 90 mm,
poids max utilisateur: 136 kg



Type d'assise

AVA2144
AVB2144
AVD2144
AVE2144


Matrx Vi
Coussin d'assise



Type de revêtement


AVA2151
AVB2151
AVD2151
AVE2151

Nylon noir



AVA2152
AVB2152
AVD2152
AVE2152

Dartex noir



AVA2153
AVB2153
AVD2153
AVE2153

Extra LK
(Skaï noir, coutures orange)



AVA2154
AVB2154
AVD2154
AVE2154

Mesh noir



Type de poignées

AVA2154
AVB2154
AVD2154
AVE2154

Avec poignées à pousser



AVA2154
AVB2154
AVD2154
AVE2154

Sans poignées à pousser
Uniquement pour dossiers **Flex 3**



Type de dossier

(dossier rabattable ou démontable sans outils de série selon configurations)

AVA2171
AVB2171
AVD2171
AVE2171

Dossier réglable en tension

Avec toile rembourrée bi-matière
et pochette arrière



AVA2179
AVB2179
AVD2179
AVE2179

Dossier réglable en tension *Flex 3*

Livré avec coussin latéral,
revêtement **dartex**



AVA2173
AVB2173
AVD2173
AVE2173

Dossier rigide *Flex 3*,

réglable en largeur et en hauteur (de 56 à 79 cm),
avec coussin de dossier **Laguna**



AVA2174
AVB2174
AVD2174
AVE2174

Matrx Posture Back,

hauteur 40 cm



AVA2175
AVB2175
AVD2175
AVE2175

Matrx Posture Back,

hauteur 50 cm



AVA2176
AVB2176
AVD2176
AVE2176

Matrx Elite,

hauteur 50 cm



AVA2177
AVB2177
AVD2177
AVE2177

Matrx Elite TR,

hauteur 50 cm



Type de dossier

(dossier rabattable ou démontable sans outils de série selon configurations)

AVA2178
AVB2178
AVD2178
AVE2178

Matrx Elite Deep
hauteur 500 mm



AVA2191
AVB2191
AVD2191
AVE2191

Accoudoirs réglables en hauteur

de 29 à 36 cm,
en profondeur et amovible,
la paire



AVA2181
AVB2181
AVD2181
AVE2181

Accoudoirs réglables en hauteur

de 34 à 40 cm,
en profondeur et amovible,
la paire



AVA2195
AVB2195
AVD2195
AVE2195

Manchettes standard

longueur 32,5 cm,
la paire



AVA2196
AVB2196
AVD2196
AVE2196

Manchettes longues

longueur 37,5 cm,
la paire



AVA2197
AVB2197
AVD2197
AVE2197

Manchettes longues ergonomiques

Longueur 39,7 cm,
la paire



AVA2198
AVB2198
AVD2198
AVE2198

Accoudoirs enveloppants,

la paire



AVA2183
AVB2183
AVD2183
AVE2183

Accoudoirs courbés

Vers l'intérieur



AVA2193
AVB2193
AVD2193
AVE2193

Accoudoirs relevables

Hauteur ajustable de 230 à 360 mm



AVA2192
AVB2192
AVD2192
AVE2192

Accoudoirs relevables et parallèles

Hauteur ajustable de 230 à 300 mm



AVA2194
AVB2194
AVD2194
AVE2194

Accoudoirs relevables et parallèles

Hauteur ajustable de 300 à 360 mm



AVA1432 AVB1432 AVD1432 AVE1432	Appui-tête revêtement Dartex réglable en profondeur et en largeur	
AVB1350 AVE1350	Appui-nuque revêtement Dartex réglable en profondeur	
AVA1427 AVB1427 AVD1427 AVE1427	Appui-tête Kontour multi réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex	
AVA2323 AVB2323 AVD2323 AVE2323	Appui-tête Elan standard 6" Housse noire respirante	
AVA2324 AVB2324 AVD2324 AVE2324	Appui-tête Elan standard 10" Housse noire respirante	
AVA2322 AVB2322 AVD2322 AVE2322	Appui-tête Elan standard 14" Housse noire respirante	
AVA2325 AVB2325 AVD2325 AVE2325	Appui-tête Elan Occipital 19" Housse noire respirante	
AVA2326 AVB2326 AVD2326 AVE2326	Appui-tête Elan occipital 12" Housse noire respirante	
AVA2327 AVB2327 AVD2327 AVE2327	Appui-tête Elan 4 points 11" Housse noire respirante	

AVA1445
AVB1445
AVD1445
AVE1445

Cale-tronc articulé, amovible,
réglable en profondeur/hauteur/largeur,
Revêtement Dartex
(la paire)



AVA1446
AVB1446
AVD1446
AVE1446

Cale-tronc amovible,
réglable en profondeur/hauteur/largeur,
Revêtement Dartex
(la paire)



AVA2184
AVB2184
AVD2184
AVE2184

Cale-cuisse gauche
140 x 100 mm



AVA2186
AVB2186
AVD2186
AVE2186

Cale-cuisse gauche
230 x 100 mm



AVA2188
AVB2188
AVD2188
AVE2188

Cale-cuisse gauche
330 x 100 mm



AVA2185
AVB2185
AVD2185
AVE2185

Cale-cuisse droit
140 x 100 mm



AVA2187
AVB2187
AVD2187
AVE2187

Cale-cuisse droit
230 x 100 mm



AVA2189
AVB2189
AVD2189
AVE2189

Cale-cuisse droit
330 x 100 mm



AVA1307
AVB1307
AVD1307
AVE1307

Tendeur de dossier



Ajustement de l'assise et du dossier Modulite™

Inclinaison d'assise

AVA1092
AVB1092
AVD1092
AVE1092

Electrique
de 0° à 20°



AVA1093
AVB1093
AVD1093
AVE1093

Electrique
à compensation de 0° à 30°



AVA1094
AVB1094
AVD1094
AVE1094

Lift 30 cm
Assise élévatrice électriquement avec inclinaison
d'assise électrique à compensation



AVA1091
AVD1091

Manuelle
de 0° à 12°

visuel non disponible

Inclinaison de dossier

AVA0975
AVD0975

Manuelle

de 0° à 30° par paliers de 3,75°

visuel non disponible

AVA0977
AVB0977
AVD0977
AVE0977

Electrique

de 0° à 30°

visuel non disponible

Assise Modulite HD Modulable

Type d'assise

AVZ2101

Assise et Dossier Modulite HD Modulable

Largeur d'assise réglée à 53 ou 55 cm, réglable de 53 à 65 cm (dont réglage des accoudoirs en largeur : + 50 mm par côté)

Profondeur d'assise

Réglable de 51 à 58 cm

Accoudoirs réglables en hauteur de 24,5 à 31,5 cm ou de 29,5 à 36,5 cm, amovibles



AVA2195
AVB2195
AVD2195
AVE2195

Manchettes standard

longueur 32,5 cm,
la paire



AVA2196
AVB2196
AVD2196
AVE2196

Manchettes longues

longueur 37.5,
la paire



AVB1350
AVE1350

Appui-nuque revêtement Dartex

réglable en profondeur



AVA1427
AVB1427
AVD1427
AVE1427

Appui tête *Kontour*

multi-réglable avec oreillettes latérales,
revêtement **Dartex**



AVA1432
AVB1432
AVD1432
AVE1432

Appui tête réglable

en profondeur, en hauteur et latéralement,
Dartex



Ajustement de l'assise et du dossier *Modulite HD* *Modulable*

Inclinaison d'assise

AVA1091
AVD1091

Manuelle
de 0° à 12°



AVA1095
AVB1095
AVD1095
AVE1095

Electrique
de 0° à 20°



AVA1093
AVB1093
AVD1093
AVE1093

Electrique
à compensation de 0° à 30°



AVA1094
AVB1094
AVD1094
AVE1094

Lift 30 cm
Assise élévatrice électriquement avec inclinaison
d'assise électrique à compensation



Inclinaison de dossier

AVA0977
AVB0977
AVD0977
AVE0977

Electrique
de 0° à 20°



AVA0975
AVD0975

Manuelle
par pas de 3,75°

visuel non disponible

Repose-jambes

AVA0533
AVB0533
AVD0533
AVE0533

Repose-jambes manuels
réglables en angle type
Storm®3



AVA0531
AVB0531
AVD0531
AVE0531

Repose-jambes
ergonomiques électrique de 0° à 80°



AVA0526
AVD0526

Potence repose-pieds

fixes 80°,
escamotables int./ext.



AVA0529
AVB0529
AVD0529
AVE0529

Repose-jambes manuels

réglables en angle type **Azalea**®



AVA0503
AVD0503

Potence repose-pieds

réglable 90°-65°,
escamotables int./ext.



AVA0512
AVB0512
AVD0512
AVE0512

Fixes



AVA0504
AVB0504
AVD0504
AVE0504

Réglables en angle



AVA0513
AVB0513
AVD0513
AVE0513

Réglables en angle et profondeur



AVA0522
AVB0522
AVD0522
AVE0522

Palette monobloc



Commandes Electroniques LiNX

Commande principale pour électronique LiNX

(également disponible en tierce-personne)

AVA2201
AVB2201
AVD2201
AVE2201

Manipulateur LiNX REM 110

Conduite



AVA2203
AVB2203
AVD2203
AVE2203

Manipulateur LiNX REM211

Conduite et contrôle des vérins



AVA2204
AVB2204
AVD2204
AVE2204

Manipulateur LiNX REM216

Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage



AVA2205
AVB2205
AVD2205
AVE2205

Manipulateur LiNX REM400

Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth
Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage

Émulation souris



AVA2206
AVB2206
AVD2206
AVE2206

Manipulateur LiNX REM500

Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth
Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage

Émulation souris

Nécessite une commande spéciale



Option REM400

AVA2270
AVB2270
AVD2270
AVE2270

Interrupteurs à bascule programmables LiNX

Par défaut : marche/arrêt et potentiomètre de vitesse
(la paire)



Double commande LiNX

(utilisateur + tierce-personne)

AVA2220
AVB2220
AVD2220
AVE2220

Double commande LiNX REM050

Montage à droite (___1207) ou à gauche (___1208)



AVA2219
AVB2219
AVD2219
AVE2219

Double commande Compact LiNX

3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins
Montage à droite (___1207) ou à gauche (___1208)



AVA2245
AVB2245
AVD2245
AVE2245

Double commande intuitive LiNX

Profil de conduite dédié
Montage à droite (___1221) ou à gauche (___1222)



Joysticks externes & commandes spéciales

AVA2231
AVB2231
AVD2231
AVE2231

Joystick LiNX Compact proportionnel

Force de déflexion : 160g
Montage à droite (___1207), à gauche (___1208),
centrale escamotable à droite (___2213), centrale
escamotable à gauche (___2214), ou personnalisé
(sur devis)



AVA2232
AVB2232
AVD2232
AVE2232

Joystick LiNX Compact proportionnel Low Force

Force de déflexion : 112g
Montage à droite (___1207), à gauche (___1208),
centrale escamotable à droite (___2213), centrale
escamotable à gauche (___2214), ou personnalisé
(sur devis)



AVA2229
AVB2229
AVD2229
AVE2229

Commande au menton ASL1368 + contacteur Egg

Fixation escamotable manuellement à droite (___1289)
Fixation escamotable manuellement à gauche (___1288)
Fixation escamotable électriquement à droite (___1287)
Fixation escamotable électriquement à gauche
(___1286)
Appui-tête ELAN obligatoire



AVA2230
AVB2230
AVD2230
AVE2230

Commande occipitale à capteurs de proximité ATOM ASL104

+ contacteur Egg



AVA2247
AVB2247
AVD2247
AVE2247

Commande occipitale à capteurs de proximité PROTON ASL104P

+ contacteur Egg



ATB2257
ATC2257

Contacteurs à capteurs de proximité ASL106

Montage central sur tablette, escamotable à droite (___2275), Montage central sur tablette, escamotable à gauche (___2276), Montage personnalisé (sur devis)



ARH2250
ARJ2250
ARL2250
ARM2250
ARO2250
ARP2250

Emulation souris



ARH2233
ARJ2233

Mini joystick proportionnel MEC ASL130

Montage sur mini tablette ASL603 à droite (___2235),
Montage sur mini tablette ASL603 à gauche (___2236),
Montage central sur tablette, escamotable à droite (___2213),
Montage central sur tablette, escamotable à gauche (___2214)
Montage central sur mini tablette ASL603, escamotable à droite (___2241),
Montage central sur mini tablette ASL603, escamotable à gauche (___2242), Montage personnalisé (sur devis)



AVA2251
AVB2251
AVD2251
AVE2251

Clavier multifonctions

10 contacteurs, livré avec câble de sortie double jack). Fixation utilisateur à droite (___2217), ou à gauche (___2218), fixation tierce-personne à droite (___2227) ou à gauche (___2228), ou sans montage (___2225)



AVA2252
AVB2252
AVD2252
AVE2252

Câble sortie double Jack

Pour connexion des contacteurs. Défilement des fonctions et activation des vérins

visuel non disponible

AVA2253
AVB2253
AVD2253
AVE2253

Prises de charge USB

2 prises USB
Fixation à droite (___2207) ou à gauche (___2208)



VSA168_
AVB168_
AVD168_
AVE168_

Contacteurs ronds et plats

Diamètre : 63 mm, livrés non montés
Compatible REM400 et REM500. Si autre manipulateur LiNX, prendre câble de sortie double jack 2252
1685 : Rouge / 1686 : Jaune / 1687 : Vert / 1688 : Bleu



AVA2254
AVB2254
AVD2254
AVE2254

Contacteur Egg, noir


Compatible REM400 et REM500
Si autre manipulateur LiNX, prendre câble de sortie double jack 2252



AVA171_
AVB171_
AVD171_
AVE171_

Mini contacteurs ronds et plats

Diamètre : 30 mm, livrés non montés
Compatible REM400 et REM500. Si autre manipulateur LiNX, prendre câble de sortie double jack 2252. 1711 : Rouge / 1712 : Jaune / 1713 : Vert / 1714 : Orange / 1715 : Bleu / 1716 : Noir



Embouts de joystick Bodypoint

AVA2721
AVB2721
AVD2721
AVE2721

Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")



AVA2722
AVB2722
AVD2722
AVE2722

Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")



AVA2723
AVB2723
AVD2723
AVE2723

Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm



AVA2724
AVB2724
AVD2724
AVE2724

Embout champignon rainuré - diamètre 42 mm

Possibilité de le couper pour réduire sa hauteur



Base Motrice

Coloris de châssis

AVA0228
AVB0228
AVD0228
AVE0228

Noir



AVA0252
AVB0252
AVD0252
AVE0252

Blanc Arctique



Coloris de carénages avant et arrière

AVA0242 **Bleu Nuit Brillant**

AVB0242
AVD0242
AVE0242



AVA0243 **Gris Métallique**

AVB0243
AVD0243
AVE0243



AVA0285 **Noir**

AVB0285
AVD0285
AVE0285



AVA0204 **Rouge cerise Transparent**

AVB0204
AVD0204
AVE0204



AVA0222 **Blanc Arctique**

AVB0222
AVD0222
AVE0222



AVA0248 **Vert**

AVB0248
AVD0248
AVE0248



AVA0254 **Jaune**

AVB0254
AVD0254
AVE0254



Coloris des carénages latéraux

AVA0265 **Noir**
AVB0265
AVD0265
AVE0265



AVA0284 **Bleu Nuit Brillant**
AVB0284
AVD0284
AVE0284



AVA0285 **Gris Métallique**
AVB0285
AVD0285
AVE0285



AVA0261 **Rouge cerise Transparent**
AVB0261
AVD0261
AVE0261




AVA0253 **Blanc Arctique**
AVB0253
AVD0253
AVE0253



AVA0250 **Vert**
AVB0250
AVD0250
AVE0250



AVA0254 **Jaune**
AVB0254
AVD0254
AVE0254



AVA0290
AVB0290
AVD0290
AVE0290

Blanc Arctique



AVA0292
AVB0292
AVD0292
AVE0292

Gris Métallique



AVA0291
AVB0291
AVD0291
AVE0291

Noir



Roues Avant

AVA0851
AVB0851
AVD0851
AVE0851

3.00 x 6 - 10"
Pneumatique gris



AVA0855
AVB0855
AVD0855
AVE0855

3.00 x 6 - 10"
Bandage plein gris



AVA0853
AVB0853
AVD0853
AVE0853

3.00 x 6 - 10"
Pneu anti-crevaison gris



AVA0804
AVB0804
AVD0804
AVE0804

9"
Pneumatique noir



AVA0805
AVB0805
AVD0805
AVE0805

10"
Bandage plein noir



AVA0806
AVB0806
AVD0806
AVE0806

10"
Pneu anti-crevaison noir



Roues Arrière

AVA0771
AVB0771
AVD0771
AVE0771

3.00 x 8 - 14''

Pneumatique gris à crampons



AVA0750
AVB0750
AVD0750
AVE0750

3.00 x 8 - 14''

Bandage Plein gris à crampons



AVA0773
AVB0773
AVD0773
AVE0773

3.00 x 8 - 14''

Pneu Anti-crevaison gris à crampon



AVA0704
AVB0704
AVD0704
AVE0704

14''

Pneumatique noir



AVA0705
AVB0705
AVD0705
AVE0705

14''

Bandage plein noir



AVA0706
AVB0706
AVD0706
AVE0706

14''

Pneu anti-crevaison plein noir



Suspensions

Dual Swing Technology DST™

(Groupe de propulsion suspendu)

AVA1200

DST™

AVB1200

Dual Swing Technology™

AVD1200

AVE1200



Suspensions latérales arrière

AVA1217
AVB1217
AVD1217
AVE1217

Suspensions **Soft**
Suspensions **Faibles**



AVA1218
AVB1218
AVD1218
AVE1218

Suspensions **Médium**
Suspensions **Moyennes**



AVA1219
AVB1219
AVD1219
AVE1219

Suspensions HD
avec amortisseurs arrière
Suspensions **Fortes**



Gyroscope

G-Trac

AVA1215
AVB1215
AVD1215
AVE1215

G-Trac

Contrôle directionnel
de la trajectoire durant la conduite




Options

Rampe

1440530

Mono rampe pliante

en carbone 2430x820 mm
Poids : 13.2 kg
(poids max : 300kg)



Eclairage

AVA1367
AVB1367
AVD1367
AVE1367

Equipement route de sécurité

standard type **Storm3**
Clignotants,
feux de position,
warning



AVA1437
AVB1437
AVD1437
AVE1437

Equipement route

de sécurité Led,
clignotants,
feux de position,
warning



Monte-trottoir

AVA1244
AVB1244
AVD1244
AVE1244

Monte-trottoir

(incluant position Parking)



Ceinture de maintien

AVA1329
AVB1329
AVD1329
AVE1329

Fermeture à boucle type Automobile

(version XL sur **Storm4 Max**)



AVA2113
AVB2113
AVD2113
AVE2113

Fermeture à boucle type automobile

avec points d'attache réglable sur l'assise



Ceinture de positionnement

AVA270_
AVB270_
AVD270_
AVE270_

Ceinture de positionnement Bodypoint Evoflex

Loquet Rehab

2701 : taille L / 2702 : taille M



AVA270_
AVB270_
AVD270_
AVE270_

Ceinture de positionnement Bodypoint 2 points

Bouton à pousser, ajustement central

2703 : taille L / 2704 : taille M



AVA270_
AVB270_
AVD270_
AVE270_

Ceinture de positionnement Bodypoint 2 points

Verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'avant

2705 : taille L / 2706 : taille M




Rétroviseur

AVA1____
AVB1____
AVD1____
AVE1____

Côté droit (____1415)

ou gauche (____1339)



AVA2128
ARV2128
AVD2128
AVE2128

Crochets porte-sac

Charge max : 6 kg

Uniquement avec l'assise Modulite Modulable



Porte bagage

AVA1438
AVB1438
AVD1438
AVE1438

Porte bagage

arrière



Porte-canne

AVA_____ **Côté droit (___1312)**
AVB_____ ou gauche (___1363)
AVD_____
AVE_____



Garde-boue

AVA1416 **Garde-boue pour**
AVB1416 roue avant noir
AVD1416
AVE1416



AVA1417 **Garde-boue pour**
AVB1417 roue arrière noir
AVD1417
AVE1417




Tablette escamotable

AVA_____ **Côté droit (___1404)**
AVB_____ ou gauche (___1405)
AVD_____
AVE_____



Trousse à outils

AVA1333 **Trousse à outils**
AVB1333
AVD1333
AVE1333



Accroche-taxi

AVA1493
AVD1493

Accroche-taxi
(2 fixations int. Avant
Et 2 fixations arrière)



AVA1494
AVD1494

Accroche-taxi pour
Le transport des personnes





Yes, you can.®