



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Action³ NG Light

Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon



Descriptif :

- Poids : à partir de 13 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

- 1,2 kg plus léger qu'un Action³ NG.
 - Supports de fourche allégés
 - Roues arrière actives de série
 - Dossier rabattable et réglable en angle sans supplément
- Nouveau :**
- Largeur d'assise 555 mm sans supplément - avec poids max utilisateur 125 kg !

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ◆ Configuration standard ○ Options sans supplément de prix

				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
CES0031	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ³ NG Light - Dossier fixe Code LPPR 4107723		529,85	558,99	558,99	
CES0036	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ³ NG Light Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR 4122473		572,18	603,65	603,65	
CES0041	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ³ NG Light - Dossier inclinable ou rabattable et réglable en angle Code LPPR 4118193		572,18	603,65	603,65	
MOTORISATIONS ALBER						
CES0070	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber twion et e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 0310, 0315, 0732, 0832, 1070, 1080, 1081, 1090, 1100, 1110, 1116, 1117, 1114, 1150, 1170, 1185, 1201, 1241, 1280, 1320, 1330, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	532,70	562,00		
CES0080	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0300, 0310, 0315, 0455, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0908, 1170, 1201, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	421,80	445,00		
CES0090	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil eco	NC : 0290, 0300, 0310, 0315, 0461, 0462, 0463, 0464, 0908, 0940, 1201, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1451	414,25	437,03		
TYPES DE PROPULSION						
CES0100	<input type="checkbox"/> Standard		◆	◆		
ASSISE						
Largeur d'assise						
CES0180	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 0545+0595, 0851, 0852, 0855	○	○		
CES0190	<input type="checkbox"/> 405 mm	NC : 0545+0595	○	○		
CES0200	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 0853	◆	◆		
CES0210	<input type="checkbox"/> 455 mm	NC : 0853	○	○		
CES0220	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 0851, 0852, 0853, 0854	○	○		
CES0230	<input type="checkbox"/> 505 mm	NC : 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856	○	○		
Sur demande	<input type="checkbox"/> 555 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise rembourrée inclus Sur demande uniquement Délai de fabrication + 7 jours	NC : 0431, 0432, 0330, 0340, 0849 + 0240, 0851 à 0873, 0852, 0945, 1480. Si hauteur de dossier noir de série à la place de la toile de dossier bi-matière	○	○	SANS SUPPLEMENT !	

Invacare® Action ^{®3} NG Light			Euros			
			Prix Public		LPPR	
			HT	TTC		
Profondeur d'assise						
CES0240	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 0879	◆	◆	
CES0250	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 0853, 0878	○	○	
CES0252	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 450 à 400 mm <i>Livré à 430 mm</i> (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0330, 0350	19,91	21,00	
Hauteur d'assise avant						
CES0260	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 0738, 0739, 0838, 0839, 1049, 1050, 1051, 1052, 1100, 1110, 1116, 1117	○	○	
CES0270	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 1051, 1116	◆	◆	
CES0280	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 1116	○	○	
CES0290	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 0660/0670/0760/0770 + roues 24", 1000, 1010, 1020, 1030, 1116	○	○	
CES0300	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : roues 24", 0935, 1000, 1010, 1020, 1030, 1052, 1116, 1365, 1370, 1440	○	○	
CES0310	<input type="checkbox"/>	385 mm	NC : 0660, 0670, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0739, 0935, 1000 à 1050, 1052 à 1081, 1090, 1114, 1116, 1118, 1119, 1280, 1365, 1370, 1440	○	○	
CES0315	<input type="checkbox"/>	360 mm (uniquement avec roues avant de 5" CEB1051 et roues arrières de 20")	NC : 0600, 0620, 0660, 0670, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0839, 0935, 1280, 1365, 1375, 1440	99,53	105,00	
Toile d'assise						
CES0330	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
CES0340	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch		○	○	
CES0350	<input type="checkbox"/>	Nylon noir rembourrée		19,91	21,00	
DOSSIER						
Type de dossier - roulettes anti-bascule recommandées avec dossier inclinable						
CES0396	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC : 0461, 0462, 0463, 0464, 0474, 0477, 0478, 0481, 0905, 0906, 0907, 0908, 0940, 1451	203,79	215,00	
CES0410	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm	NC : 0471, 0477, 0945	◆	◆	
CES0420	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0471, 0477, 0945	22,75	24,00	
CES0431	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes + 850 g par rapport au dossier fixe standard	NC : 0471, 0474, 0478, 0481, 0882, 0905, 0906, 0907, 0940, 1280, 1345, 1451	○	○	
CES0432	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues + 850 g par rapport au dossier fixe standard	NC : 0471, 0474, 0478, 0481, 0882	○	○	
CES0435	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0°-30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm	NC : 0471, 0477, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	◆	◆	
CES0440	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0°-30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm	NC : 0471, 0477, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	22,75	24,00	
CES0445	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm	NC : 0471, 0477, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	○	○	
CES0450	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm	NC : 0471, 0477, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	22,75	24,00	
CES0455	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 430 mm - 240 mm plié	NC : 0471, 0477, 0945	◆	◆	
CES0460	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 510 mm - 240 mm plié	NC : 0471, 0477, 0481, 0945	22,75	24,00	
Dossiers Matrix - la largeur du dossier correspond à la largeur d'assise. Ex : largeur d'assise 430 mm = dossier Matrix Elite largeur 430 mm.						
CES0461	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite hauteur 410 mm - Galbe 80 mm	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	500,47	528,00	838,47
CES0462	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite hauteur 460 mm - Galbe 80 mm	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	500,47	528,00	838,47



0396



0435 / 0440



0455 / 0460

Matrix Elite /
Elite Deep

Invacare® Action ^{®3} NG Light				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CES0463	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep hauteur 410 mm - Galbe 160 mm	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	500,47	528,00	838,47	 Fixation standard
CES0464	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep hauteur 460 mm - Galbe 160 mm	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	500,47	528,00	838,47	
Attention - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixation Standard sauf pour les dossiers PMH livrés avec la fixation Split.							
Toile de dossier							
CES0471	<input type="checkbox"/>	Rembourrée	NC : 0882, 0905, 0906, 0907	○	○		 0471
CES0474	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir - sans tendeur de dossier Pour une configuration légère !		◆	◆	34,90	
CES0477	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - sans tendeur de dossier - uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle		○	○	34,90	
CES0478	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - inclus un tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	○	○	34,90	 0481
CES0481	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - inclus un tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	130,81	138,00	34,90	
POTENCES ET PALETTES							
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières							
Potence droite							
CES0510	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0931	◆	◆		 0510 / 0560  0520 / 0570
CES0520	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm NOUVEAU	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *	
CES0545	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0931, 0936	96,68	102,00		
Potence gauche							
CES0560	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0931	◆	◆		 0545 / 0595  0610 / 0630 si potence 80°
CES0570	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm NOUVEAU	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *	
CES0595	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0931, 0936	96,68	102,00		
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CES0600	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0931	◆	◆		 0610 / 0630 si repose-jambe REA  0611
CES0610	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) NOUVEAU		26,43	27,88		
CES0611	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable	NC : 0620, 0630, 0931, 0935, 0936	162,09	171,00		
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CES0620	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0931	◆	◆		 0611
CES0630	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) NOUVEAU		26,43	27,88		
* LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette fixe (0600 / 20) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette réglable = 105,76 €							
ACCOUDOIRS							
Accoudoir droit (coloris noir mat)							
CES0640	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 0839, 1480, 1483	◆	◆		 0640 / 0740  0660 / 0760
CES0650	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue	NC : 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 0839	16,11	17,00		
CES0660	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 0839, 1480, 1483	○	○		

<i>Invacare® Action^{®3} NG Light</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
CES0670	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 0839	16,11	17,00	
CES0680	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0838, 0839, 1480, 1483	80,57	85,00	
CES0690	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0838, 0839, 1483	96,68	102,00	
CES0695	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - manchette courte	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1480, 1483	80,57	85,00	
CES0696	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1483	96,68	102,00	
CES0732	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0838, 0839, 1185, 1480, 1483	113,17	119,39	119,39
CES0738	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible et réglable en hauteur Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0839, 1100, 1110, 1116, 1117, 1200, 1201, 1480, 1483	41,71	44,00	
CES0739	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tube escamotable avec capitonnage 230 mm, réglable en hauteur sur 100 mm par pas de 25 mm, livré avec garde-boue amovible Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0838, 1100, 1110, 1116, 1117, 1200, 1201, 1345, 1430, 1365, 1480, 1483	90,05	95,00	
Accoudoir gauche (coloris noir mat)						
CES0740	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 1480, 1484	◆	◆	
CES0750	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue		16,11	17,00	
CES0760	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1480, 1484	○	○	
CES0770	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		16,11	17,00	
CES0780	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480, 1484	80,57	85,00	
CES0790	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1484	96,68	102,00	
CES0795	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - manchette courte	NC : 1185, 1480, 1484	80,57	85,00	
CES0796	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue	NC : 1185, 1484	96,68	102,00	
CES0832	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1185, 1480, 1484	113,17	119,39	119,39
CES0838	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible et réglable en hauteur - Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 1100, 1110, 1116, 1117, 1484	41,71	44,00	
CES0839	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tube escamotable avec capitonnage 230 mm, réglable en hauteur sur 100 mm par pas de 25 mm, livré avec garde-boue amovible Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 1100, 1110, 1116, 1117, 1200, 1201, 1345, 1365, 1430, 1480, 1484	90,05	95,00	



0680 / 0780




0695 / 0795




0732 / 0832



0738 / 0838



0739 / 0839

Invacare® Action ^{®3} NG Light				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin							
CES0849	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante	NC : 0851, 0853, 0854, 0855, 0856, 0871, 0873	33,08	34,90	34,90	
CES0851	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise à air 70 mm REC France Profil'Air monocompartiment - poids max utilisateur 120 kg	NC : 0853, 0854, 0855, 0856, 0871, 0873	174,88	184,50	184,50	0849 
CES0853	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00	0851 
CES0854	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00	0853 / 0854 0855 / 0856 
CES0855	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00	0871 
CES0856	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00	0873 
CES0871	<input type="checkbox"/>	Coussin Flo-tech Contour Visco épaisseur 90 mm	NC : 0873	76,78	81,00	81,00	
CES0873	<input type="checkbox"/>	Coussin Flo-tech Image épaisseur 55 mm		174,88	184,50		
Profondeur du coussin							
CES0878	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CES0879	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Autres options							
CES0852	<input type="checkbox"/>	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		42,65	45,00		0882 
CES0882	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		163,98	173,00		0905 
CES0905	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0906, 0907, 0908, 0940, 0945	60,10	63,41	63,41	0906 0907 
CES0906	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0907, 0908, 0940, 0945	138,39	146,00	63,41	
CES0907	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0908, 0940, 0945	148,82	157,00	63,41	
CES0908	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix avec coussin Soft largeur 255mm - livré avec fixation - pour dossier Matrix uniquement		303,32	320,00	63,41	0908 
CES0930	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet		8,53	9,00		
CES0931	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes	NOUVEAU	69,19	73,00		
CES0935	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 à 530 mm)	NC : 0936	13,27	14,00		
CES0936	<input type="checkbox"/>	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		57,82	61,00		0945 
CES0940	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier	NC : 0945	33,18	35,00		
CES0945	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant	NC : 1451	72,99	77,00		
COLORIS DE CHASSIS							
CES0961	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise (RAL 7024)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CES0964	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CES0965	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		33,18	35,00		
CES0966	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CES0967	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CES0968	<input type="checkbox"/>	Violet Hypnotique		42,65	45,00		
CES0969	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CES0980	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CES0991	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis			0967 / 0968 / 0969 / 0980

Invacare® Action ^{®3} NG Light				Euros			
				Prix Public			LPPR
				HT	TTC		
SUPPORTS DE FOURCHE							
CES0996	<input type="checkbox"/>	Supports de fourche <i>Light</i> - GAIN DE POIDS DE 400 g		◆	◆		
ROUES AVANT							
CES1000	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - Pneumatique gris		○	○	 1000 1010 1020	
CES1010	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - Bandage noir		○	○		
CES1020	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - Pneumatique gris - 200 x 50		○	○		
CES1030	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - Bandage noir - 200 x 50		○	○	 1049 1050 1051	
CES1049	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage gris souple		○	○		
CES1050	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage noir		◆	◆		
CES1051	<input type="checkbox"/>	5" x 1.1/4" - Bandage gris	NC : 1060, 1070, 1080, 1090, 1095, 1118	○	○	 1049 1050 1051	
CES1052	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - Bandage gris souple		○	○		
ROUES ARRIERE							
Roues arrière							
CES1060	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Pneumatique gris - Roues rayonnées	NC : 1261	○	○	 Rayonnée	
CES1070	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Pneumatique gris - Roues composite	NC : 1260, 1261, 1280	○	○		
CES1080	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues rayonnées	NC : 1261	○	○		
CES1081	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Bandage noir - Roues rayonnées	NC : 1261	○	○	 Composite	
CES1090	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues composite	NC : 1260, 1261, 1280, 1380	○	○		
CES1100	<input type="checkbox"/>	22" x 1.3/8" - Pneumatique gris - Roues rayonnées	NC : 1260	○	○		
CES1110	<input type="checkbox"/>	22" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues rayonnées	NC : 1260	○	○	 Active	
CES1116	<input type="checkbox"/>	20" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues rayonnées	NC : 1170, 1260, 1280	○	○		
CES1117	<input type="checkbox"/>	22" x 1" Actives, Pneumatique gris et noir moyenne pression, rayonnage radial, rayons, jante et moyeu noirs	NC : 1170, 1201, 1230, 1260, 1261, 1280	○	○		
CES1118	<input type="checkbox"/>	24" x 1" Actives, Pneumatique gris et noir moyenne pression, rayonnage radial, rayons, jante et moyeu noirs	NC : 1170, 1201, 1230, 1260, 1261, 1280	○	○		
CES1119	<input type="checkbox"/>	24" x 1" Actives, Pneumatique noir Schwalbe Marathon Plus Evolution , rayonnage radial, rayons, jante et moyeu noirs	NC : 1170, 1201, 1230, 1260, 1261, 1280	56,87	60,00		
CES1114	<input type="checkbox"/>	24" x 1" Actives, bandage noir 24" x 1.3/8", rayonnage radial, rayons, jante et moyeu noirs	NC : 1170, 1201, 1230, 1260, 1261, 1280	◆	◆		
Mains-courantes							
CES1140	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆		
CES1150	<input type="checkbox"/>	Noires - plastique antidérapant		88,15	93,00		
Axes des roues arrière							
CES1170	<input type="checkbox"/>	Fixes	NC : 1185, 1280, 1365	○	○		
CES1180	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆		
Position axes des roues arrière							
CES1185	<input type="checkbox"/>	Position active (axes 37,5 mm devant les tubes de dossier) - Platines arrière spécifiques	NC : 1320, 1330, 1345, 1365	103,32	109,00		
CES1190	<input type="checkbox"/>	Position standard (axes 25 mm devant les tubes de dossier)		◆	◆		
CES1200	<input type="checkbox"/>	Position reculée (axes 25 mm derrière les tubes de dossier - de série avec dossier inclinable)		○	○		
CES1201	<input type="checkbox"/>	Position très reculée (axes 60 mm derrière les tubes de dossier)	NC : 1275, 1280, 1320, 1330, 1365	103,32	109,00		
Pompe							
CES1230	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		8,53	9,00		
CES1235	<input type="checkbox"/>	Pompe haute pression (jusqu'à 12 bar)		91,94	97,00		
OPTIONS DE CHASSIS							
CES1241	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○	 1241	
CES1260	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons noirs, la paire	NC : 1261	114,69	121,00		
CES1261	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons transparents, la paire		114,69	121,00		

Invacare [®] Action ^{®3} NG Light				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
FREINS						
CES1270	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser à poignée escamotable		◆	◆	
CES1275	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○	
CES1280	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		122,27	129,00	
CES1320	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à droite	NC : 1390	65,40	69,00	
CES1330	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à gauche	NC : 1390	65,40	69,00	
OPTIONS DE SECURITE						
CES1345	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroches taxi) - ceinture de maintien à boucle incluse	NC : 1360, 1363, 1364	31,28	33,00	
CES1360	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle	NC : 1361, 1362, 1363, 1364	20,85	22,00	
CES1361	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount [™]	NC : 1362, 1363, 1364	150,71	159,00	
CES1362	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount [™]	NC : 1363, 1364	156,40	165,00	
CES1363	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount [™]	NC : 1364	177,25	187,00	
CES1364	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount [™]		182,94	193,00	
CES1365	<input type="checkbox"/>	Roulettes de transfert 4"		46,45	49,00	
CES1370	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule, la paire	NC : 1375, 1440	54,98	58,00	
CES1375	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule avec tube basculeur, la paire	NC : 1440	86,26	91,00	
CES1380	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs (roues et châssis) (uniquement pour roues rayonnées)		26,54	28,00	
CES1390	<input type="checkbox"/>	Extension de frein, la paire		8,53	9,00	
OPTIONS						
CES1430	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		34,12	36,00	
CES1440	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à droite		29,38	31,00	
CES1451	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum et support (<i>tendeur obligatoire et non inclus</i>)		69,19	73,00	
ACCESSOIRE						
CES1480	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1483, 1484, 1485	72,83	76,84	76,84
CES1483	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1484	72,83	76,84	76,84
CES1484	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		72,83	76,84	76,84
CES1485	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		62,56	66,00	
ACCESSOIRES (livrés séparément)						
AP1493219	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, droite	Uniquement compatible avec accoudoirs 0680, 0690, 0695, 0696, 0732	113,17	119,39	119,39
AP1493220	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche	Uniquement compatible avec accoudoirs 0780, 0790, 0795, 0796, 0832	113,17	119,39	119,39
Rampes en accessoire						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)		1 787,68	1 886,00	
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	NOUVEAU
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.		559,24	590,00	NOUVEAU
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	NOUVEAU