



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



**matrx**  
SEATING SERIES



## Invacare® Action<sup>3</sup> NG RC Matrx (Rocking Chair)

Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon avec inclinaison d'assise mécanique à 25°

**NOUVEAU** CE

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



### Descriptif :

- Fauteuil roulant Manuel Action<sup>3</sup> NG Rocking Chair Matrx 6 roues avec roues motrices centrales pour un meilleur accès aux mains-courantes
- Inclinaison d'assise mécanique à 25° offrant une position de repos et condamnable
- Supports articulés des roues arrière équipés de roues de 5" facilitant le 2 roues
- Système inédit de freins à tirer par câble
- Base rigide anti-hamac livrée de série avec tous les coussins d'assise (sous réserve de compatibilité avec les dimensions d'assise choisies)
- Poids : à partir de 18,4 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

### Désignations et codes LPPR :

\* Fauteuil pliant à dossier fixe :  
4107723 = 558,99€ ou à dossier pliant à mi-hauteur 4122473 = 603,65€ ou à dossier inclinable : 4118193 = 603,65€

\* Siège de série modulable et évolutif, tous modèles et adjonctions 1269336 = 838,47€ : Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	LPPR*	
			HT	TTC	
CEU0031	<input type="checkbox"/> Invacare® Action <sup>3</sup> NG RC Matrx - Dossier fixe Code LPPR 4107723 + 1269336		1324,61	1397,46	1397,46
CEU0036	<input type="checkbox"/> Invacare® Action <sup>3</sup> NG RC Matrx - Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR 4122473 + 1269336		1366,94	1442,12	1442,12
CEU0041	<input type="checkbox"/> Invacare® Action <sup>3</sup> NG RC Matrx - Dossier inclinable Code LPPR 4118193 + 1269336		1366,94	1442,12	1442,12

### TYPES DE PROPULSION

CEU0100	<input type="checkbox"/> Standard	◆	◆		
---------	-----------------------------------	---	---	--	--

### ASSISE

#### Largeur d'assise

CODE	Largeur	NC	○	○	◆
CEU0180	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 0545+0595, 0851, 0852, 0855	○	○	
CEU0190	<input type="checkbox"/> 405 mm	NC : 0545+0595	○	○	
CEU0200	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 0853	◆	◆	
CEU0210	<input type="checkbox"/> 455 mm	NC : 0853	○	○	
CEU0220	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 0851, 0852, 0853, 0854	○	○	
CEU0230	<input type="checkbox"/> 505 mm	NC : 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856	○	○	

#### Profondeur d'assise

CODE	Profondeur	NC	○	○	◆
CEU0240	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0879	◆	◆	
CEU0250	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0853, 0878	○	○	
CEU0252	<input type="checkbox"/> Ajustable de 450 à 400 mm - livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0330, 0350	○	○	

#### Hauteur d'assise avant

CODE	Hauteur	NC	○	○	◆
CEU0270	<input type="checkbox"/> 485 mm - Uniquement avec roues motrices de 24"		○	○	
CEU0280	<input type="checkbox"/> 460 mm - Uniquement avec roues motrices de 22"		◆	◆	

Invacare® Action <sup>®3</sup> NG RC Matrix				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>Toile d'assise</b>						
CEU0330	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
CEU0340	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch		○	○	
CEU0350	<input type="checkbox"/>	Nylon noir rembourrée		○	○	
<b>DOSSIER</b>						
<b>Type de dossier</b>						
CEU0380	<input type="checkbox"/>	Fixe 0° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm		○	○	
CEU0390	<input type="checkbox"/>	Fixe 0° - hauteur 510 mm		○	○	 0380 / 0390
CEU0410	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm - <b>RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION</b>		◆	◆	
CEU0420	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 510 mm <b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>		○	○	 0431 / 0432
CEU0431	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes <b>RECOMMANDÉ POUR LE POSITIONNEMENT ET TRANSPORT</b>	NC : 0905, 0906, 0907, 1451	314,69	332,00	
CEU0432	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues <b>RECOMMANDÉ POUR LE POSITIONNEMENT ET TRANSPORT</b>		314,69	332,00	 0445 / 0450
CEU0445	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm <b>RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION</b>		◆	◆	
CEU0450	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm <b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>		○	○	 0455 / 0460
CEU0455	<input type="checkbox"/>	Pliant à mi-hauteur 7° - hauteur 430 mm - 240 mm plié <b>RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION</b>		◆	◆	
CEU0460	<input type="checkbox"/>	Pliant à mi-hauteur 7° - hauteur 510 mm - 240 mm plié <b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>		○	○	
<b>Dossiers Matrix</b> - la largeur du dossier correspond à la largeur d'assise. Ex : largeur d'assise 430 mm = dossier Matrix Elite largeur 430 mm.						
CEU0461	<input type="checkbox"/>	<b>Matrix Elite</b> hauteur 410 mm - Galbe 80 mm		○	○	<b>Matrix Elite / Elite Deep</b>
CEU0462	<input type="checkbox"/>	<b>Matrix Elite</b> hauteur 460 mm - Galbe 80 mm		○	○	
CEU0463	<input type="checkbox"/>	<b>Matrix Elite Deep</b> hauteur 410 mm - Galbe 160 mm		○	○	 Fixation standard
CEU0464	<input type="checkbox"/>	<b>Matrix Elite Deep</b> hauteur 460 mm - Galbe 160 mm		○	○	 Fixation split
<b>Attention</b> - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixation Standard sauf pour les dossiers PMH livrés avec la fixation Split.						
<b>POTENCES ET PALETTES</b>						
DE258401	<input type="checkbox"/>	Abduction de 30° pour potences ou repose- jambes - en fabrication spéciale		sur devis		
<b>Palettes séparées livrées avec sangles talonnières</b>						
<b>Potence droite</b>						
CEU0510	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0931	◆	◆	 0510 / 0560
CEU0520	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <b>REA</b> réglable en inclinaison 0°- 75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *
CEU0545	<input type="checkbox"/>	Support amputé, <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0931, 0936	96,68	102,00	 0520 / 0570

Invacare <sup>®</sup> Action <sup>®3</sup> NG RC Matrix				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>Potence gauche</b>						
CEU0560	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0931	◆	◆	
CEU0570	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <b>REA</b> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC: 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *
CEU0595	<input type="checkbox"/>	Support amputé, <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0931, 0936	96,68	102,00	
<b>Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)</b>						
CEU0600	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0931	◆	◆	
CEU0610	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		○	○	
CEU0611	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable	NC : 0620, 0630, 0931, 0935, 0936	162,09	171,00	
<b>Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)</b>						
CEU0620	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0931	◆	◆	
CEU0630	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		○	○	
* LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette fixe (0600 / 20) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette réglable = 105,76 €						
<b>ACCOUDOIRS</b>						
<b>Accoudoir droit (coloris noir mat)</b>						
CEU0660	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0780, 0790, 1480, 1483	◆	◆	
CEU0670	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0780, 0790	○	○	
CEU0680	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 1480, 1483	○	○	
CEU0690	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 1483	○	○	
<b>Accoudoir gauche (coloris noir mat)</b>						
CEU0760	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1480, 1484	◆	◆	
CEU0770	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		○	○	
CEU0780	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480, 1484	○	○	
CEU0790	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1484	○	○	
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>						
<b>Coussin - Livré de série avec la base rigide anti-hamac</b>						
CEU0851	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise à air 70 mm REC France Profil'Air monocompartiment - poids max utilisateur 120 kg		71,09	75,00	
CEU0853	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg	NC : 0878, 0879	○	○	
CEU0854	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0878, 0879	○	○	



0545 / 0595

0610 / 0630  
si potence 80°0610 / 0630  
si repose-  
jambe **REA**

0611



0660 / 0760



0680 / 0780



0851

0853 / 0854  
0855 / 0856

Invacare® Action® <sup>3</sup> NG RC Matrix				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CEU0855	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0878, 0879	○	○		
CEU0856	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0878, 0879	○	○		0869
CEU0869	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Flo-tech Lite</b> épaisseur 55 mm		◆	◆		 0871
CEU0871	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Flo-tech Contour Visco</b> épaisseur 90 mm		○	○		 0873
CEU0873	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Flo-tech Image</b> épaisseur 55 mm		○	○		 0874
CEU0874	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Flo-tech Solution Xtra</b> épaisseur 60 mm		104,74	110,50		
CEU0875	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Matrix VI</b> épaisseur 82 mm		118,96	125,50		
CEU0876	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Matrix Libra</b> , housse <b>Mesh</b> respirante micro-aérée noire épaisseur 70 mm		118,96	125,50		
<b>Profondeur du coussin</b>							
CEU0878	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○		
CEU0879	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○		0875 0876
<b>Autres options</b>							
CEU0852	<input type="checkbox"/>	Base rigide		◆	◆		 0852
CEU0905	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier <b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>	NC : 0906, 0907, 0908	60,10	63,41	63,41	 0905
CEU0906	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier <b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>	NC : 0907, 0908	138,39	146,00	63,41	 0906 0907
CEU0907	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier <b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>	NC : 0908	148,82	157,00	63,41	 0908
CEU0908	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix avec coussin Soft largeur 255mm - livré avec fixation		303,32	320,00	63,41	
CEU0930	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet		8,53	9,00		
CEU0931	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		69,19	73,00		
CEU0935	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 à 530 mm)	NC : 0936	13,27	14,00		
CEU0936	<input type="checkbox"/>	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		57,82	61,00		
<b>COLORIS DE CHASSIS</b>							
CEU0961	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise (RAL 7024)		○	○		
CEU0966	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○		
CEU0967	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		○	○		0961 / 0966
CEU0969	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		○	○		
CEU0991	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis			 0967 / 0969
<b>SUPPORTS DE FOURCHE</b>							
CEU0995	<input type="checkbox"/>	Supports de fourche standard		◆	◆		
<b>ROUES AVANT</b>							
CEU1049	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage gris souple		○	○		
CEU1050	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage noir		◆	◆		
CEU1052	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - Bandage gris souple		○	○		 1049 1050 1052
<b>ROUES CENTRALES MOTRICES</b>							
<b>Roues centrales motrices rayonnées (roues 24" pour hauteur d'assise 485 mm et 22" pour hauteur d'assise 460 mm)</b>							
CEU1060	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Pneumatique gris	NC : 1261	○	○		 Rayonnées
CEU1080	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Bandage gris	NC : 1261	○	○		
CEU1081	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Bandage noir	NC : 1261	○	○		
CEU1095	<input type="checkbox"/>	24" x 1" - Pneumatique gris	NC : 1261	○	○		
CEU1100	<input type="checkbox"/>	22" x 1.3/8" - Pneumatique gris	NC : 1260	○	○		
CEU1110	<input type="checkbox"/>	22" x 1.3/8" - Bandage gris	NC : 1260	○	○		
CEU1111	<input type="checkbox"/>	22" x 1" - Bandage noir	NC : 1260	◆	◆		
<b>Mains-courantes</b>							
CEU1140	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆		
CEU1150	<input type="checkbox"/>	Noires - plastique antidérapant		88,15	93,00		

Invacare <sup>®</sup> Action <sup>®3</sup> NG RC Matrix				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
<b>Axes des roues motrices</b>							
CEU1170	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○		
CEU1180	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆		
<b>Position axes des roues centrales motrices et point de bascule</b>							
CEU1195	<input type="checkbox"/>	Position standard - axes 90 mm devant les cannes de dossier et point de bascule à 62,5 mm - (position roues motrices réglables à 102,5 mm et 77,5 mm avec points de bascule respectifs à 75 mm et 50 mm)		◆	◆		
<b>Pompe</b>							
CEU1230	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		8,53	9,00		
<b>OPTIONS DE CHASSIS</b>							
CEU1241	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○	 1241	
CEU1260	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons noirs, la paire (pour 24")	NC : 1261	114,69	121,00		
CEU1261	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons transparents, la paire (pour 22")		114,69	121,00		
<b>FREINS</b>							
CEU1272	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer par câble		◆	◆		
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>							
CEU1360	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle		20,85	22,00		
CEU1380	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs (roues et châssis)		26,54	28,00		
<b>OPTIONS</b>							
CEU1451	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus)		69,19	73,00		
<b>ACCESSOIRE</b>							
CEU1480	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1483, 1484, 1485	72,83	76,84	76,84	 1480 1483 / 1484 1485
CEU1483	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1484	72,83	76,84	76,84	
CEU1484	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		72,83	76,84	76,84	
CEU1485	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		62,56	66,00		
<b>ACCESSOIRES (livrés séparément)</b>							
AP1493219	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, droite	Uniquement compatible avec 0680, 0690	113,17	119,39	119,39	
AP1493220	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche	Uniquement compatible avec 0780, 0790	113,17	119,39	119,39	

<b>Rampes en accessoire</b>							
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)		1 787,68	1 886,00		 1440530 1654128 1654129 1654130
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe basic 2 parties télescopiques :</b> aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	<b>NOUVEAU</b>	
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques :</b> aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.		559,24	590,00	<b>NOUVEAU</b>	
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium :</b> pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	<b>NOUVEAU</b>	