



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



NOUVEAU



Invacare[®] Action³ NG RC (Rocking Chair)

Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon avec inclinaison d'assise mécanique à 25°

CE

Date : _____

Référence d'achat : _____

Code client : _____

Cachet du distributeur : _____



Descriptif :

- Fauteuil roulant Manuel Action³ NG Rocking Chair 6 roues avec roues motrices centrales pour un meilleur accès au mains-courantes
- Inclinaison d'assise mécanique à 25° offrant une position de repos et condamnable
- Supports articulés des roues arrière équipés de roues de 5" facilitant le 2 roues
- Système inédit de freins à tirer par câble
- **PACK Comfort** : Transformez l'Action³ NG RC en un véritable fauteuil de confort 6 roues léger et pliant. Ce pack comprend : un dossier inclinable par vérins hauteur 510 mm avec coque de dossier rigide et amovible + un coussin de dossier **Laguna** + une paire de repose-jambes avec palettes réglables + un appui-tête.
- Poids : à partir de 17,6 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare[®].



Service de personnalisation Invacare Unique
Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ◆ Configuration standard ○ Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	TTC	LPPR*
CET0031	<input type="checkbox"/> Invacare [®] Action ³ NG RC - Dossier fixe Code LPPR 4107723	NC : Pack Comfort	1059,70	1117,98	558,99
CET0036	<input type="checkbox"/> Invacare [®] Action ³ NG RC - Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR 4122473	NC : Pack Comfort	1144,36	1207,30	603,65
CET0041	<input type="checkbox"/> Invacare [®] Action ³ NG RC - Dossier inclinable Code LPPR 4118193		1144,36	1207,30	603,65

Pensez à la version
Action³ NG RC Matrix
100% LPPR

PACK COMFORT

⚠ Si vous cochez le Pack, merci de ne pas cocher les options individuellement

CET0050	<input type="checkbox"/> PACK COMFORT : Dossier inclinable par vérins hauteur 510 mm (0442) + coque de dossier rigide et amovible permettant le pliage du fauteuil + coussin de dossier Laguna (0490) + paire de repose-jambes (0520 + 0570) avec palettes réglables (0610 + 0630) + appui-tête (0905)	NC : 0180, 0220, 0930, 0935, 0936, 0940, 0945, réhausse de dossier	293,68	309,83	309,83	
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	--

TYPES DE PROPULSION

CET0100	<input type="checkbox"/> Standard		◆	◆	
---------	-----------------------------------	--	---	---	--

ASSISE


Largeur d'assise

CET0180	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 0442, 0545+0595, 0851, 0852, 0855	○	○	
CET0190	<input type="checkbox"/> 405 mm	NC : 0545+0595	○	○	
CET0200	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 0853	◆	◆	
CET0210	<input type="checkbox"/> 455 mm	NC : 0853	○	○	
CET0220	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 0442, 0851, 0852, 0853, 0854	○	○	
CET0230	<input type="checkbox"/> 505 mm	NC : 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856	○	○	

Profondeur d'assise

CET0240	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0879	◆	◆	
CET0250	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0853, 0878	○	○	
CET0252	<input type="checkbox"/> Ajustable de 450 à 400 mm - livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0330, 0350	19,91	21,00	

Invacare® Action ^{®3} _{NG RC}				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Hauteur d'assise avant						
CET0270	<input type="checkbox"/>	485 mm - Uniquement avec roues motrices de 24"		○	○	
CET0280	<input type="checkbox"/>	460 mm - Uniquement avec roues motrices de 22"		◆	◆	
Toile d'assise						
CET0330	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
CET0340	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch		○	○	
CET0350	<input type="checkbox"/>	Nylon noir rembourrée		19,91	21,00	
DOSSIER						
DE225974	<input type="checkbox"/>	Réhausse de dossier - hauteur 230 mm - en fabrication spéciale	NC : 0395, 0396, 0442	sur devis		62,58
Type de dossier						
CET0380	<input type="checkbox"/>	Fixe 0° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945	36,97	39,00	
CET0390	<input type="checkbox"/>	Fixe 0° - hauteur 510 mm	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945	59,72	63,00	
CET0395	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm	NC : 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0481, 0490, 0491, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	203,79	215,00	
CET0396	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC : 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0481, 0490, 0491, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	203,79	215,00	
CET0410	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm - RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945	◆	◆	
CET0420	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 510 mm RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945	○	○	
CET0431	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes RECOMMANDÉ POUR LE POSITIONNEMENT ET TRANSPORT	NC : 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0882, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	314,69	332,00	
CET0432	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues RECOMMANDÉ POUR LE POSITIONNEMENT ET TRANSPORT	NC : 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0882	314,69	332,00	
CET0442	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérin 0° - 30° - hauteur 510 mm - Cannes courbées spécifiques - uniquement avec coussin de dossier <i>Laguna</i> ou <i>Passad 2</i> RECOMMANDÉ POUR POSITION REPOS	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0882, 0940, 0945, 1451	○	○	
CET0445	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0940, 0945	◆	◆	
CET0450	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0940, 0945	○	○	
CET0455	<input type="checkbox"/>	Pliant à mi-hauteur 7° - hauteur 430 mm - 240 mm plié RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945	◆	◆	
CET0460	<input type="checkbox"/>	Pliant à mi-hauteur 7° - hauteur 510 mm - 240 mm plié RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0471, 0477, 0480, 0481, 0490, 0491, 0945	○	○	
Toile de dossier et dossiers rigides						
CET0471	<input type="checkbox"/>	Rembourrée	NC : 0882, 0905, 0906, 0907, 0882	○	○	
CET0474	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		33,08	34,90	34,90
CET0475	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir		◆	◆	34,90
CET0477	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - sans tendeur de dossier - uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle		○	○	34,90



0396



0380 / 0390 / 0395



0431 / 0432




0445 / 0450



0455 / 0460




0471



0474 / 0475

Invacare [®] Action ^{®3} _{NG RC}				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CET0478	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	66,16	69,80	34,90	 0480 / 0481  0490
CET0479	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	33,08	34,90	34,90	
CET0480	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	94,79	100,00	34,90	
CET0481	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945, 1451	130,81	138,00	34,90	
CET0490	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide et amovible avec coussin de dossier Laguna - UNIQUEMENT AVEC DOSSIER 0442	NC : 0940, 0945, 1451	33,08	34,90	34,90	
CET0491	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide et amovible avec coussin de dossier Passad 2 , maintien des épaules et du buste - UNIQUEMENT AVEC DOSSIER 0442	NC : 0940, 0945, 1451	33,08	34,90	34,90	
POTENCES ET PALETTES							
DE258401	<input type="checkbox"/>	Abduction de 30° pour potences ou repose-jambes - en fabrication spéciale		sur devis			
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières							
Potence droite							
CET0510	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0931	◆	◆		 0510 / 0560
CET0520	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *	 0520 / 0570
CET0545	<input type="checkbox"/>	Support amputé, <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0931, 0936	96,68	102,00		
Potence gauche							
CET0560	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0931	◆	◆		
CET0570	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *	 0545 / 0595
CET0595	<input type="checkbox"/>	Support amputé, <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0931, 0936	96,68	102,00		 0610 / 0630 si potence 80°
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CET0600	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0931	◆	◆		
CET0610	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88		 0610 / 0630 si repose-jambe REA
CET0611	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable	NC : 0620, 0630, 0931, 0935, 0936	162,09	171,00		
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CET0620	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0931	◆	◆		
CET0630	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88		 0611
* LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette fixe (0600 / 20) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette réglable = 105,76 €							
ACCOUDOIRS							
Accoudoir droit (coloris noir mat)							
CET0660	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0780, 0790, 1480, 1483	◆	◆		 0660 / 0760
CET0670	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0780, 0790	16,11	17,00		

Invacare® Action ^{®3} _{NG RC}				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CET0680	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 1480, 1483	80,57	85,00	 0680 / 0780	
CET0690	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 1483	96,68	102,00		
Accoudoir gauche (coloris noir mat)							
CET0760	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1480, 1484	◆	◆		
CET0770	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		16,11	17,00		
CET0780	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480, 1484	80,57	85,00		
CET0790	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1484	96,68	102,00		
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin							
CET0849	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante		33,08	34,90	34,90	 0849
CET0851	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise à air 70 mm REC France Profil'Air monocompartiment - poids max utilisateur 120 kg		174,88	184,50	184,50	 0851
CET0853	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 0878, 0879	76,78	81,00	81,00	 0853 / 0854 0855 / 0856
CET0854	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0878, 0879	65,40	69,00	69,00	
CET0855	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0878, 0879	65,40	69,00	69,00	
CET0856	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 0878, 0879	76,78	81,00	81,00	 0871
CET0871	<input type="checkbox"/>	Coussin Flo-tech Contour Visco épaisseur 90 mm		76,78	81,00	81,00	 0873
CET0873	<input type="checkbox"/>	Coussin Flo-tech Image épaisseur 55 mm		174,88	184,50		
CET0875	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrx VI épaisseur 82 mm		293,84	310,00		
CET0876	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrx Libra , housse Mesh respirante micro-aérée noire épaisseur 70 mm		293,84	310,00		 0875 0876
Profondeur du coussin							
CET0878	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○		 0852
CET0879	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○		 0882
Autres options							
CET0852	<input type="checkbox"/>	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		42,65	45,00		 0905
CET0882	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		163,98	173,00		
CET0905	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0906, 0907, 0940, 0945	60,10	63,41	63,41	

Invacare® Action ^{®3} _{NG RC}				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CET0906	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0907, 0940, 0945	138,39	146,00	63,41	 0906 0907
CET0907	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0940, 0945	148,82	157,00	63,41	
CET0930	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet		8,53	9,00		
CET0931	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		69,19	73,00		
CET0935	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 à 530 mm)	NC : 0936	13,27	14,00		
CET0936	<input type="checkbox"/>	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		57,82	61,00		
CET0940	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0945	○	○		
CET0945	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 1451	72,99	77,00		 0945
COLORIS DE CHASSIS							
CET0961	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise (RAL 7024)		○	○		 0961 / 0966
CET0966	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○		
CET0967	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		○	○		
CET0969	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		○	○		
CET0991	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis			
SUPPORTS DE FOURCHE							
CET0995	<input type="checkbox"/>	Supports de fourche standard		◆	◆		
ROUES AVANT							
CET1049	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage gris souple		○	○		 1049 1050 1052
CET1050	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage noir		◆	◆		
CET1052	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - Bandage gris souple		○	○		
ROUES CENTRALES MOTRICES							
Roues centrales motrices rayonnées (roues 24" pour hauteur d'assise 485 mm et 22" pour hauteur d'assise 460 mm)							
CET1060	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Pneumatique gris	NC : 1261	○	○		 Rayonnées
CET1080	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Bandage gris	NC : 1261	○	○		
CET1081	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Bandage noir	NC : 1261	○	○		
CET1095	<input type="checkbox"/>	24" x 1" - Pneumatique gris	NC : 1261	89,10	94,00		
CET1100	<input type="checkbox"/>	22" x 1.3/8" - Pneumatique gris	NC : 1260	○	○		
CET1110	<input type="checkbox"/>	22" x 1.3/8" - Bandage gris	NC : 1260	○	○		
CET1111	<input type="checkbox"/>	22" x 1" - Bandage noir	NC : 1260	◆	◆		
Mains-courantes							
CET1140	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆		
CET1150	<input type="checkbox"/>	Noires - plastique antidérapant		88,15	93,00		
Axes des roues motrices							
CET1170	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○		
CET1180	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆		
Position axes des roues centrales motrices et point de bascule							
CET1195	<input type="checkbox"/>	Position standard - axes 90 mm devant les cannes de dossier et point de bascule à 62,5 mm - (position roues motrices réglables à 102,5 mm et 77,5 mm avec points de bascule respectifs à 75 mm et 50 mm)		◆	◆		
Pompe							
CET1230	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		8,53	9,00		
OPTIONS DE CHASSIS							
CET1241	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○		 1241
CET1260	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons noirs, la paire (pour 24")	NC : 1261	114,69	121,00		
CET1261	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons transparents, la paire (pour 22")		114,69	121,00		
FREINS							
CET1272	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer par câble		◆	◆		
OPTIONS DE SECURITE							
CET1360	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle		20,85	22,00		
CET1380	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs (roues et châssis)		26,54	28,00		
OPTIONS							
CET1451	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum et support (tendeur de dossier 0940 obligatoire et non inclus)		69,19	73,00		

Invacare® Action® ³ _{NG RC}				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
ACCESSOIRE							
CET1480	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1483, 1484, 1485	72,83	76,84	76,84	 1480
CET1483	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1484	72,83	76,84	76,84	 1483 / 1484
CET1484	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		72,83	76,84	76,84	
CET1485	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		62,56	66,00		 1485
ACCESSOIRES (livrés séparément)							
AP1493219	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, droite	Uniquement compatible avec 0680, 0690	113,17	119,39	119,39	
AP1493220	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche	Uniquement compatible avec 0780, 0790	113,17	119,39	119,39	

Rampes en accessoire							
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)		1 787,68	1 886,00		 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	NOUVEAU	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.		559,24	590,00	NOUVEAU	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	NOUVEAU	 1654130