



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, merci de nous contacter par e-mail à : commandesfr@invacare.com (fauteuil non commandable sur le e-commerce)



Invacare® Action³ NG Héli

NOUVEAU



Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon



Descriptif :

- Poids : à partir de 15,2 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg.
- Equipé de série d'une gouttière concave pour patient hémiparétique
- Double main-courante disponible en option
- Hauteur d'assise à partir de 360 mm pour la traction podale
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Nouveau :

- Nouveaux repose-jambes réglables en angle avec nouvelles palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur (UL réglable de 350 mm à 580 mm)

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC
CEP0031	☐	Invacare® Action ³ NG Héli - Dossier fixe et 1 gouttière concave HÉMI (se référer à la section accoudoirs) Codes LPPR 4107723 + 4327382	FAUTEUIL NON COMMANDABLE SUR LE E-COMMERCE	643,01	678,38
CEP0036	☐	Invacare® Action ³ NG Héli - Dossier pliant à mi-hauteur et 1 gouttière concave HÉMI (se référer à la section accoudoirs) Codes LPPR 4122473 + 4327382	FAUTEUIL NON COMMANDABLE SUR LE E-COMMERCE	685,35	723,04
CEP0041	☐	Invacare® Action ³ NG Héli - Dossier inclinable et 1 accoudoir gouttière concave HÉMI (se référer à la section accoudoirs) Code LPPR 4118193 + 4327382	FAUTEUIL NON COMMANDABLE SUR LE E-COMMERCE	685,35	723,04

MOTORISATIONS ALBER

CEP0080	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0140, 0150, 0300, 0310, 0315, 0455, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 1170, 1201, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	421,80	445,00
CEP0090	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil eco	NC : 0140, 0150, 0290, 0300, 0310, 0315, 0461, 0462, 0463, 0464, 0940, 1201, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1451	414,25	437,03

TYPES DE PROPULSION

CEP0100	☐	Standard		◆	◆
CEP0140	☐	Kit Dual HR™ à démontage rapide à droite	NC : 0300, 0310, 0315, 0351, gouttière concave à droite, 1051, 1070, 1081, 1090, 1095, 1100, 1110, 1116, 1140, 1150, 1170, 1185, 1260, 1261, 1280, 1330, 1365	257,09	271,23
CEP0150	☐	Kit Dual HR™ à démontage rapide à gauche	NC : 0300, 0310, 0315, 0351, gouttière concave à gauche, 1051, 1070, 1081, 1090, 1095, 1100, 1110, 1116, 1140, 1150, 1170, 1185, 1260, 1261, 1280, 1320, 1365	257,09	271,23




ASSISE

Largeur d'assise

CEP0180	☐	380 mm	NC : 0545+0595, 0851, 0852, 0855	○	○
CEP0190	☐	405 mm	NC : 0545+0595	○	○
CEP0200	☐	430 mm	NC : 0853	◆	◆

Invacare® Action® ³ NG Héli				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
CEP0210	☐ 455 mm	NC : 0853		○	○	
CEP0220	☐ 480 mm	NC : 0851, 0852, 0853, 0854		○	○	
CEP0230	☐ 505 mm	NC : 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856		○	○	
Profondeur d'assise						
CEP0240	☐ 400 mm	NC : 0879		◆	◆	
CEP0250	☐ 450 mm	NC : 0351, 0853, 0878		○	○	
CEP0252	☐ Ajustable de 450 à 400 mm livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0330, 0350, 0351		19,91	21,00	
Hauteur d'assise avant						
CEP0260	☐ 510 mm	NC : 1049, 1050, 1051, 1052, 1100, 1110		○	○	
CEP0270	☐ 485 mm	NC : 1051		○	○	
CEP0280	☐ 460 mm			◆	◆	
CEP0290	☐ 435 mm	NC : 0660/0670/0760/0770 + roues 24", 1000, 1010, 1020, 1030		○	○	
CEP0300	☐ 410 mm	NC : roues 24", 0935, 1000, 1010, 1020, 1030, 1052, 1365, 1370, 1440		○	○	
CEP0310	☐ 385 mm	NC : 0351, 0660, 0670, 0760, 0770, 0935, 1000 à 1050, 1052 à 1095, 1280, 1365, 1370, 1440		○	○	
CEP0315	☐ 360 mm (uniquement avec roues avant de 5" CEB1051 et roues arrières de 20")	NC : 0351, 0600, 0611, 0620, 0660, 0670, 0760, 0770, 0935, 1280, 1365, 1375, 1440		99,53	105,00	
Toile d'assise						
CEP0330	☐ Nylon noir			◆	◆	
CEP0340	☐ Nylon noir avec scratch			○	○	
CEP0350	☐ Nylon noir rembourrée			19,91	21,00	
CEP0351	☐ Assise garde-robe	NC : 0461, 0462, 0463, 0464, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0871, 0873, 0876		98,10	103,49	103,49
DOSSIER						
Type de dossier - roulettes anti-basculé recommandées avec dossier inclinable						
CEP0380	☐ Fixe 0° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm	NC : 0471, 0477, 0945		36,97	39,00	
CEP0390	☐ Fixe 0° - hauteur 510 mm	NC : 0471, 0477, 0945		59,72	63,00	
CEP0395	☐ Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm	NC : 0461, 0462, 0463, 0464, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0481, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451		203,79	215,00	
CEP0396	☐ Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC : 0461, 0462, 0463, 0464, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0481, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451		203,79	215,00	
CEP0410	☐ Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm	NC : 0471, 0477, 0945		◆	◆	
CEP0420	☐ Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0471, 0477, 0945		22,75	24,00	
CES0431	☐ Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes + 850 g par rapport au dossier fixe standard	NC : 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0882, 0905, 0906, 0907, 0940, 1280, 1345, 1451		314,69	332,00	
CES0432	☐ Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues + 850 g par rapport au dossier fixe standard	NC : 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0882		314,69	332,00	
CEP0435	☐ Inclinable par crémaillères 0°-30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm	NC : 0471, 0477, 0940, 0945, 1185, 1190		◆	◆	
CEP0440	☐ Inclinable par crémaillères 0°-30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm	NC : 0471, 0477, 0940, 0945, 1185, 1190		22,75	24,00	
CEP0445	☐ Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm	NC : 0471, 0477, 0940, 0945, 1185, 1190		○	○	
CEP0450	☐ Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm	NC : 0471, 0477, 0940, 0945, 1185, 1190		22,75	24,00	



0351



0396



0435 / 0440

Invacare® Action ^{®3} NG Héli				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
CEP0455	☐	Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 430 mm - 240 mm plié	NC : 0471, 0477, 0945	◆	◆	
CEP0460	☐	Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 510 mm - 240 mm plié	NC : 0471, 0477, 0480, 0481, 0945	22,75	24,00	
Dossiers Matrx - la largeur du dossier correspond à la largeur d'assise. Ex : largeur d'assise 430 mm = dossier Matrx Elite largeur 430 mm.						
CEP0461	☐	Matrx Elite hauteur 410 mm - Galbe 80 mm	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0882, 0940, 0945	500,47	528,00	838,47
CEP0462	☐	Matrx Elite hauteur 460 mm - Galbe 80 mm	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0882, 0940, 0945	500,47	528,00	838,47
CEP0463	☐	Matrx Elite Deep hauteur 410 mm - Galbe 160 mm	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0882, 0940, 0945	500,47	528,00	838,47
CEP0464	☐	Matrx Elite Deep hauteur 460 mm - Galbe 160 mm	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0882, 0940, 0945	500,47	528,00	838,47
Attention - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixation Standard sauf pour les dossiers PMH livrés avec la fixation Split.						
Toile de dossier						
CEP0471	☐	Rembourrée	NC : 0882, 0905, 0906, 0907	○	○	
CEP0474	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		33,08	34,90	34,90
CEP0475	☐	Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir		◆	◆	34,90
CEP0477	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - sans tendeur de dossier - uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle		○	○	34,90
CEP0478	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - inclus un tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	66,16	69,80	34,90
CEP0479	☐	Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir - Inclus un tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	33,08	34,90	34,90
CEP0480	☐	Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir - Inclus un tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	94,79	100,00	34,90
CEP0481	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - inclus un tendeur de dossier	NC : 0940, 0945, 1451	130,81	138,00	34,90
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CEP0510	☐	Potence à 80°	NC : 0931	◆	◆	
CEP0520	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm NOUVEAU	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *
CEP0545	☐	Support amputé l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0931, 0936	96,68	102,00	
Potence gauche						
CEP0560	☐	Potence à 80°	NC : 0931	◆	◆	
CEP0570	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm NOUVEAU	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *
CEP0595	☐	Support amputé l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0931, 0936	96,68	102,00	



0455 / 0460




Matrx Elite / Elite Deep




Fixation standard



0471



0474 / 0475



0480 / 0481



0510 / 0560




0520 / 0570



0545 / 0595




0610 / 0630 si potence 80°

Invacare® Action® ³ NG Héli				Euros			 0610 / 0630 si repose- jambe REA
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CEP0600	☐	Fixe	NC : 0931	◆	◆		0611 
CEP0610	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) NOUVEAU		26,43	27,88		
CEP0611	☐	Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable	NC : 0620, 0630, 0931, 0935, 0936	162,09	171,00		
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CEP0620	☐	Fixe	NC : 0931	◆	◆		
CEP0630	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) NOUVEAU		26,43	27,88		
* LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette fixe (0600 / 20) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette réglable = 105,76 €							
ACCOUDOIRS							
UNE SEULE GOUTTIÈRE CONCAVE HÉMI AVEC APPUI PALMAIRE PLAT OU A CORNE COURBÉ AU CHOIX SANS SUPPLÉMENT DE PRIX.							
							
Manchette gouttière concave HÉMI réglable en profondeur sur 100 mm incluant rotateur réversible droite ou gauche à 360° par pas de 18° . Au choix : Appui palmaire plat et ambidextre OU appui palmaire à corne courbé droit ou gauche Toutes les dimensions de ces différents éléments disponibles à la fin de la fiche de mesure Attention : si dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise sélectionné, il est obligatoire de retirer l'accoudoir avec la manchette concave pour rabattre le dossier							
Accoudoir droit (coloris noir mat)							
CEP0640	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 0760, 0770, 0780, 0790	◆	◆		 0640 / 0650
CEP0640 + DE258415	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette gouttière concave HÉMI avec appui palmaire plat	NC : 0760, 0770, 0780, 0790	○	○		
CEP0640 + DE258421	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette gouttière concave HÉMI avec appui palmaire à corne courbé droit	NC : 0760, 0770, 0780, 0790	○	○		 0660 / 0670
CEP0650	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue	NC : 0760, 0770, 0780, 0790	○	○		
CEP0660	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0740, 0750, 0780, 0790	○	○		 0660 / 0670
CEP0660 + DE258417	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette gouttière concave HÉMI avec appui palmaire plat et kit de réhausse +22 mm sur accoudoir opposé	NC : 0740, 0750, 0780, 0790	○	○		
CEP0660 + DE258423	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette gouttière concave HÉMI avec appui palmaire à corne courbé droit et kit de réhausse + 22 mm sur accoudoir opposé	NC : 0740, 0750, 0780, 0790	○	○		 0680 / 0690
CEP0670	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0740, 0750, 0780, 0790	○	○		
CEP0680	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique - manchette courte	NC : 0740, 0750, 0760, 0770	○	○		 0680 / 0690
CEP0680 + DE258419	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique - manchette gouttière concave HÉMI avec appui palmaire plat	NC : 0740, 0750, 0760, 0770	○	○		
CEP0680 + DE258425	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique - manchette gouttière concave HÉMI avec appui palmaire à corne courbé droit	NC : 0740, 0750, 0760, 0770	○	○		

Invacare® Action® ³ NG Héli				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
CEP0690	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique - manchette longue réglable en profondeur	NC : 0740, 0750, 0760, 0770	○	○	
Accoudoir gauche (coloris noir mat)						
CEP0740	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte		○	○	
CEP0740 + DE258416	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette gouttière concave HÉMI avec appui palmaire plat		◆	◆	
CEP0740 + DE258422	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette gouttière concave HÉMI avec appui palmaire à corne courbé gauche		○	○	
CEP0750	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue		○	○	
CEP0760	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1480	○	○	
CEP0760 + DE258418	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette gouttière concave HÉMI avec appui palmaire plat et kit de réhausse +22 mm sur accoudoir opposé		○	○	
CEP0760 + DE258424	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette gouttière concave HÉMI avec appui palmaire à corne courbé droit et kit de réhausse + 22 mm sur accoudoir opposé		○	○	
CEP0770	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		○	○	
CEP0780	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480	○	○	
CEP0780 + DE258420	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique - manchette gouttière concave HÉMI avec appui palmaire plat		○	○	
CEP0780 + DE258426	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique - manchette gouttière concave HÉMI avec appui palmaire à corne courbé gauche		○	○	
CEP0790	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique		○	○	
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin						
CEP0849	☐	Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante	NC : 0851, 0853, 0854, 0855, 0856, 0871, 0873	33,08	34,90	34,90
CEP0851	☐	Coussin d'assise à air 70 mm REC France Profil'Air monocompartiment - poids max utilisateur 120 kg	NC : 0853, 0854, 0855, 0856, 0871, 0873	174,88	184,50	184,50
CEP0853	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00
CEP0854	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00



0740 / 0750




0760 / 0770




0780 / 0790




0849



0851



0853 / 0854
0855 / 0856

Invacare® Action ^{®3} NG Hémi				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CEP0855	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00	 0871  0873  0876
CEP0856	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00	
CEP0871	☐	Coussin Flo-tech Contour Visco épaisseur 90 mm	NC : 0873	76,78	81,00	81,00	
CEP0873	☐	Coussin Flo-tech Image épaisseur 55 mm		174,88	184,50		
CEP0876	☐	Coussin Matrx Libra , housse Mesh respirante micro-aérée noire épaisseur 70 mm		118,96	125,50		
Profondeur du coussin							
CEP0878	☐	Profondeur 400 mm		☐	☐		 0882  0905  0906 0907  0908  0945
CEP0879	☐	Profondeur 450 mm		☐	☐		
Autres options							
CEP0852	☐	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		42,65	45,00		
CEP0882	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		163,98	173,00		
CEP0905	☐	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0906, 0907, 0940, 0945	60,10	63,41	63,41	
CEP0906	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0907, 0940, 0945	138,39	146,00	63,41	
CEP0907	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	148,82	157,00	63,41	
CEP0908	☐	Appui-tête Matrx avec coussin Soft largeur 255 mm - livré avec fixation		303,32	320,00	63,41	
CEP0930	☐	Sangle appui-mollet		8,53	9,00		
CEP0931	☐	Revêtements rembourrés pour palettes		69,19	73,00		
CEP0935	☐	Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 à 530 mm)	NC : 0936	13,27	14,00		
CEP0936	☐	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		57,82	61,00		
CEP0940	☐	Tendeur de dossier	NC : 0945	33,18	35,00		
CEP0945	☐	Tendeur de dossier pliant	NC : 1451	72,99	77,00		
COLORIS DE CHASSIS							
CEP0961	☐	Gris Ardoise (RAL 7024)		☐	☐		 0961 / 0964 / 0966
CEP0964	☐	Blanc Perle		☐	☐		
CEP0966	☐	Noir Mat		☐	☐		 0967 / 0969 / 0980
CEP0967	☐	Bleu Pop		☐	☐		
CEP0969	☐	Rouge Mat		☐	☐		
CEP0980	☐	Noir Brillant		☐	☐		
CEP0991	☐	Coloris Spécial		Sur devis			
SUPPORTS DE FOURCHE							
CEP0995	☐	Supports de fourche standard		☒	☒		
ROUES AVANT							
CEP1000	☐	8" x 1.1/4" - Pneumatique gris		☐	☐		 1000 1010 1020
CEP1010	☐	8" x 1.1/4" - Bandage noir		☐	☐		
CEP1020	☐	8" x 2" - pneumatique gris- 200 x 50		☐	☐		1049 1050 1051
CEP1030	☐	8" x 2" - Bandage noir - 200 x 50		☐	☐		
CEP1049	☐	6" x 1.1/4" - Bandage gris souple		☐	☐		1052
CEP1050	☐	6" x 1.1/4" - Bandage noir		☒	☒		
CEP1051	☐	5" x 1.1/4" - Bandage gris		☐	☐		
CEP1052	☐	5,5" x 1.3/4" - Bandage gris souple		☐	☐		
ROUES ARRIERE							
Roues arrière							 Rayonnée
CEP1060	☐	24" x 1.3/8" - Pneumatique gris - Roues rayonnées	NC : 1261	☐	☐		
CEP1070	☐	24" x 1.3/8" - Pneumatique gris - Roues composite	NC : 1260, 1261, 1280	☐	☐		

Invacare® Action® ³ NG Héli				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
CEP1080	☐	24" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues rayonnées	NC : 1261	○	○	
CEP1081	☐	24" x 1.3/8" - Bandage noir - Roues rayonnées	NC : 1261	◆	◆	
CEP1090	☐	24" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues composite	NC : 1260, 1261, 1280	○	○	
CEP1095	☐	24" x 1" - Pneumatique gris- Roues rayonnées	NC : 1261, 1280	89,10	94,00	
CEP1100	☐	22" x 1.3/8" - Pneumatique gris - Roues rayonnées	NC : 1260	○	○	
CEP1110	☐	22" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues rayonnées	NC : 1260	○	○	
CEP1116	☐	20" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues rayonnées	NC : 1170, 1260, 1280	○	○	
Mains-courantes						
CEP1140	☐	Aluminium anodisé		◆	◆	
CEP1150	☐	Noires - plastique antidérapant		88,15	93,00	
Axes des roues arrière						
CEP1170	☐	Fixes	NC : 1185, 1365	○	○	
CEP1180	☐	A démontage rapide		◆	◆	
Position axes des roues arrière						
CEP1185	☐	Position active (axes 37,5 mm devant les tubes de dossier) - Platines arrière spécifiques	NC : 1320, 1330, 1345, 1365	103,32	109,00	
CEP1190	☐	Position standard (axes 25 mm devant les tubes de dossier)		◆	◆	
CEP1200	☐	Position reculée (axes 25 mm derrière les tubes de dossier - de série avec dossier inclinable)		○	○	
CEP1201	☐	Position très reculée (axes 60 mm derrière les tubes de dossier)	NC : 1275, 1280, 1320, 1330, 1365	103,32	109,00	
Pompe						
CEP1230	☐	Pompe et support		8,53	9,00	
OPTIONS DE CHASSIS						
CEP1241	☐	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○	
CEP1260	☐	Protège-rayons noirs, la paire	NC : 1261	114,69	121,00	
CEP1261	☐	Protège-rayons transparents, la paire		114,69	121,00	
FREINS						
CEP1270	☐	Freins à pousser à poignée escamotable		◆	◆	
CEP1275	☐	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○	
CEP1280	☐	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		122,27	129,00	
CEP1320	☐	Freins à câble à cde unilatérale à droite	NC : 1390	65,40	69,00	
CEP1330	☐	Freins à câble à cde unilatérale à gauche	NC : 1390	65,40	69,00	
OPTIONS DE SECURITE						
CEP1345	☐	Kit de transport (accroches taxi) - ceinture de maintien à boucle incluse	NC : 1360, 1363, 1364	31,28	33,00	
CEP1360	☐	Ceinture de maintien - fermeture à boucle	NC : 1361, 1362, 1363, 1364	20,85	22,00	
CEP1361	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1362, 1363, 1364	150,71	159,00	
CEP1362	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1363, 1364	156,40	165,00	
CEP1363	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1364	177,25	187,00	
CEP1364	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		182,94	193,00	
CEP1365	☐	Roulettes de transfert 4"		46,45	49,00	
CEP1370	☐	Roulettes anti-bascule, la paire	NC : 1375, 1440	54,98	58,00	
CEP1375	☐	Roulettes anti-bascule avec tube basculeur, la paire	NC : 1440	86,26	91,00	
CEP1380	☐	Kit réflecteurs (roues et châssis) (uniquement pour roues rayonnées)		26,54	28,00	
CEP1390	☐	Extension de frein, la paire		8,53	9,00	
OPTIONS						
CEP1430	☐	Porte-canne		34,12	36,00	
CEP1440	☐	Tube basculeur à droite		29,38	31,00	
CEP1451	☐	Tige porte-sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus)		69,19	73,00	



Composite



1241



1270



1345



1365



1370



1375



1361 / 1362




1363 / 1364




1440

COMPOSITION ET DIMENSIONS DE LA GOUTTIÈRE CONCAVE HÉMI PROPOSÉE EN OPTION MONTÉE

PARTIE ARRIÈRE : COUDIÈRE








SYSTÈME DE ROTATION A 360° ET RÉVERSIBLE



APPUI PALMAIRE PLAT



APPUI PALMAIRE A CORNE COURBÉ DROIT OU GAUCHE



Rampes en accessoire

1440530	☐	Mono rampe pliante en fibre de verre 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)		1 787,68	1 886,00		
1654128	☐	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	NOUVEAU	
1654129	☐	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.		559,24	590,00	NOUVEAU	
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	NOUVEAU	

1440530

1654128

1654129

1654130