



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Action³ NG Levier Pendulaire

Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon



Descriptif :

- Propulsion, direction et freinage par levierpendulaire
- Poids : à partir de 18 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Nouveau :

- Nouveaux repose-jambes réglables en angle avec nouvelles palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur (UL réglable de 350 mm à 580 mm)

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Options sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
CEI0031	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ³ NG Levier Pendulaire - Dossier fixe Code LPPR 4107723		529,85	558,99	558,99
CEI0036	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ³ NG Levier Pendulaire - Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR 4122473		572,18	603,65	603,65
CEI0041	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ³ NG Levier Pendulaire - Dossier inclinable Code LPPR 4118193		572,18	603,65	603,65
LEVIER PENDULAIRE - Code LPPR 4359293					
CEI0160	<input type="checkbox"/> Commande à droite	NC : 0732	836,97	883,00	428,84
CEI0170	<input type="checkbox"/> Commande à gauche	NC : 0832	836,97	883,00	428,84
ASSISE					
Largeur d'assise					
CEI0180	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 0545+0595, 0851, 0852, 0855	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEI0190	<input type="checkbox"/> 405 mm	NC : 0545+0595	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEI0200	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 0853	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CEI0210	<input type="checkbox"/> 455 mm	NC : 0853	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEI0220	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 0851, 0852, 0853, 0854	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEI0230	<input type="checkbox"/> 505 mm	NC : 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Profondeur d'assise					
CEI0240	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0879	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CEI0250	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0853, 0878	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEI0252	<input type="checkbox"/> Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0330, 0350	19,91	21,00	
Hauteur d'assise avant					
CEI0260	<input type="checkbox"/> 510 mm	NC : 1049, 1050	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEI0270	<input type="checkbox"/> 485 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CEI0280	<input type="checkbox"/> 460 mm	NC : 1345 / Uniquement avec roues avant 6"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Toile d'assise					
CEI0330	<input type="checkbox"/> Nylon noir		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CEI0340	<input type="checkbox"/> Nylon noir avec scratch		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEI0350	<input type="checkbox"/> Nylon noir rembourrée		19,91	21,00	
DOSSIER					
Type de dossier - roulettes anti-basculé recommandées avec dossiers inclinables					
CEI0395	<input type="checkbox"/> Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm	NC : 0474, 0475, 0478, 0479, 0481, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	203,79	215,00	

Invacare® Action® ³ NG Levier Pendulaire				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
CEI0396	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC : 0474, 0475, 0478, 0479, 0481, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	203,79	215,00	
CEI0410	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 430 mm, ajustable à 400 mm	NC : 0945	◆	◆	
CEI0420	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0945	22,75	24,00	
CEI0435	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430 mm, livré à 430 mm	NC : 0940, 0945	◆	◆	
CEI0440	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510 mm livré à 511 mm	NC : 0940, 0945	22,75	24,00	
CEI0445	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430 mm livré à 430 mm	NC : 0940, 0945	○	○	
CEI0450	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510 mm, livré à 510 mm	NC : 0940, 0945	22,75	24,00	
CEI0455	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 430 mm	NC : 0945	◆	◆	
Toile de dossier						
CEI0474	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		33,08	34,90	34,90
CEI0475	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir		◆	◆	34,90
CEI0478	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	66,16	69,80	34,90
CEI0479	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	33,08	34,90	34,90
CEI0480	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	94,79	100,00	34,90
CEI0481	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	130,81	138,00	34,90
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CEI0510	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0931	◆	◆	
CEI0520	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm NOUVEAU	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *
CEI0545	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0931, 0936	96,68	102,00	
Potence gauche						
CEI0560	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0931	◆	◆	
CEI0570	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm NOUVEAU	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *
CEI0595	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0931, 0936	96,68	102,00	
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CEI0600	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0931	◆	◆	
CEI0610	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) NOUVEAU		26,43	27,88	
CEI0611	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable	NC : 0620, 0630, 0931, 0935, 0936	162,09	171,00	
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CEI0620	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0931	◆	◆	
CEI0630	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) NOUVEAU		26,43	27,88	

* LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette fixe (0600 / 20) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette réglable = 105,76 €

Invacare® Action® ³ NG Levier Pendulaire				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir droit (coloris noir mat)						
CEI0660	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0780, 0790, 1480	◆	◆	
CEI0670	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0780, 0790	16,11	17,00	 0660 / 0760
CEI0680	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 1480	80,57	85,00	
CEI0690	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770	96,68	102,00	 0680 / 0780
CEI0732	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave et système de rotation latérale indexée, réglable en hauteur et profondeur	NC : 1480	113,17	119,39	119,39
Accoudoir gauche (coloris noir mat)						
CEI0760	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1480	◆	◆	
CEI0770	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		16,11	17,00	
CEI0780	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480	80,57	85,00	
CEI0790	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique		96,68	102,00	
CEI0832	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave et système de rotation latérale indexée, réglable en hauteur et profondeur	NC : 1480	113,17	119,39	119,39
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin						
CEI0849	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante	NC : 0851, 0853, 0854, 0855, 0856, 0871, 0873	33,08	34,90	34,90
CEI0851	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise à air 70 mm REC France Profil'Air monocompartiment - poids max utilisateur 120 kg	NC : 0853, 0854, 0855, 0856, 0871, 0873	246,45	260,00	184,50
CEI0853	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00
CEI0854	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00
CEI0855	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00
CEI0856	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00
CEI0871	<input type="checkbox"/>	Coussin Flo-Tech Contour Visco épaisseur 90mm	NC : 0873	76,78	81,00	81,00
CEI0873	<input type="checkbox"/>	Coussin Flo-tech Image		174,88	184,50	


Invacare® Action® ³ NG Levier Pendulaire				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Profondeur du coussin						
CEI0878	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○	
CEI0879	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○	
Autres options						
CEI0852	<input type="checkbox"/>	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		42,65	45,00	
CEI0882	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		163,98	173,00	
CEI0905	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0906, 0907, 0940, 0945	60,10	63,41	63,41
CEI0906	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0907, 0940, 0945	138,39	146,00	63,41
CEI0907	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	148,82	157,00	63,41
CEI0930	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet		8,53	9,00	
CEI0931	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes	NOUVEAU	69,19	73,00	
CEI0935	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max)	NC : 0936	12,32	13,00	
CEI0936	<input type="checkbox"/>	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		57,82	61,00	
CEI0940	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier	NC : 0945	33,18	35,00	
CEI0945	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant	NC : 1451	72,99	77,00	
COLORIS DE CHASSIS						
CEI0961	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise		○	○	
CEI0964	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		○	○	
CEI0966	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○	
CEI0967	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		○	○	
CEI0969	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		○	○	
CEI0980	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		○	○	
CEI0991	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis		
SUPPORTS DE FOURCHE						
CEI0995	<input type="checkbox"/>	Supports de fourche standard		◆	◆	
ROUES AVANT						
CEI1000	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - Pneumatique gris		○	○	
CEI1010	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - Bandage noir		○	○	
CEI1020	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - Pneumatique gris - 200 x 50		○	○	
CEI1030	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - Bandage noir - 200 x 50		○	○	
CEI1049	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage gris souple		◆	◆	
CEI1050	<input type="checkbox"/>	6" x 1 1/4" - Bandage noir		○	○	
ROUES ARRIERE						
Roues arrière						
CEI1060	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Pneumatique gris - Roues rayonnées		○	○	
CEI1080	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues rayonnées		◆	◆	
Axes de roues arrière						
CEI1170	<input type="checkbox"/>	Axe fixe côté levier pendulaire et axe à démontage rapide côté opposé		◆	◆	
Position axes de roues arrière						
CEI1200	<input type="checkbox"/>	Position reculée (axes 25 mm derrière les tubes de dossier)		◆	◆	
Pompe						
CEI1230	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		8,53	9,00	
OPTION DE CHASSIS						
CEI1241	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de + 25 mm de chaque côté) - la paire		○	○	
FREINS						
CEI1270	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser à poignée escamotable		◆	◆	
CEI1275	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○	



0882



0905



0906

0907



0945



0961 0964 0966



0967 0969 0980



1000 1010 1020



1049 1050




Rayonnée



1241



1270

Invacare® Action® ³ NG Levier Pendulaire				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
OPTIONS DE SECURITE							
CEI1345	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroches taxi) - ceinture de maintien à boucle incluse	NC : 1360, 1363, 1364	31,28	33,00		
CEI1360	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle	NC : 1361, 1362, 1363, 1364	20,85	22,00		1345
CEI1361	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1362, 1363, 1364	150,71	159,00		
CEI1362	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1363, 1364	156,40	165,00		1361 / 1362
CEI1363	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1364	177,25	187,00		
CEI1364	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		182,94	193,00		1363 / 1364
CEI1370	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer, la paire	NC : 1375, 1440	54,98	58,00		
CEI1375	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer avec tube basculeur, la paire	NC : 1440	86,26	91,00		1370
CEI1380	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs (roues et châssis) (uniquement pour roues rayonnées)		26,54	28,00		
							1375
OPTIONS							
CEI1430	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		34,12	36,00		
CEI1440	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à droite		29,38	31,00		
CEI1451	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus)		69,19	73,00		1430 1440 1480
ACCESSOIRE							
CEI1480	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente		72,83	76,84	76,84	
Rampes en accessoire							
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)		1 787,68	1 886,00		
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	NOUVEAU	
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.		559,24	590,00	NOUVEAU	
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	NOUVEAU	