



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Action®⁴ NG Dual HR™ Fauteuil manuel en aluminium pliant par double croisillon

Pensez au nouveau modèle : Action³ NG Hémi avec gouttière configurable et ergonomique !

CE

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Propulsion et direction par double main-courante à démontage rapide : système réversible droite/gauche avec réglage de la main-courante intérieure (0 ou +20 mm). Pente d'assise 3° de série
- Poids : à partir de 15,2 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Nouveau :

- Nouveaux repose-jambes réglables en angle avec nouvelles palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur (UL réglable de 350 mm à 580 mm)
- Base rigide anti hamac livrée de série avec tous les coussins d'assise (sous réserve de compatibilité avec les dimensions d'assise choisies)

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	TTC	LPPR*
CKH0031	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® ⁴ NG Dual HR™ - Dossier fixe - Codes LPPR 4107723		529,85	558,99	558,99
CKH0036	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® ⁴ NG Dual HR™ - Dossier pliant mi-hauteur- Codes LPPR 4122473		572,18	603,65	603,65
CKH0041	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® ⁴ NG Dual HR™ - Dossier inclinable - Codes LPPR 4118193		572,18	603,65	603,65

Choisissez votre Pack Action 4 NG pour dossier inclinable et soyez gagnant :

Si vous cochez un Pack, ne pas cocher les options individuellement, possibilité de cocher un seul Pack à la fois

CKH0050	<input type="checkbox"/> Pack Dossier + : Dossier inclinable par crémaillères (0320) + toile de dossier bi-matière 7 sangles (0375)	NC : 0780, 0782, 1055, 1060	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Economie de 100 €
CKH0055	<input type="checkbox"/> Pack Accoudoirs + : Dossier inclinable par crémaillères (0320) + accoudoirs relevables amovibles et réglables en hauteur (0539 + 0599)	NC : 0780, 0782, 1055, 1060, 1270, 1271, 1272, 1273	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Economie de 170 €
CKH0060	<input type="checkbox"/> Pack Confort + : Pack Dossier + et Pack Accoudoirs +	NC : 0780, 0782, 1055, 1060, 1270, 1271, 1272, 1273	76,78	81,00	Economie de 189 €

KIT DOUBLE MAIN-COURANTE - Code LPPR 4371555

CKH0113	<input type="checkbox"/> Kit Dual HR™ à droite - axes à démontage rapide	NC : 0555, 1160	257,09	271,23	271,23	
CKH0114	<input type="checkbox"/> Kit Dual HR™ à gauche - axes à démontage rapide	NC : 0615, 1150	257,09	271,23	271,23	

ASSISE


Largeur d'assise

CKH0120	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 0201, 0420+0470, 0655, 0656, 0664	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKH0130	<input type="checkbox"/> 405 mm	NC : 0201, 0420+0470	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKH0140	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 0657	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CKH0150	<input type="checkbox"/> 455 mm	NC : 0657	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKH0160	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 0655, 0656, 0657, 0663	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKH0162	<input type="checkbox"/> 505 mm	NC : 0655, 0656, 0657, 0663, 0664, 0665	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Profondeur d'assise

CKH0180	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0702, 0703	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CKH0190	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0296, 0657, 0701, 0703	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKH0195	<input type="checkbox"/> 500 mm	NC : 0295, 0296, 0655, 0656, 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681, 0701, 0702	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKH0200	<input type="checkbox"/> Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0295, 0296, 0703	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	


Invacare® Action® ⁴ NG Dual HR™				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
CKH0201	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 500 mm à 450 mm - Livré à 480 mm	NC : 0295, 0296, 0655, 0656, 0657, 0661, 0681, 0701	○	○	
Hauteur d'assise avant						
CKH0220	<input type="checkbox"/>	485 mm		◆	◆	
CKH0230	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	○	
Toile d'assise						
CKH0290	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch		○	○	
CKH0295	<input type="checkbox"/>	Nylon noir rembourrée		◆	◆	
CKH0296	<input type="checkbox"/>	Assise garde-robe	NC : 0654, 0655, 0656, 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681	98,09	103,49	103,49
DOSSIER						
Type de dossier - roulettes anti-basculé recommandées avec dossiers inclinables						
CKH0300	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur réglable de 380 à 460 mm, livré à 460 mm	NC : 0364, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0597, 0598, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0780, 1241	○	○	
CKH0310	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur réglable de 380 à 460 mm, livré à 460 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC : 0364, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0597, 0598, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0780, 1241	203,79	215,00	
CKH0311	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 430 mm - toile réglable à 400 mm	NC : 0360, 0367, 0782	◆	◆	
CKH0312	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0360, 0367	22,75	24,00	
CKH0315	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° actif - hauteurs 350 / 400 mm, livré à 350 mm	NC : 0360, 0367, 0375, 0716, 0717, 0718, 0782	22,75	24,00	
CKH0317	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 0360, 0364, 0368, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721, 0780, 1241	314,69	332,00	
CKH0318	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues	NC : 0360, 0364, 0368, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721	314,69	332,00	
CKH0320	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0°- 30° avec tendeur - hauteurs 390/410/430 mm, livré à 430 mm	NC : 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060,	◆	◆	
CKH0330	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0°- 30° avec tendeur - hauteurs 470/490/510 mm, livré à 510 mm	NC : 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060	22,75	24,00	
CKH0333	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0°- 30° avec tendeur - hauteurs 390/410/430 mm, livré à 430 mm	NC : 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060	○	○	
CKH0334	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0°- 30° avec tendeur - hauteurs 470/490/510 mm, livré à 510 mm	NC : 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060	22,75	24,00	
CKH0345	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° et pliant à mi-hauteur avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060	○	○	
CKH0341	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 430 mm	NC : 0360, 0367, 0782	◆	◆	
CKH0342	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 510 mm	NC : 0360, 0367, 0375, 0782	22,75	24,00	
Toile de dossier						
CKH0360	<input type="checkbox"/>	Rembourrée	NC : 0721	○	○	
CKH0364	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		◆	◆	34,90
CKH0367	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - sans tendeur de dossier - uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle		○	○	34,90
CKH0368	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	33,08	34,90	34,90
CKH0375	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	94,79	100,00	34,90
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CKH0390	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0773	◆	◆	




0296




0310






0360



0364



0375

Invacare® Action® ⁴ NG Dual HR™				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CKH0400	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable NOUVEAU	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	73,82	77,88	77,88 *	
CKH0420	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0480, 0490, 0491, 0760, 0771, 0773	96,68	102,00		
Potence gauche							
CKH0440	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0773	◆	◆		
CKH0450	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable NOUVEAU	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	73,82	77,88	77,88 *	
CKH0470	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0491, 0500, 0510, 0760, 0771, 0773	96,68	102,00		
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CKH0480	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0773	◆	◆		
CKH0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) NOUVEAU		26,43	27,88		
CKH0491	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en profondeur et en angle	NC : 0500, 0510, 0770, 0771, 0773	162,09	171,00		
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CKH0500	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0773	◆	◆		
CKH0510	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) NOUVEAU		26,43	27,88		
* LPPR repose-jambe (0400 / 50) + palette fixe (0480 / 0500) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0400 / 50) + palette réglable (0490 / 0510) = 105,76 €							
ACCOUDOIRS							
Accoudoir droit (coloris noir mat)							
CKH0520	<input type="checkbox"/>	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 à 280 mm - manchette courte	NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 1270, 1271	○	○		
CKH0530	<input type="checkbox"/>	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 à 280 mm - manchette longue	NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600	○	○		
CKH0533	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur - manchette courte	NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 1270, 1271	80,57	85,00		
CKH0536	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur - manchette longue	NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 1271	80,57	85,00		
CKH0537	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 1055, 1270, 1271	◆	◆		
CKH0538	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 1055	○	○		
CKH0539	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 1055, 1270, 1271	80,57	85,00		
CKH0540	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 1055, 1271	80,57	85,00		
CKH0555	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave et système de rotation latérale indéxée, réglable hauteur/profondeur - Prendre 0593 ou 0596 pour avoir le même protège-vêtements	NC : 1270, 1271	113,17	119,39	119,39	
Accoudoir gauche (coloris noir mat)							
CKH0580	<input type="checkbox"/>	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 1270, 1272	○	○		
CKH0590	<input type="checkbox"/>	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm - à 280 mm - manchette longue		○	○		<i>Possible uniquement du côté opposé à la double main-courante</i>
CKH0593	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur - manchette courte	NC : 1270, 1272	80,57	85,00		
CKH0596	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur - manchette longue	NC : 1272	80,57	85,00		

Invacare [®] Action ^{®4} NG Dual HR TM			Euros			
			Prix Public		LPPR	
			HT	TTC		
CKH0597	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1055, 1270, 1272	◆	◆	
CKH0598	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 1055	○	○	
CKH0599	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1270, 1272	80,57	85,00	
CKH0600	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1272	80,57	85,00	
CKH0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave et système de rotation latérale indéchirable, réglable hauteur/profondeur - Prendre 0533 ou 0536 pour avoir le même protège-vêtements	NC : 1270, 1272	113,17	119,39	119,39
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin - Livré de série avec la base rigide anti-hamac NOUVEAU						
CKH0654	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante	NC : 0655, 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681	66,16	69,80	34,90
CKH0655	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise à air 70 mm REC France Profil'Air monocompartiment - poids max utilisateur 120 kg	NC : 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681, 0703	174,88	184,50	184,50
CKH0657	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	76,78	81,00	81,00
CKH0663	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	65,40	69,00	69,00
CKH0664	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	65,40	69,00	69,00
CKH0665	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	76,78	81,00	81,00
CKH0661	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Image (gel) - poids utilisateur max.140 kg	NC : 0681, 0703	174,88	184,50	
CKH0681	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Contour Visco - épaisseur 90 mm -max. 125 kg	NC : 0703	76,78	81,00	81,00
Profondeur du coussin						
CKH0701	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○	
CKH0702	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○	
CKH0703	<input type="checkbox"/>	Profondeur 500 mm	NC : 0656	○	○	
Autres options						
CKH0656	<input type="checkbox"/>	Base rigide	NOUVEAU LIVRÉE DE SÉRIE SI COUSSIN D'ASSISE SÉLECTIONNÉ	◆	◆	
CKH0716	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718, 0780, 0782	60,10	63,41	63,41
CKH0717	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718, 0780, 0782	138,39	146,00	63,41
CKH0718	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0780, 0782	148,82	157,00	63,41
CKH0721	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		163,98	173,00	
CKH0760	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet, ajustable		8,53	9,00	
CKH0770	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max, la paire	NC : 0771	13,27	14,00	
CKH0771	<input type="checkbox"/>	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		57,82	61,00	




0654



0655

0657 / 0663
0664 / 0665

0661



0681



0656



0716








0717

0718



0721

Invacare® Action® ⁴ NG Dual HR™				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CKH0773	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		69,19	73,00		
CKH0780	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier	NC : 0782	33,18	35,00		
CKH0782	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant		72,99	77,00	0782	
COLORIS DE CHASSIS							
CKH0801	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKH0804	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0801 / 0804	
CKH0806	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		33,18	35,00		
CKH0807	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0806 / 0807	
CKH0808	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKH0809	<input type="checkbox"/>	Violet Hypnotique		42,65	45,00	0808 / 0809	
CKH0811	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKH0820	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0811 / 0820	
CKH0821	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis			
ROUES AVANT							
CKH0840	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - Pneumatique gris		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKH0850	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - Bandage noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0840 0850 0860	
CKH0860	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - Pneumatique gris - 200 x 50		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKH0870	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - Bandage noir - 200 x 50		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKH0890	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage noir standard		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKH0900	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage gris souple		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	0890 0900	
ROUES ARRIERE							
Roues arrière							
CKH0930	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Pneumatique gris - Roues rayonnées		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKH0950	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues rayonnées		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	0930 / 0950	
Axes de roues arrière							
CKH1050	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
Position axes de roues arrière							
CKH1055	<input type="checkbox"/>	Position avancée (axes 52,5 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1252	82,46	87,00		
CKH1060	<input type="checkbox"/>	Position standard (axes 35 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1252	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
CKH1070	<input type="checkbox"/>	Position reculée (axes 35 mm derrière les tubes de dossier)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKH1075	<input type="checkbox"/>	Position très reculée (axes 52,5 mm derrière les tubes de dossier)	NC : 1125	82,46	87,00	1075	
Pompe							
CKH1090	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		8,53	9,00		
OPTIONS DE CHASSIS							
CKH1101	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
FREINS							
CKH1120	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser à poignée escamotable		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
CKH1125	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKH1150	<input type="checkbox"/>	Freins à commande unilatérale à droite	NC : 1220	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1120	
CKH1160	<input type="checkbox"/>	Freins à commande unilatérale à gauche	NC : 1220	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	NOUVEAU : SANS SUPPLEMENT I	
OPTIONS DE SECURITE							
CKH1175	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroches taxi) - ceinture de maintien à boucle incluse	NC : 1190, 1193, 1194, 1252	31,28	33,00		
CKH1190	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle	NC : 1189, 1192, 1193, 1194	20,85	22,00		
CKH1189	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1192, 1193, 1194	109,95	116,00		
CKH1192	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1193, 1194	115,64	122,00	1189 / 1192	
CKH1193	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1194	135,55	143,00		
CKH1194	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		141,23	149,00	1193 / 1194	
CKH1195	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculé à droite	NC : 1200	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKH1200	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculé avec tube basculeur, la paire	NC : 1246	86,26	91,00	1195	
CKH1220	<input type="checkbox"/>	Extensions de frein, la paire		8,53	9,00		
ACCESSOIRES							
CKH1241	<input type="checkbox"/>	Tige porte sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus)		69,19	73,00		
CKH1246	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche		29,38	31,00		
CKH1252	<input type="checkbox"/>	Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti bascule recommandées)		101,42	107,00		
CKH1270	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1271, 1272, 1273	72,83	76,84	1270	

Invacare® Action® ⁴ NG Dual HR™				Euros			 1271 / 1272
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CKH1271	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1272	72,83	76,84	76,84	 1273
CKH1272	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		72,83	76,84	76,84	
CKH1273	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		62,56	66,00		

Rampes en accessoire							
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)		1 787,68	1 886,00		 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	NOUVEAU	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.		559,24	590,00	NOUVEAU	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	NOUVEAU	 1654130