

Invacare® Action⁵ Rigid



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



NOUVEAU



Yes, you can.®

Invacare® Action⁵ Rigid

Fauteuil manuel en aluminium, châssis rigide



Descriptif :

- Cadre rigide
- Potences fixes ou escamotables
- Dossier fixe, réglable en angle, ou rabattable et réglable en angle
- Largeur d'assise jusqu'à 530 mm
- Poids max utilisateur : 100 kg (Uniquement pour largeurs d'assise de 305 à 330 mm) ou 130 kg
- Poids complet : à partir de 10,8 kg
- Poids de transport : à partir de 6,8 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Nouveau :

- Compatible désormais avec la motorisation **alber e-pilot P15**
- **1,5 kg plus léger que L'Action⁵**
- **Nouveaux repose-jambes réglables en angle avec nouvelles palettes réglables en profondeur, en angle et**

Dossier pris en charge dans le cas d'une prescription pour un siège de série modulable et évolutif (code LPPR 1269336 : 838,47€) incluant un coussin d'assise et un dossier de positionnement Prescription médicale émanant d'un médecin spécialiste en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros			
			HT	TTC	LPPR*	
SJE0110	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ⁵ Rigid - Dossier fixe Code LPPR 4179540		1417,06	1495,00	558,99	
SJE0115	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ⁵ Rigid - Dossier réglable en angle Code LPPR 4179540		1511,85	1595,00	558,99	
SJE0120	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ⁵ Rigid - Dossier rabattable et réglable en angle Code LPPR 4179540		1696,68	1790,00	558,99	

MOTORISATIONS ALBER (Uniquement Compatible avec roues 24" et carrossage 0°)

SJE0170	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M15 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 4050, 4150, 7244, 7300, 7320, 7410, 7420, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200	532,70	562,00		
SJE0180	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber twion et e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 4050, 4150, 7244, 7300, 7410, 7420, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200	532,70	562,00		

TYPES DE CHÂSSIS

SJE0200	<input type="checkbox"/> Potences escamotables (70°/80°/90°)	NC : 3230, 3440, 3450	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
SJE0210	<input type="checkbox"/> Potences fixes 80°	NC : 3400, 3410, 3420, 3430	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		





TYPES DE PROPULSION

SJE0300	<input type="checkbox"/> Standard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
---------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--





ASSISE

Largeur d'assise

SJE1000	<input type="checkbox"/> 305 mm - poids max 100 Kg	NC : 1150, 1160, 1190, 2460, 2465, 2470, 2475, 3040, 3140, 3400, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090, 5600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
SJE1010	<input type="checkbox"/> 330 mm - poids max 100 kg	NC : 1150, 1160, 1190, 2460, 2465, 2470, 2475, 3040, 3140, 3400, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090, 5600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Invacare® Action® ⁵ Rigid				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
SJE1020	<input type="checkbox"/>	355 mm	2460, 2465, 2470, 2475, 3040, 3140, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090, 5600	○	○	
SJE1030	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 5005, 5008, 5090	○	○	
SJE1040	<input type="checkbox"/>	405 mm		○	○	
SJE1050	<input type="checkbox"/>	430 mm		○	○	
SJE1060	<input type="checkbox"/>	455 mm		○	○	
SJE1070	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 5005, 5006, 5007, 5090	○	○	
SJE1075	<input type="checkbox"/>	505 mm	NC : 1100, 1110, 1170, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5090	○	○	
SJE1078	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : 1100, 1110, 1170, 2460, 2465, 2470, 2475, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090	○	○	
Profondeur d'assise (longueur de la toile d'assise = profondeur d'assise - 25 mm)						
SJE1100	<input type="checkbox"/>	350 mm	NC : 3040, 3140, 4050, 4150, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090	○	○	
SJE1110	<input type="checkbox"/>	375 mm	NC : 4050, 4150, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090	○	○	
SJE1120	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 5008, 5052, 5054	◆	◆	
SJE1130	<input type="checkbox"/>	425 mm	NC : 5052, 5054	○	○	
SJE1140	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 5054	○	○	
SJE1150	<input type="checkbox"/>	475 mm	NC : 5005, 5006, 5007, 5054, 5090	○	○	
SJE1160	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5090	○	○	
SJE1170	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 400 à 350 mm - Livré à 375 mm	NC : 4050, 4150, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090	○	○	
SJE1180	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 425 mm	NC : 5054	○	○	
SJE1190	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 500 à 450 mm - Livré à 475 mm	NC : 5006, 5007	○	○	
Hauteur d'assise avant						
SJE1220	<input type="checkbox"/>	410 mm		○	○	
SJE1230	<input type="checkbox"/>	435 mm		○	○	
SJE1240	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	○	
SJE1250	<input type="checkbox"/>	485 mm		◆	◆	
SJE1260	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 7000, 7020, 7030, 7040	○	○	
Hauteur d'assise arrière (doit être ≤ à la hauteur d'assise avant ; max - 50 mm vs hauteur d'assise avant)						
SJE1310	<input type="checkbox"/>	385 mm		○	○	
SJE1320	<input type="checkbox"/>	410 mm		○	○	
SJE1330	<input type="checkbox"/>	435 mm		○	○	
SJE1340	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
SJE1350	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 7200, 7210, 7220	○	○	
Toile d'assise						
SJE1520	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension et ajustable en profondeur (-50mm) avec pochette de rangement amovible sous l'assise		◆	◆	 1520
DOSSIER (choisir entre cannes de dossier FIXES ou TELESCOPIQUES)						
Canne de dossier FIXES 7° avec poignées à pousser - hauteur de la toile de dossier réglable par pas de 25 mm						
SJE2130	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée à 300 mm, fixe, poignées à pousser courtes	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8160	○	○	 2130 / 2143
SJE2143	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée à 350 mm, réglable de 350 à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8160	○	○	 2153
SJE2153	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 400 mm, réglable de 400 à 375 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	◆	◆	 2163 / 2173
SJE2163	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 450 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○	
SJE2173	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 500 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○	

Invacare® Action® ⁵ Rigid				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
OU						
Cannes de dossier TÉLÉSCOPIQUES						
SJE2300	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier à 400 mm, ajustable en continu de 360 à 400 mm	NC : 2460, 2465, 2470, 2475	71,09	75,00	
SJE2310	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier à 450 mm, ajustable en continu de 410 à 490 mm	NC : 2460, 2465, 2470, 2475	71,09	75,00	
Poignées à pousser pour cannes de dossier TÉLÉSCOPIQUES						
SJE2400	<input type="checkbox"/>	SANS POIGNÉES (inclus une courbure lombaire 7°)	NC : 8160, 9100, 9200	◆	◆	
SJE2410	<input type="checkbox"/>	Externes aux cannes de dossier, réglables en hauteur sur 150 mm (inclus une courbure lombaire 7°)		145,02	153,00	
SJE2420	<input type="checkbox"/>	Intégrées aux cannes de dossier, réglables en hauteur sur 135 mm (cannes de dossier sans courbure lombaire)		91,94	97,00	
Dossiers Matrix - la largeur du dossier correspond à la largeur d'assise. Ex : largeur d'assise 430 mm = dossier Matrix Elite largeur 430 mm						
SJE2460	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite - hauteur 410 mm Galbe 80 mm	NC : 2510, 5500, 5600	500,47	528,00	838,47
SJE2465	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite - hauteur 460 mm Galbe 80 mm	NC : 2510, 5500, 5600	500,47	528,00	838,47
SJE2470	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite Deep - hauteur 410 mm - Galbe de 160 mm	NC : 2510, 5500, 5600	500,47	528,00	838,47
SJE2475	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite Deep - hauteur 460 mm - Galbe de 160 mm	NC : 2510, 5500, 5600	500,47	528,00	838,47
Toile de dossier						
SJE2510	<input type="checkbox"/>	Rembourrée et réglable en tension, bi-matière (Nylon noir et Mesh), avec pochette de rangement et bande réfléchissante		◆	◆	
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence escamotable droite						
SJE3010	<input type="checkbox"/>	Potence à 70°	NC : 3440, 3450, 5200	○	○	
SJE3020	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 3440, 3450, 5200	◆	◆	
SJE3030	<input type="checkbox"/>	Potence à 90°	NC : 3200, 3440, 3450, 5200	○	○	
SJE3040	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm 	NC : 3230, 3400, 3440, 3450, 5400	73,82	77,88	77,88 *
SJE3050	<input type="checkbox"/>	Support amputé Potence 70°/80° ou 90° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3200, 3210, 3230, 5200, 5400, 8100, 8120, 9400	96,68	102,00	
Potence escamotable gauche						
SJE3110	<input type="checkbox"/>	Potence à 70°	NC : 3440, 3450, 5200	○	○	
SJE3120	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 3440, 3450, 5200	◆	◆	
SJE3130	<input type="checkbox"/>	Potence à 90°	NC : 3300, 3440, 3450, 5200	○	○	
SJE3140	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm 	NC : 3230, 3400, 3440, 3450, 5400	73,82	77,88	77,88 *
SJE3150	<input type="checkbox"/>	Support amputé Potence 70°/80° ou 90° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3230, 3300, 3310, 5200, 5400, 8100, 8120, 9400	96,68	102,00	
Palette droite						
SJE3200	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 3410, 5200	◆	◆	
SJE3210	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) 		26,43	27,88	
SJE3230	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, réglable en inclinaison et profondeur	NC : 3400, 3410, 3420, 3430, 5200	162,09	171,00	
Palette gauche						
SJE3300	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 3410, 5200	◆	◆	
SJE3310	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) 		26,43	27,88	



Invacare® Action ^{®5} Rigid				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
 Tubes porte-palettes 						
SJE3400	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes montés haut, UL de 160 à 375 mm	NC : 9400	91,94	97,00	
SJE3410	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes courts, UL de 285 à 375 mm		○	○	
SJE3420	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes medium, UL de 295 à 420 mm		◆	◆	
SJE3430	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes longs UL de 400 à 525 mm		○	○	
SJE3440	<input type="checkbox"/>	Pour potences fixes, tubes medium, UL de 320 à 460 mm		◆	◆	
SJE3450	<input type="checkbox"/>	Pour potences fixes, tubes longs, UL de 360 à 500 mm		○	○	
* LPPR repose-jambe (3040 / 3140) + palette fixe (3200 / 3300) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (3040 / 3140) + palette réglable (3210 / 3310) = 105,76 €						
 ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS 						
 Garde-boue / Protège-vêtement (obligatoires pour accoudoirs tube) 						
SJE3750	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement amovible	NC : 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160	○	○	
SJE3800	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible	NC : 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160, 8160	○	○	
 Accoudoir droit 						
SJE4010	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte 280 mm		◆	◆	
SJE4020	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 50 mm, manchette longue 380 mm		○	○	
SJE4030	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm		80,57	85,00	
SJE4040	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm		80,57	85,00	
SJE4050	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm		62,56	66,00	
SJE4060	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, amovible		113,17	119,39	119,39
 Accoudoir gauche 						
SJE4110	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte		◆	◆	
SJE4120	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 50 mm, manchette longue 380 mm		○	○	
SJE4130	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm		80,57	85,00	
SJE4140	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm		80,57	85,00	
SJE4150	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm		62,56	66,00	
SJE4160	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, amovible		113,17	119,39	119,39
 TYPE DE COUSSIN 						
SJE5000	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 50 mm	NC : 5050, 5052, 5054	33,08	34,90	
SJE5005	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise à air REC France Profil'Air , monocompartiment, 70 mm - poids max utilisateur 120 kg	NC : 5054	174,88	184,50	184,50
SJE5006	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 5050, 5052, 5054	76,78	81,00	81,00



3230



3750



3800



4010 / 4110



4050 / 4150



4030 / 4130



4060 / 4160



















5000










5005

Invacare® Action® ⁵ Rigid				Euros				
				Prix Public		LPPR		
				HT	TTC			
SJE5007	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 5050, 5052, 5054	65,40	69,00	69,00	5006 / 5007	
SJE5008	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 5050, 5052, 5054	65,40	69,00	69,00	 5010	
SJE5009	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 5050, 5052, 5054	76,78	81,00	81,00	 5020	
SJE5010	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Contour Visco épaisseur 90 mm	NC : 5054	76,78	81,00	81,00	 5040	
SJE5020	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Image	NC : 5054	174,88	184,50		 5042	
SJE5040	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Solution Xtra	NC : 5054	279,62	295,00			
SJE5042	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrix VI épaisseur 82 mm		293,84	310,00			
SJE5044	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrix Libra , housse Mesh respirante micro-aérée noire, épaisseur 70 mm		293,84	310,00			 5044
PROFONDEUR DU COUSSIN FLO-TECH OU MATRIX								
SJE5050	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJE5052	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJE5054	<input type="checkbox"/>	Profondeur 500 mm	NC : 5090	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
AUTRES OPTIONS D'ASSISE								
SJE5090	<input type="checkbox"/>	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		42,65	45,00			
SJE5200	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes	NOUVEAU	69,19	73,00			
SJE5400	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet ajustable		8,53	9,00			
SJE5500	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant		72,99	77,00		 5500	
SJE5600	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier rigide et fixe		72,99	77,00		5500 / 5600	
COULEUR								
Châssis								
SJE6000	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJE6010	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJE6020	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJE6030	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJE6040	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJE6050	<input type="checkbox"/>	Violet Hypnotique		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJE6060	<input type="checkbox"/>	Gris Perle		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJE6070	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJE6080	<input type="checkbox"/>	Jaune Ardent		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJE6090	<input type="checkbox"/>	Orange Vibrant		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJE6099	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial - Précisez RAL :		sur devis				
Colour Accent (platines porte-axes, fourches (sauf hauteur d'assise avant 360 et 385 mm : fourches noires), bouchons tête de fourches, bouchons axe QR)								
SJE6100	<input type="checkbox"/>	Sans Colour Accent, fourches et platines porte-axes coloris Argent Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJE6110	<input type="checkbox"/>	Bleu Mat		95,73	101,00			
SJE6200	<input type="checkbox"/>	Violet Mat		95,73	101,00			
ROUES AVANT								
SJE7000	<input type="checkbox"/>	4" x 1.1/4" Bandage noir Soft		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 7000	
SJE7020	<input type="checkbox"/>	4" x 3/4" Bandage noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			 7020
SJE7030	<input type="checkbox"/>	4" x 1" Bandage, lumineuses		57,82	61,00			 7030
SJE7040	<input type="checkbox"/>	4" x 1.3/8" Bandage noir Soft, jantes aluminium		91,94	97,00		 7040	
SJE7055	<input type="checkbox"/>	5" x 1" Bandage noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			 7055
SJE7060	<input type="checkbox"/>	5" x 1" Bandage, lumineuses		57,82	61,00		 7060	
SJE7070	<input type="checkbox"/>	5" x 1.3/8" Bandage noir Soft, jantes aluminium		91,94	97,00		 7070	
ROUES ARRIERE								
Type de roues arrière								
SJE7200	<input type="checkbox"/>	22" rayonnage croisé	NC : 7310, 7320, 7410	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 7200 / 7230	
SJE7210	<input type="checkbox"/>	22" Actives rayonnage radial, rayons, jante et moyeu noirs	NC : 7310, 7320, 7410, 8000, 8160	188,63	199,00			

Invacare® Action® ⁵ Rigid				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
SJE7230	<input type="checkbox"/>	24" rayonnage croisé	NC : 7320	○	○		 7244
SJE7240	<input type="checkbox"/>	24" Actives rayonnage radial, rayons, jante et moyeu noirs	NC : 7410, 8000, 8160	◆	◆		 7210 / 7240
SJE7244	<input type="checkbox"/>	24" Spinergy SPOX, rayons noirs	NC : 7300, 7305, 7410, 8000, 8160	570,62	602,00		
Revêtement de roues arrière							
SJE7300	<input type="checkbox"/>	1.3/8" bandage gris		○	○		 7300
SJE7305	<input type="checkbox"/>	1.3/8" pneumatique moyenne pression à crampon gris		○	○		 7305
SJE7310	<input type="checkbox"/>	1" pneumatique moyenne pression gris et noir		◆	◆		 7310
SJE7320	<input type="checkbox"/>	1" pneumatique Schwalbe Marathon Plus Evolution		57,82	61,00		 7320
Type de mains courantes							
SJE7400	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆		
SJE7410	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable (Uniquement avec roues 24" rayonnage croisé)		82,46	87,00		
SJE7420	<input type="checkbox"/>	Noires - Plastique antidérapant		88,15	93,00		
Axes de roues arrière							
SJE7500	<input type="checkbox"/>	Axe à démontage rapide		◆	◆		
Position axes de roues arrière (écart entre axes de roues arrière et cannes de dossier)							
SJE7620	<input type="checkbox"/>	50 mm		○	○		
SJE7630	<input type="checkbox"/>	25 mm		◆	◆		
Angle de carrossage							
SJE7700	<input type="checkbox"/>	0°		◆	◆		
SJE7710	<input type="checkbox"/>	1°		○	○		
SJE7720	<input type="checkbox"/>	2°		○	○		
SJE7730	<input type="checkbox"/>	3°		○	○		
SJE7740	<input type="checkbox"/>	4°		○	○		
OPTIONS DE CHASSIS							
SJE8000	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons, la paire (Transparent pour roues 22" ou noir pour roues 24" rayonnage croisé)		114,69	121,00		 8000
SJE8020	<input type="checkbox"/>	Pompe		8,53	9,00		
SJE8030	<input type="checkbox"/>	Pompe haute pression (jusqu'à 12 bar)		91,94	97,00		
TYPE DE FREINS							
SJE8100	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser		◆	◆		 8100
SJE8110	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		○	○		 8110
SJE8120	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser avec extention		8,53	9,00		
SJE8130	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer avec extention		8,53	9,00		 8120
SJE8160	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser par défaut ou à tirer si à pousser incompatibles		122,27	129,00		 8160
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
OPTIONS DE SECURITE							
SJE8300	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien		20,85	22,00		 8300
SJE8500	<input type="checkbox"/>	Roulette anti bascule escamotable, droite	NC : 9200	91,94	97,00		 8500
SJE8550	<input type="checkbox"/>	Roulette anti bascule escamotable, gauche	NC : 9100	91,94	97,00		
SJE8600	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs pour roues		26,54	28,00		
ACCESSOIRES							
SJE9000	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		34,12	36,00		
SJE9100	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche		29,38	31,00		 9100
SJE9200	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à droite		29,38	31,00		 9400
SJE9300	<input type="checkbox"/>	Kit d'outils		6,64	7,00		
SJE9400	<input type="checkbox"/>	Porte-mallette		87,20	92,00		

Diamètres de roues avant et arrière en fonction des hauteurs d'assise avant et arrière

Roue avant en fonction de la hauteur d'assise avant						Roue arrière en fonction de la hauteur d'assise arrière						
	(mm)	410	435	460	485	510	(mm)	385	410	435	460	485
Taille roue avant	4"	x	x	x	x		Taille roue arrière	22"	x	x	x	x
	5"	x	x	x	x	x		24"	x	x	x	x

<i>Invacare</i> ® <i>Action</i> ® ⁵ <i>Rigid</i>			Euros			
			Prix Public		LPPR	
			HT	TTC		
Rampes en accessoire						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)	1 787,68	1 886,00		 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg	298,58	315,00		 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.	559,24	590,00		 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00		 1654130