



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Invacare® Action® 5 Fauteuil manuel en aluminium pliant



### Descriptif :

- Système de pliage horizontal par ailettes en H breveté : --> Améliore la compacité et la rigidité du fauteuil
- Potences fixes ou escamotables
- Dossier fixe, réglable en angle, ou rabattable et réglable en angle
- Largeur d'assise jusqu'à 530 mm
- Poids max utilisateur : 130 kg
- Poids complet : à partir de 12,3 kg
- Poids de transport : à partir de 8,3 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

### Nouveau :

- Nouveaux repose-jambes réglables en angle avec nouvelles palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur (UL réglable de 350 mm à 580 mm)

Dossier pris en charge dans le cas d'une prescription pour un siège de série modulable et évolutif (code LPPR 1269336 : 838,47€) incluant un coussin d'assise et un dossier de positionnement Prescription médicale émanant d'un médecin spécialiste en pédiatrie, réduction fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :


**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	TTC	LPPR*
SJC0110	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® 5 - Dossier fixe Code LPPR 4107723		1417,06	1495,00	558,99
SJC0115	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® 5 - Dossier réglable en angle Code LPPR 4118193		1511,85	1595,00	603,65
SJC0120	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® 5 - Dossier rabattable et réglable en angle Code LPPR 4118193		1696,68	1790,00	603,65
<b>MOTORISATIONS ALBER (Uniquement Compatible avec roues 24" et carrossage 0°)</b>					
SJC0170	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la propulsion <b>alber e-motion M15</b> (inclus 2 roulettes anti-bascule alber et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 4050, 4150, 7244, 7300, 7320, 7410, 7420, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200	532,70	562,00	
SJC0180	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la propulsion <b>alber twion et e-motion M25</b> (inclus 2 roulettes anti-bascule alber et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 4050, 4150, 7244, 7300, 7410, 7420, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200	532,70	562,00	
<b>TYPES DE CHÂSSIS</b>					
SJC0200	<input type="checkbox"/> Potences escamotables (70°/80°/90°)	NC : 3230, 3440, 3450	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SJC0210	<input type="checkbox"/> Potences fixes 80°		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>TYPES DE PROPULSION</b>					
SJC0300	<input type="checkbox"/> Standard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>ASSISE</b>					
<b>Largeur d'assise</b>					
SJC1030	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 5005, 5008, 5090	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SJC1040	<input type="checkbox"/> 405 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SJC1050	<input type="checkbox"/> 430 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SJC1060	<input type="checkbox"/> 455 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SJC1070	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 5005, 5006, 5007, 5090	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SJC1075	<input type="checkbox"/> 505 mm	NC : 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5090	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SJC1078	<input type="checkbox"/> 530 mm (sangles talonnières incluses)	NC : 2460, 2465, 2470, 2475, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Invacare® Action® <sup>5</sup>				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>Profondeur d'assise (longueur de la toile d'assise = profondeur d'assise - 25 mm)</b>						
SJC1120	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 5008, 5052, 5054	◆	◆	
SJC1130	<input type="checkbox"/>	425 mm	NC : 5052, 5054	○	○	
SJC1140	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 5054	○	○	
SJC1150	<input type="checkbox"/>	475 mm	NC : 5005, 5006, 5007, 5054, 5090	○	○	
SJC1160	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5090	○	○	
SJC1180	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 425 mm	NC : 1510, 5054	○	○	
SJC1190	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 500 à 450 mm - Livré à 475 mm	NC : 5006, 5007, 1510	○	○	
<b>Hauteur d'assise avant</b>						
SJC1220	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 7080, 7090, 7100, 7110	○	○	
SJC1230	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 7110	○	○	
SJC1240	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	○	
SJC1250	<input type="checkbox"/>	485 mm		◆	◆	
SJC1260	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 7000, 7020, 7030, 7040	○	○	
<b>Hauteur d'assise arrière (doit être ≤ à la hauteur d'assise avant ; max - 50 mm vs hauteur d'assise avant)</b>						
SJC1310	<input type="checkbox"/>	385 mm		○	○	
SJC1320	<input type="checkbox"/>	410 mm		○	○	
SJC1330	<input type="checkbox"/>	435 mm		○	○	
SJC1340	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
SJC1350	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 7200, 7210, 7220	○	○	
<b>Toile d'assise</b>						
SJC1500	<input type="checkbox"/>	Nylon noir réglable en profondeur en continu (-50 mm) avec pochette de rangement sous l'assise		○	○	
SJC1510	<input type="checkbox"/>	Nylon noir fixe		◆	◆	
SJC1520	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension et ajustable en profondeur (-50mm)		93,84	99,00	
<b>DOSSIER (choisir entre cannes de dossier FIXES ou TÉLESCOPIQUES)</b>						
<b>Canne de dossier FIXES 7° avec poignées à pousser - hauteur de la toile de dossier réglable par pas de 25 mm</b>						
SJC2130	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée à 300 mm, fixe, poignées à pousser courtes	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8160, 8200	○	○	
SJC2143	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée à 350 mm, réglable de 350 à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8160, 8200	○	○	
SJC2153	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 400 mm, réglable de 400 à 375 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	◆	◆	
SJC2163	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 450 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○	
SJC2173	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 500 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○	
<b>OU</b>						
<b>Canne de dossier TÉLESCOPIQUES</b>						
SJC2300	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier à 400 mm, ajustable en continu de 360 à 400 mm	NC : 2460, 2465, 2470, 2475	71,09	75,00	
SJC2310	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier à 450 mm, ajustable en continu de 410 à 490 mm	NC : 2460, 2465, 2470, 2475	71,09	75,00	
<b>Poignées à pousser pour cannes de dossier TÉLESCOPIQUES</b>						
SJC2400	<input type="checkbox"/>	SANS POIGNÉES (inclus une courbure lombaire 7°)	NC : 8160, 9100, 9200	◆	◆	
SJC2410	<input type="checkbox"/>	Externes aux cannes de dossier, réglables en hauteur sur 150 mm (inclus une courbure lombaire 7°)		145,02	153,00	
SJC2420	<input type="checkbox"/>	Intégrées aux cannes de dossier, réglables en hauteur sur 135 mm (cannes de dossier sans courbure lombaire)		91,94	97,00	
<b>Dossiers Matrix - la largeur du dossier correspond à la largeur d'assise. Ex : largeur d'assise 430 mm = dossier Matrix Elite largeur 430 mm</b>						
SJC2460	<input type="checkbox"/>	<b>Matrix Elite</b> - hauteur 410 mm Galbe 80 mm	NC : 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJC2465	<input type="checkbox"/>	<b>Matrix Elite</b> - hauteur 460 mm Galbe 80 mm	NC : 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJC2470	<input type="checkbox"/>	<b>Matrix Elite Deep</b> - hauteur 410 mm - Galbe de 160 mm	NC : 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJC2475	<input type="checkbox"/>	<b>Matrix Elite Deep</b> - hauteur 460 mm - Galbe de 160 mm	NC : 2510, 5500	500,47	528,00	838,47



1500



1510



1520



2130 / 2143



2153



2163 / 2173



2300 / 2310














2410












2420

Matrix Elite /  
Elite Deep

Invacare® Action® <sup>5</sup>				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
<b>Toile de dossier</b>							
SJC2510	<input type="checkbox"/>	Rembourrée et réglable en tension, bi-matière (Nylon noir et Mesh), avec pochette de rangement et bande réfléchissante		◆	◆	34,90	2510
<b>POTENCES ET PALETTES</b>							
<b>Palettes séparées livrées avec sangles talonnières</b>							
<b>Potence escamotable droite</b>							
SJC3010	<input type="checkbox"/>	Potence à 70°	NC : 3440, 3450, 5200	○	○		
SJC3020	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 3440, 3450, 5200	◆	◆		
SJC3030	<input type="checkbox"/>	Potence à 90°	NC : 3200, 3440, 3450, 5200, 7080, 7090, 7100, 7110	○	○		
SJC3040	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <b>REA</b> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm <b>NOUVEAU</b>	NC : 3230, 3400, 3440, 3450, 5400	73,82	77,88	77,88 *	
SJC3050	<input type="checkbox"/>	Support amputé Potence 70°/80° ou 90° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3200, 3210, 3230, 5200, 5400, 8100, 8120, 9400	96,68	102,00		3020 / 3120
<b>Potence escamotable gauche</b>							
SJC3110	<input type="checkbox"/>	Potence à 70°	NC : 3440, 3450, 5200	○	○		
SJC3120	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 3440, 3450, 5200	◆	◆		
SJC3130	<input type="checkbox"/>	Potence à 90°	NC : 3300, 3440, 3450, 5200, 7080, 7090, 7100, 7110	○	○		
SJC3140	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <b>REA</b> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm <b>NOUVEAU</b>	NC : 3230, 3400, 3440, 3450, 5400	73,82	77,88	77,88 *	
SJC3150	<input type="checkbox"/>	Support amputé Potence 70°/80° ou 90° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3230, 3300, 3310, 5200, 5400, 8100, 8120, 9400	96,68	102,00		3030 / 3130
<b>Palette droite</b>							
SJC3200	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 3410, 5200	◆	◆		
SJC3210	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) <b>NOUVEAU</b>		26,43	27,88		
SJC3230	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, réglable en inclinaison et profondeur	NC : 3400, 3410, 3420, 3430, 5200	162,09	171,00		
<b>Palette gauche</b>							
SJC3300	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 3410, 5200	◆	◆		3050 / 3150
SJC3310	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) <b>NOUVEAU</b>		26,43	27,88		
<b> Tubes porte-palettes</b>							
SJC3400	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes montés haut, UL de 160 à 375 mm	NC : 9400	91,94	97,00		3210 / 3310 si potence 80°
SJC3410	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes courts, UL de 285 à 375 mm		○	○		
SJC3420	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes medium, UL de 295 à 420 mm		◆	◆		
SJC3430	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes longs UL de 400 à 525 mm		○	○		
SJC3440	<input type="checkbox"/>	Pour potences fixes, tubes medium, UL de 320 à 460 mm		◆	◆		
SJC3450	<input type="checkbox"/>	Pour potences fixes, tubes longs, UL de 360 à 500 mm		○	○		3210 / 3310 si repose-jambe <b>Rea</b>
							 3230
* LPPR repose-jambe (3040 / 3140) + palette fixe (3200 / 3300) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (3040 / 3140) + palette réglable (3210 / 3310) = 105,76 €							
<b>ACCUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS</b>							
<b>Garde-boue / Protège-vêtement (obligatoires pour accoudoirs tube)</b>							
SJC3750	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement amovible	NC : 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4130, 4160	○	○		
SJC3800	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible	NC : 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4130, 4160, 8160	○	○		
<b>Accoudoir droit</b>							
SJC4010	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte 280 mm		◆	◆		 3750
							3800





Invacare® Action® <sup>5</sup>				Euros				
				Prix Public		LPPR		
				HT	TTC			
SJC4020	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 50 mm, manchette longue 380 mm		○	○			
SJC4030	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm		80,57	85,00			
SJC4040	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm		80,57	85,00			
SJC4050	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm		62,56	66,00			
SJC4060	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, amovible		113,17	119,39	119,39		
<b>Accoudoir gauche</b>								4010 / 4110
SJC4110	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte		◆	◆			
SJC4120	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 50 mm, manchette longue 380 mm		○	○			
SJC4130	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm		80,57	85,00		4030 / 4130	
SJC4140	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm		80,57	85,00			
SJC4150	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm		62,56	66,00			
SJC4160	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, amovible		113,17	119,39	119,39		
<b>TYPE DE COUSSIN</b>								4060 / 4160
SJC5000	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 50 mm	NC : 5050, 5052, 5054	33,08	34,90	34,90		
SJC5005	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise à air <b>REC France Profil'Air</b> , monocompartiment, 70 mm - poids max utilisateur 120 kg	NC : 5054	174,88	184,50	184,50		
SJC5006	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 5050, 5052, 5054	76,78	81,00	81,00		
SJC5007	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 5050, 5052, 5054	65,40	69,00	69,00		
SJC5008	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 5050, 5052, 5054	65,40	69,00	69,00		
SJC5009	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 5050, 5052, 5054	76,78	81,00	81,00		
SJC5010	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Flo-tech Contour Visco</b> épaisseur 90 mm	NC : 5054	76,78	81,00	81,00		
SJC5020	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Flo-tech Image</b>	NC : 5054	174,88	184,50			
SJC5040	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	NC : 5054	279,62	295,00			
SJC5042	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Matrx VI</b> épaisseur 82 mm		293,84	310,00			
SJC5044	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Matrx Libra</b> , housse <b>Mesh</b> respirante micro-aérée noire, épaisseur 70 mm		293,84	310,00			
<b>PROFONDEUR DU COUSSIN FLO-TECH OU MATRX</b>								5000
SJC5050	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○			
SJC5052	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○			
SJC5054	<input type="checkbox"/>	Profondeur 500 mm	NC : 5090	○	○			
<b>AUTRES OPTIONS D'ASSISE</b>								5005
SJC5090	<input type="checkbox"/>	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		42,65	45,00			
SJC5100	<input type="checkbox"/>	Clip pour maintenir le fauteuil plié		28,44	30,00			
SJC5200	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes	<b>NOUVEAU</b>	69,19	73,00		5100 5400	
SJC5400	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet ajustable		8,53	9,00			
SJC5500	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant		72,99	77,00			

Invacare® Action® <sup>5</sup>				Euros			
				Prix Public			LPPR
				HT	TTC		
<b>COULEUR</b>							
<b>Châssis</b>							
SJC6000	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC6010	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC6020	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC6030	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC6040	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC6050	<input type="checkbox"/>	Violet Hypnotique		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC6060	<input type="checkbox"/>	Gris Perle		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC6070	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC6080	<input type="checkbox"/>	Jaune Ardent		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC6090	<input type="checkbox"/>	Orange Vibrant		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC6099	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial - Précisez RAL : .....		sur devis			
<b>Colour Accent (platines porte-axes, fourches (sauf hauteur d'assise avant 360 et 385 mm : fourches noires), bouchons tête de fourches, bouchons axe QR)</b>							
SJC6100	<input type="checkbox"/>	Sans Colour Accent, fourches et platines porte-axes coloris Argent Mat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
SJC6110	<input type="checkbox"/>	Bleu Mat		95,73	101,00		
SJC6200	<input type="checkbox"/>	Violet Mat		95,73	101,00		
<b>ROUES AVANT</b>							
SJC7000	<input type="checkbox"/>	4" x 1.1/4" Bandage noir Soft		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC7020	<input type="checkbox"/>	4" x 3/4" Bandage noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC7030	<input type="checkbox"/>	4" x 1" Bandage, lumineuses		57,82	61,00		
SJC7040	<input type="checkbox"/>	4" x 1.3/8" Bandage noir Soft, jantes		91,94	97,00		
SJC7055	<input type="checkbox"/>	5" x 1" Bandage noir		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
SJC7060	<input type="checkbox"/>	5" x 1" Bandage, lumineuses		57,82	61,00		
SJC7070	<input type="checkbox"/>	5" x 1.3/8" Bandage noir Soft, jantes		91,94	97,00		
SJC7080	<input type="checkbox"/>	6" x 1" Bandage noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC7090	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" Pneumatique gris		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC7100	<input type="checkbox"/>	6" x 1.3/8" Bandage noir Soft, jantes		91,94	97,00		
SJC7110	<input type="checkbox"/>	7" x 1.1/4" Bandage noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<b>ROUES ARRIERE</b>							
<b>Type de roues arrière</b>							
SJC7200	<input type="checkbox"/>	22" rayonnage croisé	NC : 7310, 7320, 7410	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC7210	<input type="checkbox"/>	22" <b>Actives</b> rayonnage radial, rayons, jante et moyeu noirs	NC : 7310, 7320, 7410, 8000, 8160	188,63	199,00		
SJC7230	<input type="checkbox"/>	24" rayonnage croisé	NC : 7320	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC7240	<input type="checkbox"/>	24" <b>Actives</b> rayonnage radial, rayons, jante et moyeu noirs	NC : 7410, 8000, 8160	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
SJC7244	<input type="checkbox"/>	24" <b>Spinergy SPOX</b> , rayons noirs	NC : 7300, 7305, 7410, 8000, 8160	570,62	602,00		
<b>Revêtement de roues arrière</b>							
SJC7300	<input type="checkbox"/>	1.3/8" bandage gris		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC7305	<input type="checkbox"/>	1.3/8" pneumatique moyenne pression à crampon gris		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC7310	<input type="checkbox"/>	1" pneumatique moyenne pression gris et noir		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
SJC7320	<input type="checkbox"/>	1" pneumatique <b>Schwalbe Marathon Plus Evolution</b>		57,82	61,00		
<b>Type de mains courantes</b>							
SJC7400	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
SJC7410	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable (Uniquement avec roues 24" rayonnage croisé)		82,46	87,00		
SJC7420	<input type="checkbox"/>	Noires - Plastique antidérapant		88,15	93,00		
<b>Axes de roues arrière</b>							
SJC7500	<input type="checkbox"/>	Axe à démontage rapide		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Position axes de roues arrière (écart entre axes de roues arrière et cannes de dossier)</b>							
SJC7620	<input type="checkbox"/>	50 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC7630	<input type="checkbox"/>	25 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Angle de carrossage</b>							
SJC7700	<input type="checkbox"/>	0°		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
SJC7710	<input type="checkbox"/>	1°		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC7720	<input type="checkbox"/>	2°		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC7730	<input type="checkbox"/>	3°		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC7740	<input type="checkbox"/>	4°		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

Invacare® Action® <sup>5</sup>				Euros		
				Prix Public	LPPR	
				HT	TTC	
<b>OPTIONS DE CHASSIS</b>						
SJC8000	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons, la paire (Transparent pour roues 22" ou noir pour roues 24" rayonnage croisé)		114,69	121,00	 8000
SJC8020	<input type="checkbox"/>	Pompe		8,53	9,00	
SJC8030	<input type="checkbox"/>	Pompe haute pression (jusqu'à 12 bar)		91,94	97,00	
<b>TYPE DE FREINS</b>						
SJC8100	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser		◆	◆	 8100
SJC8110	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		○	○	
SJC8120	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser avec extention		8,53	9,00	
SJC8130	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer avec extention		8,53	9,00	
SJC8160	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser par défaut ou à tirer si à pousser incompatibles		122,27	129,00	 8120  8160
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>						
<i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i>						
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>						
SJC8200	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (inclus ceinture de maintien)	NC : 8300	31,28	33,00	 8300
SJC8300	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien		20,85	22,00	
SJC8500	<input type="checkbox"/>	Roulette anti bascule escamotable, droite	NC : 9200	91,94	97,00	 8500 / 8550
SJC8550	<input type="checkbox"/>	Roulette anti bascule escamotable, gauche	NC : 9100	91,94	97,00	
SJC8600	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs pour roues		26,54	28,00	
<b>ACCESSOIRES</b>						
SJC9000	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		34,12	36,00	 9100  9400
SJC9100	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche		29,38	31,00	
SJC9200	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à droite		29,38	31,00	
SJC9300	<input type="checkbox"/>	Kit d'outils		6,64	7,00	
SJC9400	<input type="checkbox"/>	Porte-mallette		87,20	92,00	

#### Diamètres de roues avant et arrière en fonction des hauteurs d'assise avant et arrière

		Roue avant en fonction de la hauteur d'assise avant							Roue arrière en fonction de la hauteur d'assise arrière						
		(mm)	410	435	460	485	510			(mm)	385	410	435	460	485
Taille roue avant	4"		x	x	x	x		Taille roue arrière	22"	x	x	x	x		
	5"		x	x	x	x	x		24"	x	x	x	x	x	
	6"			x	x	x	x								
	7"				x	x	x								x

<b>Rampes en accessoire</b>						
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe basic 2 parties télescopiques :</b> aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques :</b> aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.		559,24	590,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium :</b> pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	 1654130