



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou



Invacare® Kite Plus AA1

Fauteuil roulant électrique mixte à dominante extérieure à châssis rigide



Descriptif :

- Electronique LINX évolutive en standard
- Repose-jambes ergonomiques électriques de série
- OU
- Equipement de sécurité sur route de série
- "Pack Power" : Moteurs 340W 4 pôles, module 120A avec électronique LINX ou 90A avec électronique ACS2
- Poids : à partir de 98 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 136 ou 160 kg
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces

Nouveautés :

- Assise Modulite HD, largeur d'assise jusqu'à 600 mm
- Rampes



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 6 975,90 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
AVD0052	☐	Invacare® Kite® Plus AA1 - avec Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° et " Pack Power " INCLUS - Code LPPR 4130136	NC : 0526, 0529, 0503, 0533	3 306,11	3 487,95	3 487,95	
				+ 7,00 € HT d'éco-participation			
AVD0053	☐	Invacare® Kite® Plus AA1 - avec Equipement de sécurité sur la route (Clignotants, feux de position, warning) et " Pack Power " INCLUS - Code LPPR 4130136	NC : 2124+0331, 1254, 1437, 1477, 2203	3 306,11	3 487,95	3 487,95	
				+ 7,00 € HT d'éco-participation			
ASSISE MODULITE STANDARD							
AVD2110	☐	Assise Modulite Standard - Largeur d'assise 430 mm, accoudoirs réglable de 44 à 48 cm	NC : 0977, 1093, 1094, 2113, 2192, 2193, 2194, 1445, 1446, 1307, 2108, 2229, cale-cuisses, 2128, Bodypoint	◆	◆		 2110
Profondeur d'assise - REGLABLE EN CONTINU							
AVD2132	☐	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198	○	○		
AVD2134	☐	460 mm		◆	◆		
AVD2136	☐	510 mm	NC : 2143	○	○		
Coussin d'assise							
AVD2141	☐	Coussin d'assise standard, nylon noir, hauteur 50 mm	NC : 2152, 2153, 2155	◆	◆		
AVD2142	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (hauteur 75 mm, poids max 127 kg)		○	○		
AVD2143	☐	Coussin d'assise Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (hauteur 90 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00	 2147  2144
AVD2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00		
AVD2144	☐	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)	NC : 2155	293,84	310,00		
Type de dossier - DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS DE SERIE							
AVD2161	☐	Hauteur 480 mm, avec démontage rapide sans outils	NC : 1307	◆	◆		
AVD2171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 2153, 2155, 1445, 1446, Appuis-tête Elan	◆	◆		 2171
AVD2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm		717,98	757,47		
AVD2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm		717,98	757,47		
AVD2176	☐	Matrx Elite . hauteur 500 mm		717,98	757,47		

Invacare® Kite Plus AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
ASSISE MODULITE MODULABLE							
Type d'assise							
AVD2111	☐	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU	NC : 0337	88,15	93,00		 2111
AVD2112	☐	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU	NC : 0337	98,58	104,00		 2112
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)							
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705				
AVD2121	☐	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	○	○		
AVD2122	☐	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	◆	◆		
AVD2123	☐	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○		
AVD2124	☐	530 mm Recommandé : prendre les batteries 73,5 Ah	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	98,58	104,00		
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)							
AVD2132	☐	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○		
AVD2134	☐	460 mm		◆	◆		
AVD2136	☐	510 mm Nouveau : Rail d'assise rallongé de 35 mm dans le cas d'un fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	○	○		
Coussin d'assise							
AVD2142	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆		 2143
AVD2143	☐	Coussin d'assise Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (hauteur 90 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00	
AVD2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00		 2147 2144
AVD2144	☐	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)	NC : 2155	293,84	310,00		
Cannes de dossier							
AVD2162	☐	Hauteur 540 mm		○	○		
AVD2163	☐	Hauteur 480 mm	NC : 2173	○	○		
Poignées à pousser							
AVD2107	☐	Poignées à pousser		◆	◆		
AVD2108	☐	Sans poignées à pousser - uniquement pour dossiers Flex 3	NC : 1307, 2220, 2219, 2227, 2228, 2245	166,82	176,00		
Type de dossier							
AVD2171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 1445, 1446, 2152, 2153, 2155, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	◆	◆		 2171
AVD2179	☐	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement Dartex (avec supplément)	NC : 2151, 2153, 2155, 2192, 2193, 2194, 1446, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	162,09	171,00		 2173
AVD2173	☐	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2128	135,55	143,00		

Invacare® Kite Plus AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
AVD2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm		717,98	757,47	
AVD2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
AVD2176	☐	Matrx Elite , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
AVD2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
AVD2178	☐	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
OPTIONS COMMUNES AUX ASSISES MODULITE						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
AVD2151	☐	Nylon noir		◆	◆	
AVD2152	☐	Dartex noir		57,82	61,00	
AVD2153	☐	Extra LK (Skaï noir, coutures orange)		72,04	76,00	
AVD2155	☐	Mesh noir		72,04	76,00	
Accoudoirs						
AVD2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
AVD2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		51,18	54,00	
AVD2198	☐	Accoudoirs enveloppants, revêtement Dartex, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	202,84	214,00	
AVD2183	☐	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	98,58	104,00	
AVD2193	☐	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 1446	107,11	113,00	
AVD2192	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 1446	307,11	324,00	
AVD2194	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 1446	307,11	324,00	
Manchettes						
AVD2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
AVD2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		64,45	68,00	
AVD2197	☐	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		92,89	98,00	
Gouttières hémiplégiques						
	☐	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		
	☐	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		
Cale-cuisses						
AVD2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
AVD2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
AVD2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
AVD2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
AVD2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
AVD2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse						
AVD2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
AVD2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes et autres accessoires						
AVD1432	☐	Appui-tête revêtement Dartex réglable en profondeur et en largeur	NC : 2229	196,21	207,00	
AVD1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex	NC : 2229	258,77	273,00	
AVD2323	☐	Appui-tête Elan Standard 6" - housse noire respirante		369,67	390,00	
AVD2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		331,75	350,00	
AVD2322	☐	Appui-tête Elan Standard 14" - housse noire respirante	NC : 2229	369,67	390,00	
AVD2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		369,67	390,00	
AVD2326	☐	Appui-tête Elan Occipital 12" - housse noire respirante		369,67	390,00	
AVD2327	☐	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante		483,41	510,00	
AVD1307	☐	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (avec cannes de dossier télescopiques)		36,02	38,00	



2191



2198



Gouttière



Gouttière concave hémiplégique



Cale-cuisse



1432



1427



2323, 2324,



2325, 2326



2327



2191



2198



Gouttière



Gouttière concave hémiplégique



Cale-cuisse



1432



1427



2323, 2324,



2325, 2326



2327

Invacare® Kite Plus AA1				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
				HT	TTC			
AVD1445	☐	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : dossiers Matrx	276,78	292,00		 1445	
AVD1446	☐	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : dossiers Matrx	251,18	265,00		 1446	
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE								
Inclinaison d'assise								
AVD1091	☐	Manuelle de 0° à 12°		◆	◆			
AVD1092	☐	Electrique de 0° à 20°	NC : 0337	339,34	358,00			
AVD1093	☐	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 130kg si option 1450 ou 1494)		649,29	685,00			
AVD1094	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) de 460 à 760 mm - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°	NC : 1217, 1218	1 845,50	1 947,00			
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°								
AVD0337	☐	440 mm		○	○		 DOSSIER	
AVD0331	☐	460 mm		◆	◆			
AVD0339	☐	480 mm		○	○			
AVD0381	☐	500 mm		○	○			
Inclinaison de dossier								
AVD0975	☐	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆		 0975	
AVD0977	☐	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		583,89	616,00		 0977	
ASSISEMODULITE HD MODULABLE								
AVZ2101	☐	Assise Modulite HD rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur Largeur : 530 à 550 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 510 à 580 mm	NC : 2205, 1217, 1218	1 222,75	1 290,00		 2171	
Revêtement nylon, barre de poussée. Poids maximum utilisateur 160kg avec "Pack Power"								
Largeur d'assise								
AVD2124	☐	530 mm - réglable jusqu'à 580 mm		◆	◆			
AVZ2104	☐	550 mm - réglable jusqu'à 600 mm		○	○			
Profondeur d'assise								
AVD2136	☐	510 mm		◆	◆			
AVZ2137	☐	580 mm		○	○			
Coussin d'assise								
AVD2148	☐	Coussin d'assise Max (Hauteur : 90 mm)		◆	◆			
Cannes de dossier								
AVD2162	☐	Hauteur 540 mm		◆	◆			
Type de dossier								
AVD2171	☐	Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 1445, 1446, 2152, 2153, 2155, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	◆	◆			
Accoudoirs								
AVD2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 245 à 315 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆		2171	
AVD2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 295 à 365 mm, en profondeur et amovible, la paire		51,18	54,00			
Manchettes								
AVD2195	☐	Manchettes courtes, longueur 325 mm, la paire		◆	◆			
AVD2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		64,45	68,00			
AVD2197	☐	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		92,89	98,00			
Accessoires d'assise pour assise Modulite								
AVD1432	☐	Appui-tête réglable en profondeur, en hauteur et latéralement, Dartex		196,21	207,00			
AVD1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex		258,77	273,00			
AVD2323	☐	Appui-tête Elan Standard 6" - housse noire respirante		369,67	390,00			
AVD2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		331,75	350,00			
AVD2322	☐	Appui-tête Elan Standard 14" - housse noire respirante	NC : 2229	369,67	390,00			

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2019 Invacare International Sarl

Tous droits réservés

Invacare® Kite Plus AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
AVD2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		369,67	390,00	
AVD2326	☐	Appui-tête Elan Occipital 12" - housse noire respirante		483,41	510,00	
AVD1495	☐	Tendeur de dossier - diamètre 22 mm		36,02	38,00	
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE HD						
Inclinaison d'assise						
AVD1091	☐	Manuelle de 0° à 12° - Poids max. 160kg		◆	◆	
AVD1095	☐	Electrique de 0° à 20° - Poids max. 160kg	NC : 2201	339,34	358,00	
AVD1093	☐	Electrique de 0° à 30° - Hauteur d'assise 490 mm - Poids max. 130 kg	NC : 1438, 2201	649,29	685,00	
AVD1094	☐	Electrique à compensation de 0° à 30° + Lift 300 mm - Hauteur d'assise 490 mm - Poids max 130 kg	NC : 1438, 2201	1 845,50	1 947,00	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°						
AVA0337	☐	440 mm		○	○	
AVA0331	☐	460 mm	NC : 2201	◆	◆	
AVA0339	☐	480 mm	NC : 1438, 2201	○	○	
AVA0381	☐	500 mm	NC : 1438, 2201	○	○	
Inclinaison de dossier						
AVD0975	☐	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75°		◆	◆	
AVD0977	☐	Electrique de 0° à 30°	NC : 2201	583,89	616,00	
REPOSE-PIEDS & REPOSE-JAMBES						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle						
PW-2006	☐	Manuel LNX (réglable de 1,5° à 63°)	NC : cale-cuisses	Sur devis		
PW-2007	☐	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		Sur devis		
Potences / Repose-pieds (la paire)						
AVD0526	☐	Potences repose-pieds fixes 80°, escamotables int/ext	NC : 0504, 0522, 2101	◆	◆	 0526  0529
AVD0529	☐	Repose-jambes manuels réglables en angle type Azalea®	NC : 0504, 0522, 2101	135,55	143,00	
AVD0503	☐	Potences repose-pieds réglable 90°- 65°, escamotables int/ext, type Storm®3		○	○	 0533
AVD0533	☐	Repose-jambes manuels réglables en angle type Storm®3	NC : 0512	222,75	235,00	
AVD0531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 0522	1 242,65	1 311,00	
Palettes (la paire)						
AVD0512	☐	Fixes		◆	◆	 0513  0522
AVD0504	☐	Réglables en angle		○	○	
AVD0513	☐	Réglables en angle et profondeur		88,15	93,00	
AVD0522	☐	Palette monobloc	NC : 1244	96,68	102,00	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LiNX						
AVD2203	☐	Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	◆	◆	 REM211
AVD2204	☐	Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	○	○	
AVD2205	☐	Manipulateur LINX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2101, 2220	938,39	990,00	 REM216 Bluetooth®
AVD2206	☐	Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2101, 2220, 2270	1 412,32	1 490,00	
Option REM400						
AVD2270	☐	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		279,62	295,00	 REM400 Bluetooth®
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
AVD1207	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	 2270
AVD1208	☐	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
AVD1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
AVD1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2019 Invacare International Sarl

Tous droits réservés

Invacare® Kite Plus AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
AVD2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
AVD2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	563,98	595,00	
AVD2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1287, 2128	131,75	139,00	35,71
AVD2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1286, 2128	131,75	139,00	35,71
AVZ2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle LINX REM500						
AVD2209	☐	Fixation escamotable à droite, multi-réglable	NC : 1404	◆	◆	
AVD2210	☐	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable	NC : 1405	○	○	
AVD2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
AVD2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	563,98	595,00	
AVZ2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
AVD2220	☐	Double commande LINX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 2205, 2206, 1221, 1222	677,02	714,26	714,26
AVD2219	☐	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222	677,02	714,26	714,26
AVD2245	☐	Double commande intuitive LINX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
AVD1207	☐	Fixation à droite - uniquement avec REM050 et Compact		◆	◆	
AVD1208	☐	Fixation à gauche - uniquement avec REM050 et Compact		○	○	
AVD1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LINX		◆	◆	
AVD1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LINX		○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
AVD2231	☐	Joystick LINX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		938,39	990,00	
AVD2232	☐	Joystick LINX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 033,18	1 090,00	
AVD2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
AVD2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
AVD2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
AVD2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
AVZ2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande au menton - Uniquement avec REM400 et REM500						
AVD2229	☐	Commande au menton ASL138 + contacteur egg	Nc : 2101, 2128	2 369,67	2 500,00	714,26
AVD1289	☐	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête ELAN obligatoire)	NC : 2322	◆	◆	
AVD1288	☐	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête ELAN obligatoire)	NC : 2322	○	○	
AVD1287	☐	Fixation escamotable électriquement, à droite	NC : 1404, 1415, 1312	1 137,44	1 200,00	
AVD1286	☐	Fixation escamotable électriquement, à gauche	NC : 1405, 1339, 1363	1 137,44	1 200,00	
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
AVD2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2240	4 445,50	4 690,00	
AVD2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2240	4 445,50	4 690,00	
Accessoire sans fil pour technologie ATOM						
AVD2250	☐	Emulation souris ASL558 pour technologie ATOM		1 184,83	1 250,00	
Commande Mini Joystick proportionnel						
AVD2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2240	2 649,29	2 795,00	
AVD2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
AVD2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	



Bluetooth®

REM500



REM050



2219



2245



2231
2232



1288 1286
1289 1287



2230



2247



2250



2233

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.



Bluetooth®

REM500



REM050



2219



2245



2231

2232



1288 1286

1289 1287



2230



2247



2250



2233

Invacare® Kite Plus AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
AVD2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
AVD2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
AVD2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	563,98	595,00	
AVD2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		563,98	595,00	
AVZ2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Options complémentaires LINX						
AVD2251	☐	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		417,06	440,00	
AVD2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○	
AVD2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214, 1339	○	○	
AVD2227	☐	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287, 2128	○	○	
AVD2228	☐	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286, 2128	○	○	
AVD2225	☐	Sans montage		○	○	
AVD2252	☐	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		68,25	72,00	
Accessoires LINX						
AVD2253	☐	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : 2110, Bodypoint	184,83	195,00	
AVD2207	☐	Fixation à droite		○	○	
AVD2208	☐	Fixation à gauche		○	○	
Autres accessoires et contacteurs						
AVD2300	☐	A inclure avec le fauteuil		○	○	
AVZ2301	☐	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
AVD1685	☐	Contacteur Rouge		102,37	108,00	
AVD1686	☐	Contacteur Jaune		102,37	108,00	
AVD1687	☐	Contacteur Vert		102,37	108,00	
AVD1690	☐	Contacteur Bleu		102,37	108,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400)						
AVD2254	☐	Contacteur Egg, noir		81,52	86,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
AVD1711	☐	Mini contacteur Rouge		102,37	108,00	
AVD1712	☐	Mini contacteur Jaune		102,37	108,00	
AVD1713	☐	Mini contacteur Vert		102,37	108,00	
AVD1714	☐	Mini contacteur Orange		102,37	108,00	
AVD1715	☐	Mini contacteur Bleu		102,37	108,00	
AVD1716	☐	Mini contacteur Noir		102,37	108,00	
Joysticks Bodypoint						
AVD2721	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		75,00	79,13	
AVD2722	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		75,00	79,13	
AVD2723	☐	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		75,00	79,13	
AVD2724	☐	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		75,00	79,13	
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis						
AVD0228	☐	Noir		○	○	
AVD0252	☐	Blanc Arctique		○	○	
Coloris de carénages AVDnt et arrière						
AVD0242	☐	Bleu Nuit Brillant		○	○	
AVD0243	☐	Gris Métallique		○	○	
AVD0224	☐	Noir Brillant		○	○	
AVD0204	☐	Rouge Cerise Transparent		○	○	
AVD0222	☐	Blanc Arctique		○	○	
AVD0248	☐	Vert		○	○	
AVD0279	☐	Jaune		○	○	
Coloris des carénages latéraux						
AVD0265	☐	Noir Mat		◆	◆	
AVD0284	☐	Bleu Nuit Brillant		◆	◆	



2251



2253





2721
2722



2723



2724



Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.

47,39 50,00



2251



2253



2721
2722



2723



2724



Invacare® Kite Plus AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
AVD0285	☐	Gris Métallique		47,39	50,00	
AVD0261	☐	Rouge Cerise Transparent		47,39	50,00	
AVD0253	☐	Blanc Arctique		47,39	50,00	
AVD0250	☐	Vert		47,39	50,00	
AVD0254	☐	Jaune		47,39	50,00	
Coloris des jantes						
AVD0290	☐	Blanc Arctique (uniquement possible avec 0804, 0805, 0806, 0704, 0705 et 0706)		41,71	44,00	
AVD0292	☐	Gris Métallique		○	○	
AVD0291	☐	Noir (uniquement possible avec 0804, 0805, 0806, 0704, 0705 et 0706)		◆	◆	
Roues AVDnt (NB : largeur hors tout 595 mm avec fourches monobras. Sinon, largeur hors-tout 620 mm)						
AVD0804	☐	10" Pneumatique Noir	Privilégier le pack Power 4 pôles 340W	◆	◆	
AVD0805	☐	10" Bandage plein Noir		124,17	131,00	
AVD0806	☐	10" Pneu anti-crevaison Noir		51,18	54,00	
AVD0851	☐	3.00 x 6 - 10" Pneumatique Gris - Fourche monobras		◆	◆	
AVD0855	☐	3.00 x 6 - 10" Bandage plein Gris - Fourche monobras		124,17	131,00	
AVD0853	☐	3.00 x 6 - 10" Pneu anti-crevaison Gris - Fourche monobras		51,18	54,00	
Roues arrière type Storm®4						
AVD0704	☐	14" Pneumatique Noir		◆	◆	
AVD0705	☐	14" Bandage plein Noir		197,16	208,00	
AVD0706	☐	14" Pneu anti-crevaison plein Noir		51,18	54,00	
AVD0771	☐	3.00 x 8 -14" Pneumatique gris à crampons		◆	◆	
AVD0750	☐	3.00 x 8 -14" Bandage plein gris à crampons		197,16	208,00	
AVD0773	☐	3.00 x 8 -14" Pneu anti-crevaison gris à crampons		51,18	54,00	
SUSPENSIONS						
Dual Swing Technology DST™ (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis)						
AVD1200	☐	DST™ - Dual Swing Technology™		◆	◆	
Suspensions latérales arrière						
AVD1217	☐	Suspensions Soft (Poids utilisateur jusqu'à 90 kg)	NC : 1021, 2101	◆	◆	
AVD1218	☐	Suspensions Medium (Poids utilisateur entre 90 et 136 kg)	NC : 1021, 2101	○	○	
AVD1219	☐	Suspensions HD avec amortisseurs arrière (Poids utilisateur supérieur à 136 kg) (obligatoire avec lift)		○	○	
PERFORMANCES						
Moteurs						
AVD1282	☐	6 km/h		◆	◆	
AVD1283	☐	10 km/h		○	○	
AVD1223	☐	Moteurs Durawatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses - UNIQUEMENT AVEC PACK POWER		624,64	659,00	
Batteries & Chargeur						
AVD1259	☐	60 Ah		◆	◆	
AVD1364	☐	73,5 Ah		189,57	200,00	
AVD1313	☐	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
AVD1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		852,13	899,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
Les roulettes anti-basculer sont montées de série						
Eclairage						
AVD1367	☐	Equipement route de sécurité standard type Storm®3 - Clignotants, feux de position, warning (cocher obligatoirement un manipulateur LINX REM216, REM400 ou REM500)	NC : 1438	516,59	545,00	



Invacare® <i>Kite Plus AA1</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
AVD1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning (cocher obligatoirement un manipulateur LINX REM216, REM400 ou REM500)		535,55	565,00	
AVD1254	☐	Sans éclairage		◆	◆	
Monte-trottoir						
AVD1244	☐	Monte-trottoir		239,81	253,00	
Accroche-taxi						
AVD1493	☐	4 fixations Avant et Arrière		◆	◆	
AVD1494	☐	Accroche -taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		○	○	
Ceintures de maintien						
AVD1329	☐	Fermeture à boucle type automobile	NC : Bodypoint	◆	◆	
AVD2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Bodypoint	40,76	43,00	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
AVD2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L	NC : 2101	127,96	135,00	
AVD2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2101	127,96	135,00	
AVD2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	NC : 2101	109,00	115,00	
AVD2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2101	109,00	115,00	
AVD2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	NC : 2101	94,79	100,00	
AVD2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M	NC : 2101	94,79	100,00	
Rétroviseur						
AVD1415	☐	Droit		56,87	60,00	
AVD1339	☐	Gauche		56,87	60,00	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
AVD2128	☐	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		124,17	131,00	
Porte-bagage						
AVD1438	☐	Porte-bagage arrière		299,53	316,00	
Porte-canne						
AVD1312	☐	Côté droit		54,98	58,00	
AVD1363	☐	Côté gauche		54,98	58,00	
Garde-boue (la paire)						
AVD1416	☐	Garde-boue pour roues avant noir		94,79	100,00	
AVD1417	☐	Garde-boue pour roues arrière noir		118,48	125,00	
Tablette escamotable						
AVD1404	☐	Côté droit		414,22	437,00	
AVD1405	☐	Côté gauche		414,22	437,00	
Trousse à outils						
AVD1333	☐	Trousse à outils		23,70	25,00	



1244



1493



1329



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



2128



1416



1417



1404

1405

Invacare® <i>KITE AA1</i>		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)		
Type d'assise		Assise Standard AV*2110	Assise modulable rigide AV*2111	Assise modulable souple AV*2112
		Assise Standard AV*2110	Assise modulable rigide AV*2111	Assise modulable souple AV*2112
Type d'inclinaison				
AV*1091 : Manuelle 0 à 12°		440 à 500 mm	460 à 500 mm	490 à 500 mm
AV*1092 : Electrique 0 à 20°		460 à 500 mm	460 à 500 mm	490 à 500 mm
AV*1093 : Electrique à compensation de 0 à 30°		NC	460	490
AV*1094 : Electrique à compensation de 0 à 30° + lift (300 mm)		NC	460	490

NC: Non compatible

Invacare® Kite Plus AA1				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
				HT	TTC	
Rampes en accessoire						
1440530	☐	Mono rampe pliante en fibre de verre 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	☐	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.		559,24	590,00	 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	 1654130