



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou



Invacare® Kite Plus AA2

Fauteuil roulant électrique mixte à dominante extérieure à châssis rigide



Descriptif :

- Electronique LINX évolutive en standard.
- Repose-jambes ergonomiques électriques de série
- OU
- Equipement de sécurité sur route de série
- "Pack Power" : Moteurs 340W 4 pôles, module 120A avec électronique LINX ou 90A avec électronique ACS2
- Poids : à partir de 98 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 136 ou 160 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces

Nouveautés :

- Assise Modulite HD, largeur d'assise jusqu'à 600 mm
- Ramps

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **6 975,90 € TTC** (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

☐ Options sans supplément de prix

				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
AVE0056	☐	Invacare® Kite® Plus AA2 - avec Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° et "Pack Power" INCLUS - Code LPPR 4122757	NC : 0529, 0533	3 732,71	3 938,01	3 938,01
				+ 7,00 € HT d'éco-participation		
AVE0057	☐	Invacare® Kite® Plus AA2 - avec Equipement de sécurité sur route (Clignotants, feux de position, warning) et "Pack Power" INCLUS - Code LPPR 4122757	NC : 2124+0331, 1254, 1437, 2203, 2205, 2206	3 732,71	3 938,01	3 938,01
				+ 7,00 € HT d'éco-participation		
AVE0066	☐	Invacare® Kite® Plus AA2 - Option Pack Dual - Codes LPPR 4122757 et 4339681 - Uniquement avec l'électronique LINX Incluant la double commande utilisateur LINX REM050 , les repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°, l'équipement de sécurité sur la route (Clignotants, feux de position, warning) et "Pack Power"	NC : 2124+0331, 1254, 1437, 2108, 2203, 2205, 2206, 2227, 2228, 0529, 0533, 2128	4 409,73	4 652,27	4 652,27
				+ 7,00 € HT d'éco-participation		

ASSISE MODULITE MODULABLE

Type d'assise

AVE2111	☐	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		◆	◆		 2111
---------	--------------------------	--	--	---	---	--	----------

Invacare® <i>Kite Plus AA2</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
AVE2112	☐	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		98,58	104,00	
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705			
AVE2121	☐	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	○	○	
AVE2122	☐	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	◆	◆	
AVE2123	☐	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○	
AVE2124	☐	530 mm Recommandé : prendre les batteries 73,5 Ah	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	98,58	104,00	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
AVE2132	☐	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○	
AVE2134	☐	460 mm		◆	◆	
AVE2136	☐	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm dans le cas d'un fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
AVE2142	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530 mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
AVE2143	☐	Coussin d'assise Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (hauteur 90 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00
AVE2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
AVE2144	☐	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	
Cannes de dossier						
AVE2162	☐	Hauteur 540 mm		○	○	
AVE2163	☐	Hauteur 480 mm	NC : 2173	○	○	
Poignées à pousser						
AVE2107	☐	Poignées à pousser		◆	◆	
AVE2108	☐	Sans poignées à pousser - uniquement pour dossiers Flex 3	NC : 1307, 2220, 2223, 2219, 2245, 2227, 2228	162,09	171,00	
Type de dossier						
AVE2171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur	NC : 1445, 1446, 2152, 2153, 2155, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	◆	◆	
AVE2179	☐	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement Dartex (avec supplément)	NC : 2151, 2153, 2155, 2192, 2193, 2194, 1446, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	162,09	171,00	
AVE2173	☐	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2128	○	○	
AVE2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
AVE2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
AVE2176	☐	Matrx Elite , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
AVE2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
AVE2178	☐	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	



Invacare® Kite Plus AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
AVE2151	☐	Nylon noir		◆	◆	
AVE2152	☐	Dartex noir		57,82	61,00	
AVE2153	☐	Extra LK (Skaï noir, coutures orange)		72,04	76,00	
AVE2155	☐	Mesh noir		72,04	76,00	
Accoudoirs						
AVE2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
AVE2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		51,18	54,00	
AVE2198	☐	Accoudoirs enveloppants, revêtement Dartex, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	202,84	214,00	
AVE2183	☐	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	98,58	104,00	
AVE2193	☐	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 1446	107,11	113,00	
AVE2192	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 1446	307,11	324,00	
AVE2194	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 1446	307,11	324,00	
Manchettes						
AVE2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
AVE2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		64,45	68,00	
AVE2197	☐	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		92,89	98,00	
Gouttières hémiplégiques						
	☐	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		
	☐	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		
Cale-cuisses						
AVE2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
AVE2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
AVE2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
AVE2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
AVE2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
AVE2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse						
AVE2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
AVE2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes et autres accessoires						
AVE1350	☐	Appui-nuque revêtement Dartex réglable en profondeur	NC : 2229	◆	◆	
AVE1432	☐	Appui-tête revêtement Dartex réglable en profondeur et en largeur	NC : 2229	○	○	
AVE1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex	NC : 2229	258,77	273,00	
AVE2323	☐	Appui-tête Elan Standard 6" - housse noire respirante		369,67	390,00	
AVE2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		331,75	350,00	
AVE2322	☐	Appui-tête Elan Standard 14" - housse noire respirante	NC : 2229	369,67	390,00	
AVE2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		369,67	390,00	
AVE2326	☐	Appui-tête Elan Occipital 12" - housse noire respirante		369,67	390,00	
AVE2327	☐	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante		483,41	510,00	
AVE1307	☐	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (avec cannes de dossier télescopiques)		36,02	38,00	
AVE1445	☐	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : dossiers Matrx	276,78	292,00	



2191



2198



Gouttière



Gouttière concave



Cale-cuisse



1432



1427



2323, 2324,



2325, 2326



2327



1445



2191



2198



Gouttière



Gouttière concave



Cale-cuisse



1432



1427



2323, 2324,



2325, 2326



2327



1445

Invacare® Kite Plus AA2				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
				HT	TTC			
AVE1446	☐	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : dossiers Matrx	251,18	265,00		 1446	
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE								
Inclinaison d'assise								
AVE1092	☐	Electrique de 0° à 20°		◆	◆			
AVE1093	☐	Electrique à compensation de 0° à 30° (poids max. 130 kg si option 1450 ou 1494)		649,29	685,00			
AVE1094	☐	Electrique à compensation de 0° à 30° + Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) de 460 à 760 mm - Choisir suspensions 1219 obligatoirement	NC : 1217, 1218	1 845,50	1 947,00			
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°								
AVE0331	☐	460 mm		◆	◆		DOSSIER RABATTABLE  0977	
AVE0339	☐	480 mm		○	○			
AVE0381	☐	500 mm		○	○			
Inclinaison de dossier								
AVE0977	☐	Electrique de 0° à 30°		◆	◆			
ASSISE MODULITE HD MODULABLE								
AVZ2101	☐	Assise Modulite HD rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur Largeur : 530 à 550 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 510 à 580 mm	NC : 2205, 1217, 1218	1 222,75	1 290,00		 2171	
Revêtement nylon, barre de poussée. Poids maximum utilisateur 160kg avec "Pack Power"								
Largeur d'assise								
AVE2124	☐	530 mm - réglable jusqu'à 580 mm		◆	◆			
AVZ2104	☐	550 mm - réglable jusqu'à 600 mm		○	○			
Profondeur d'assise								
AVE2136	☐	510 mm		◆	◆			
AVZ2137	☐	580 mm		○	○			
Coussin d'assise								
AVE1459	☐	Coussin d'assise Max (Hauteur : 90 mm)		◆	◆			
Cannes de dossier								
AVE2162	☐	Hauteur 540 mm		◆	◆			
Type de dossier								
AVE2171	☐	Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur	NC : 1445, 1446, 2152, 2153, 2155, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	◆	◆			
Revêtement du coussin de dossier et de l'assise								
AVE2156	☐	Nylon noir		◆	◆			
Accoudoirs, la paire, supports renforcés								
AVE2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 245 à 315 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆			
AVE2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 295 à 365 mm, en profondeur et amovible, la paire		51,18	54,00			
Manchettes								
AVE2195	☐	Manchettes courtes, longueur 325 mm, la paire		◆	◆			
AVE2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		64,45	68,00			
AVE2197	☐	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		92,89	98,00			
Accessoires d'assise pour assise Modulite								
AVE1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex		258,77	273,00			
AVE1432	☐	Appui-tête réglable en profondeur, en hauteur et latéralement, Dartex		◆	◆			
AVE1495	☐	Tendeur de dossier		36,02	38,00			
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE								
Inclinaison d'assise								
AVE1095	☐	Electrique de 0° à 20° - Poids max. 160 kg	NC : 2201	◆	◆			
AVE1093	☐	Electrique de 0° à 30° - Hauteur d'assise 490 mm - Poids max. 130 kg	NC : 1438, 2201	649,29	685,00			
AVE1094	☐	Electrique à compensation de 0° à 30° + Lift 300 mm - Hauteur d'assise 490 mm - Poids max 130 kg	NC : 1438, 2201	1 845,50	1 947,00			

Invacare® Kite Plus AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison électrique de 0° à 20°						
AVA0337	☐	440 mm		○	○	
AVA0331	☐	460 mm	NC : 2201	◆	◆	
AVA0339	☐	480 mm	NC : 1438, 2201	○	○	
AVA0381	☐	500 mm	NC : 1438, 2201	○	○	
Inclinaison de dossier						
AVE0977	☐	Electrique de 0° à 30°	NC : 2201	◆	◆	
REPOSE-PIEDS & REPOSE-JAMBES						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle						
PW-2006	☐	Manuel LNX (réglable de 1,5° à 63°)	NC : cale-cuisses	Sur devis		
PW-2007	☐	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		Sur devis		
Potences / Repose-pieds (la paire)						 0529  0533
AVE0529	☐	Repose-jambes manuels réglables en angle type Azalea®	NC : 0504, 0522, 2101	○	○	
AVE0533	☐	Repose-jambes manuels réglables en angle type Storm®3	NC : 0512	◆	◆	
AVE0531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 0522	724,17	764,00	
Palettes (la paire)						 0513  052
AVE0512	☐	Fixes		○	○	
AVE0504	☐	Réglables en angle		◆	◆	
AVE0513	☐	Réglables en angle et profondeur		○	○	
AVE0522	☐	Palette monobloc	NC : 1244	96,68	102,00	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LiNX						  REM211  REM216  REM400 
AVE2203	☐	Manipulateur LiNX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	◆	◆	
AVE2204	☐	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	○	○	
AVE2205	☐	Manipulateur LiNX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2101, 2220	938,39	990,00	
AVE2206	☐	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2101, 2220, 2270	1 412,32	1 490,00	
Option REM400						 2270
AVE2270	☐	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		279,62	295,00	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						 REM500  REM050  2219
AVE1207	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
AVE1208	☐	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
AVE1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
AVE1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
AVE2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
AVE2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
AVE2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1287, 1228, 2128	131,75	139,00	
AVE2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1286, 2128, 2128	131,75	139,00	
AVZ2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle LiNX REM500						
AVE2209	☐	Fixation escamotable à droite, multi-réglable	NC : 1404	◆	◆	
AVE2210	☐	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable	NC : 1405	○	○	
AVE2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
AVE2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
AVZ2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
AVE2220	☐	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 2205, 2206, 1221, 1222	677,02	714,26	
AVE2219	☐	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222	677,02	714,26	



0529



0533



0513



052



REM211



REM216



REM400



2270



Bluetooth®
REM50



REM050



2219

Invacare® Kite Plus AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
AVE2245	☐	Double commande intuitive LINX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208	1 354,05	1 428,52	714,26	 2245
AVE1207	☐	Fixation à droite - uniquement avec REM050 et Compact		◆	◆		
AVE1208	☐	Fixation à gauche - uniquement avec REM050 et Compact		○	○		
AVE1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LINX		◆	◆		
AVE1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LINX		○	○		
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215							 2231 2232
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500							
AVE2231	☐	Joystick LINX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		938,39	990,00		
AVE2232	☐	Joystick LINX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 033,18	1 090,00		
AVE2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆		
AVE2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○		 1288 1289 1286 1287
AVE2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00		
AVE2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	563,98	595,00		
AVZ2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Commande au menton - Uniquement avec REM400 et REM500							
AVE2229	☐	Commande au menton ASL138 + contacteur egg	NC : 2101	2 369,67	2 500,00	714,26	 2230  2247
AVE1289	☐	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête ELAN obligatoire)	NC : 1350, 1432, 1427, 2322	◆	◆		
AVE1288	☐	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête ELAN obligatoire)	NC : 1350, 1432, 1427, 2322	○	○		
AVE1287	☐	Fixation escamotable électriquement, à droite	NC : 1404, 1415, 1312	1 137,44	1 200,00		
AVE1286	☐	Fixation escamotable électriquement, à gauche	NC : 1405, 1339, 1363	1 137,44	1 200,00		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM							 2250
AVE2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2240	4 445,50	4 690,00		
AVE2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2240	4 445,50	4 690,00		 2233
Accessoire sans fil pour technologie ATOM							
AVE2250	☐	Emulation souris ASL558 pour technologie ATOM		1 184,83	1 250,00		 2251
Commande Mini Joystick proportionnel							
AVE2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2240	2 649,29	2 795,00		
AVE2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○		
AVE2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○		
AVE2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○		
AVE2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○		
AVE2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	563,98	595,00		
AVE2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		563,98	595,00		
AVZ2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Options complémentaires LINX							
AVE2251	☐	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		417,06	440,00		
AVE2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○		
AVE2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	○	○		
AVE2227	☐	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 1287	○	○		
AVE2228	☐	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 1286	○	○		
AVE2225	☐	Sans montage		○	○		



2245



2231
2232



1288 1286
1289 1287



2230



2247



2250



2233



2251

Invacare® Kite Plus AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
AVE2252	☐	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		68,25	72,00	
Accessoires LINX						
AVE2253	☐	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : Bodypoint	184,83	195,00	
AVE2207	☐	Fixation à droite		○	○	
AVE2208	☐	Fixation à gauche		○	○	
Autres accessoires et contacteurs						
AVE2300	☐	A inclure avec le fauteuil		○	○	
AVZ2301	☐	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
AVE1685	☐	Contacteur Rouge		102,37	108,00	
AVE1686	☐	Contacteur Jaune		102,37	108,00	
AVE1687	☐	Contacteur Vert		102,37	108,00	
AVE1690	☐	Contacteur Bleu		102,37	108,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400)						
AVE2254	☐	Contacteur Egg, noir		81,52	86,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
AVE1711	☐	Mini contacteur Rouge		102,37	108,00	
AVE1712	☐	Mini contacteur Jaune		102,37	108,00	
AVE1713	☐	Mini contacteur Vert		102,37	108,00	
AVE1714	☐	Mini contacteur Orange		102,37	108,00	
AVE1715	☐	Mini contacteur Bleu		102,37	108,00	
AVE1716	☐	Mini contacteur Noir		102,37	108,00	
Joysticks Bodypoint						
AVE2721	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		75,00	79,13	
AVE2722	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		75,00	79,13	
AVE2723	☐	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		75,00	79,13	
AVE2724	☐	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		75,00	79,13	
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis						
AVE0228	☐	Noir		○	○	
AVE0252	☐	Blanc Arctique		○	○	
Coloris de carénages avant et arrière						
AVE0242	☐	Bleu Nuit Brillant		○	○	
AVE0243	☐	Gris Métallique		○	○	
AVE0224	☐	Noir Brillant		○	○	
AVE0204	☐	Rouge Cerise Transparent		○	○	
AVE0222	☐	Blanc Arctique		○	○	
AVE0248	☐	Vert		○	○	
AVE0279	☐	Jaune		○	○	
Coloris des carénages latéraux						
AVE0265	☐	Noir Mat		◆	◆	
AVE0284	☐	Bleu Nuit Brillant		47,39	50,00	
AVE0285	☐	Gris Métallique		47,39	50,00	
AVE0261	☐	Rouge Cerise Transparent		47,39	50,00	
AVE0253	☐	Blanc Arctique		47,39	50,00	
AVE0250	☐	Vert		47,39	50,00	
AVE0254	☐	Jaune		47,39	50,00	
Coloris des jantes						
AVE0290	☐	Blanc Arctique (uniquement possible avec 0804, 0805, 0806, 0704, 0705 et 0706)		41,71	44,00	
AVE0292	☐	Gris Métallique		○	○	
AVE0291	☐	Noir (uniquement possible avec 0804, 0805, 0806, 0704, 0705 et 0706)		◆	◆	



2253





2721



2722



2723



2724





2253



2721
2722



2723



2724



Invacare® Kite Plus AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Roues avant (NB : largeur hors tout 595 mm avec fourches monobras. Sinon, largeur hors-tout 620 mm)						
AVE0804	☐	10" Pneumatique Noir	Privilégier le pack Power 4 pôles 340W	◆	◆	
AVE0805	☐	10" Bandage plein Noir		124,17	131,00	
AVE0806	☐	10" Pneu anti-crevaison Noir		51,18	54,00	
AVE0851	☐	3.00 x 6 - 10" Pneumatique Gris - Fourche monobras		◆	◆	
AVE0855	☐	3.00 x 6 - 10" Bandage plein Gris - Fourche monobras		124,17	131,00	
AVE0853	☐	3.00 x 6 - 10" Pneu anti-crevaison Gris - Fourche monobras		51,18	54,00	
Roues arrière type Storm®4						
AVE0704	☐	14" Pneumatique Noir		◆	◆	
AVE0705	☐	14" Bandage plein Noir		197,16	208,00	
AVE0706	☐	14" Pneu anti-crevaison plein Noir		51,18	54,00	
AVE0771	☐	3.00 x 8 - 14" Pneumatique gris à crampons		◆	◆	
AVE0750	☐	3.00 x 8 - 14" Bandage plein gris à crampons		197,16	208,00	
AVE0773	☐	3.00 x 8 - 14" Pneu anti-crevaison gris à crampons		51,18	54,00	
SUSPENSIONS						
Dual Swing Technology DST™ (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis)						
AVE1200	☐	DST™ - Dual Swing Technology™		◆	◆	
Suspensions latérales arrière						
AVE1217	☐	Suspensions Soft (Poids utilisateur jusqu'à 90 kg)	NC : 1021, 2101	◆	◆	
AVE1218	☐	Suspensions Medium (Poids utilisateur entre 90 et 136 kg)	NC : 1021, 2101	○	○	
AVE1219	☐	Suspensions HD avec amortisseurs arrière (Poids utilisateur supérieur à 136 kg) (obligatoire avec lift)		○	○	
PERFORMANCES						
Moteurs						
AVE1282	☐	6 km/h		◆	◆	
AVE1283	☐	10 km/h		○	○	
AVE1223	☐	Moteurs Durawatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses - UNIQUEMENT AVEC PACK POWER		624,64	659,00	
Batteries & Chargeur						
AVE1259	☐	60 Ah		◆	◆	
AVE1364	☐	73,5 Ah		189,57	200,00	
AVE1313	☐	Chargeur OptiCharge 10A		◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
AVE1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		852,13	899,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.				Bodypoint®		
OPTIONS						
Les roulettes anti-bascule et les accroche-taxis sont montées de série. Les accroche-taxis sont conformes à la norme 7176-19 : 2001 pour les transport des personnes.						
Eclairage						
AVE1367	☐	Equipement route de sécurité standard type Storm®3 - Clignotants, feux de position, warning (cocher obligatoirement un manipulateur LINX REM216, REM400 ou REM500)	NC : 1438	516,59	545,00	
AVE1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning (cocher obligatoirement un manipulateur LINX REM216, REM400 ou REM500)		535,55	565,00	
AVE1254	☐	Sans éclairage		◆	◆	
Monte-trottoir						
AVE1244	☐	Monte-trottoir		239,81	253,00	













1244



1244

Invacare® Kite Plus AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Ceintures de maintien						
AVE1329	☐	Fermeture à boucle type automobile	NC : Bodypoint	◆	◆	
AVE2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Bodypoint	40,76	43,00	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
AVE2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L	NC : 2101	127,96	135,00	
AVE2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2101	127,96	135,00	
AVE2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	NC : 2101	109,00	115,00	
AVE2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2101	109,00	115,00	
AVE2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	NC : 2101	94,79	100,00	
AVE2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M	NC : 2101	94,79	100,00	
Rétroviseur						
AVE1415	☐	Droit		56,87	60,00	
AVE1339	☐	Gauche		56,87	60,00	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
AVE2128	☐	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		124,17	131,00	
Porte-bagage						
AVE1438	☐	Porte-bagage arrière		299,53	316,00	
Porte-canne						
AVE1312	☐	Côté droit		54,98	58,00	
AVE1363	☐	Côté gauche		54,98	58,00	
Garde-boue (la paire)						
AVE1416	☐	Garde-boue pour roues avant noir		94,79	100,00	
AVE1417	☐	Garde-boue pour roues arrière noir		118,48	125,00	
Tablette escamotable						
AVE1404	☐	Côté droit		414,22	437,00	
AVE1405	☐	Côté gauche		414,22	437,00	
Trousse à outils						
AVE1333	☐	Trousse à outils		23,70	25,00	



Invacare® KITE AA2		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)	
Type d'assise		Type d'inclinaison	
		Assise modulable rigide AV*2111	Assise modulable souple AV*2112
AV*1092 : Electrique 0 à 20°		460 à 500 mm	490 à 500 mm
AV*1093 : Electrique à compensation de 0 à 30°		460	490
AV*1094 : Electrique à compensation de 0 à 30° + lift (300 mm)		460	490

NC: Non compatible

Rampes en accessoire						
1440530	☐	Mono rampe pliante en fibre de verre 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)		1 787,68	1 886,00	
1654128	☐	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	NOUVEAU
1654129	☐	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.		559,24	590,00	NOUVEAU
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	NOUVEAU

