

Invacare® Kite Premium AA1



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou

LiNX™



LE MODÈLE SURÉQUIPÉ A TARIF AVANTAGEUX

Invacare® Kite Premium AA1

Fauteuil roulant électrique mixte à dominante extérieure à châssis rigide



Descriptif :

- Poids : à partir de 98 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 160 kg ; 136 kg si lift.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

Kite suréquipé incluant de série :

- Manipulateur REM400,
- Équipement de route LED,
- Moteurs DuraWatt 10km/h, programmables à 12km/h,
- Batteries 73 Ah
- Contrôle de trajectoire G-trac®
- Prises de charge USB



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 6 975,90 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

				Euros	
				Prix Public	LPPR*
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
AVG0098	☐ Invacare® Kite® Premium AA1 - Code LPPR : 4130136 ☐ Pack Power inclus Module de puissance : 120A Moteurs : 340 W, 4 pôles Autonomie : +/- 31 km		5 971,56	6 300,00	3 487,95
				+7,00 € HT d'éco-participation	

ASSISE MODULITE MODULABLE

Type d'assise

AVG2111	☐ Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU	NC : 0337	◆	◆		 211
AVG2112	☐ Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU	NC : 0337	98,58	104,00		 211

Largeur d'assise (Préréglage d'usine)

	330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143			
AVG2121	☐ 380 mm	NC : 2143	○	○	
AVG2122	☐ 430 mm		◆	◆	
AVG2123	☐ 480 mm		○	○	
AVG2124	☐ 530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143	98,58	104,00	

Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)

AVG2132	☐ 410 mm	NC : 2196, 2197, 2198	○	○	
AVG2134	☐ 460 mm		◆	◆	

Invacare® <i>Kite Premium AA1</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
AVG2136	☐	510 mm Nouveau : Rail d'assise rallongé de 35 mm dans le cas d'un fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
AVG2142	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
AVG2143	☐	Coussin d'assise Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (hauteur 90 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00
AVG2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
AVG2144	☐	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	
Cannes de dossier						
AVG2162	☐	Hauteur 540 mm		○	○	
AVG2163	☐	Hauteur 480 mm	NC : 2173	○	○	
Poignées à pousser						
AVG2107	☐	Poignées à pousser		◆	◆	
AVG2108	☐	Sans poignées à pousser - uniquement pour dossiers Flex 3	NC : 1307, 2227, 2228	151,66	176,00	
Type de dossier						
AVG2171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 1445, 1446, 2152, 2153, 2229, 2155, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	◆	◆	
AVG2179	☐	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement Dartex (avec supplément)	NC : 2151, 2153, 2155, 2192, 2193, 2194, 1446, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	147,87	171,00	
AVG2173	☐	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2128	123,22	143,00	
AVG2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm		717,98	757,47	
AVG2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
AVG2176	☐	Matrx Elite , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
AVG2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
AVG2178	☐	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
OPTIONS COMMUNES AUX ASSISES MODULITE						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
AVG2151	☐	Nylon noir		◆	◆	
AVG2152	☐	Dartex noir		57,82	61,00	
AVG2153	☐	Extra LK (Skaï noir, coutures orange)		72,04	76,00	
AVG2155	☐	Mesh noir		72,04	76,00	
Accoudoirs						
AVG2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
AVG2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		51,18	54,00	
AVG2198	☐	Accoudoirs enveloppants, revêtement Dartex, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	202,84	214,00	
AVG2183	☐	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	98,58	104,00	
AVG2193	☐	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 1446	107,11	113,00	
AVG2192	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 1446	307,11	324,00	
AVG2194	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 1446	307,11	324,00	
Manchettes						
AVG2195	☐	Manchettes std, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
AVG2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		64,45	68,00	
AVG2197	☐	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		92,89	98,00	



214

214
7



214
4



217



217



219



219

Invacare® Kite Premium AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Gouttières hémiplégiques						
	☐	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		
	☐	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		
Cale-cuisses						
AVG2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm		238,86	252,00	
AVG2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100 mm		238,86	252,00	
AVG2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100 mm		238,86	252,00	
AVG2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100 mm		238,86	252,00	
AVG2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100 mm		238,86	252,00	
AVG2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100 mm		238,86	252,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse						
AVG2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
AVG2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-tête et autres accessoires						
AVG1432	☐	Appui-tête revêtement Dartex réglable en profondeur et en largeur	NC : 2229	196,21	207,00	
AVG1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex	NC : 2229	258,77	273,00	
AVG2323	☐	Appui-tête Elan Standard 6" - housse noire respirante		369,67	390,00	
AVG2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		331,75	350,00	
AVG2322	☐	Appui-tête Elan Standard 14" - housse noire respirante	NC : 2229	369,67	390,00	
AVG2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		369,67	390,00	
AVG2326	☐	Appui-tête Elan Occipital 12" - housse noire respirante		369,67	390,00	
AVG2327	☐	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante		483,41	510,00	
AVG1307	☐	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (avec cannes de dossier télescopiques)		36,02	38,00	
AVG1445	☐	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire) (nc : dossiers MatrX)	NC : dossiers MatrX	276,78	292,00	
AVG1446	☐	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : dossiers MatrX	228,44	265,00	
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE						
Inclinaison d'assise						
AVG1091	☐	Manuelle de 0° à 12°		◆	◆	
AVG1092	☐	Electrique de 0° à 20°	NC : 0337	309,00	358,00	
AVG1093	☐	Electrique à compensation de 0° à 30° (Hauteur d'assise : cf tableau à la fin du tarif)		590,52	685,00	
AVG1094	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) de 460 à 760 mm inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30° - Choisir suspensions 1219 obligatoirement	NC : 1217, 1218	1 677,73	1 947,00	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°						
AVG0337	☐	440 mm		○	○	
AVG0331	☐	460 mm		◆	◆	
AVG0339	☐	480 mm		○	○	
AVG0381	☐	500 mm		○	○	
Inclinaison de dossier						
AVG0975	☐	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
AVG0977	☐	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		583,89	616,00	
ASSISE MODULITE HD MODULABLE						
AVZ2101	☐	Assise Modulite HD rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables e largeur Largeur : 530 à 550 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 510 à 580 mm	NC : 1217, 1218	1 222,75	1 290,00	NOUVEAU



Gouttière



Gouttière concave hémiplégique



Cale-cuisse



142



142



2323, 2324,



2325,



2327




2327



144



144



DOSSIER



097



097



Gouttière



Gouttière concave hémiplegique



Cale-cuisse



142



142



2323, 2324,



2325,



2327



144



144



DOSSIER



097



097

Invacare® Kite Premium AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Largeur d'assise (Pré-réglage d'usine)						
AVG2124	☐	530 mm - réglable jusqu'à 580 mm		◆	◆	
AVZ2104	☐	550 mm - réglable jusqu'à 600 mm		○	○	
Profondeur d'assise						
AVG2136	☐	510 mm		◆	◆	
AVZ2137	☐	580 mm		○	○	
Coussin d'assise						
AVZ1459	☐	Coussin d'assise Max (550 mm x 635 mm)		◆	◆	
Cannes de dossier						
AVG2162	☐	Hauteur 540 mm		○	○	
AVG2163	☐	Hauteur 480 mm		○	○	
Poignées à pousser						
AVG2107	☐	Poignées à pousser		◆	◆	
Type de dossier						
AVG2171	☐	Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur	NC : 1445, 1446, 2152, 2153, 2155, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	◆	◆	
Revêtement du coussin de dossier et de l'assise						
AVG2152	☐	Dartex noir		◆	◆	
Accoudoirs, la paire						
AVG2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 245 à 315 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
AVG2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 295 à 365 mm, en profondeur et amovible, la paire		50,24	53,00	
Manchettes						
AVG2195	☐	Manchettes std, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
AVG2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		64,45	68,00	
AVG2197	☐	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		92,89	98,00	
Accessoires d'assise pour assise Max						
AVG1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex		258,77	273,00	
AVG1432	☐	Appui-tête réglable en profondeur, en hauteur et latéralement, Dartex		196,21	207,00	
AVG1495	☐	Tendeur de dossier - diamètre 22 mm		36,02	38,00	
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE HD						
Inclinaison d'assise						
AVG1091	☐	Manuelle de 0° à 12° - Hauteur d'assise 450 mm - Poids max. 160 kg		◆	◆	
AVG1095	☐	Electrique de 0° à 20° - Hauteur d'assise 450 mm - Poids max. 160 kg	NC : 2201	516,59	545,00	
AVG1093	☐	Electrique de 0° à 30° - Hauteur d'assise 450 mm - Poids max. 130 kg	NC : 1438, 2201	649,29	685,00	
AVG1094	☐	Electrique à compensation de 0° à 30° + Lift 300 mm - Hauteur d'assise 465 mm - Poids max 130 kg	NC : 1438, 2201	1 845,50	1 947,00	
Inclinaison de dossier						
AVG0975	☐	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75°		◆	◆	
AVG0977	☐	Electrique de 0° à 30°	NC : 2201	583,89	616,00	
REPOSE-PIEDS & REPOSE-JAMBES						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle						
PW-2006	☐	Manuel LNX (réglable de 1,5° à 63°)	NC : cale-cuisses	Sur devis		
PW-2007	☐	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		Sur devis		
Potences / Repose-pieds (la paire)						
AVG0526	☐	Potences repose-pieds fixes 80°, escamotables intérieur/extérieur	NC : 0504, 0522	◆	◆	
AVG0529	☐	Repose-jambes manuels réglables en angle type Azalea®	NC : 0504, 0522	135,55	143,00	
AVG0503	☐	Potences repose-pieds réglable 90°- 65°, escamotables int/ext, type Storm®3		○	○	
AVG0533	☐	Repose-jambes manuels réglables en angle type Storm®3	NC : 0512	222,75	235,00	



2171



052



052



053



2171



052



052



053

Invacare® <i>Kite Premium AA1</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
AVG0531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 0522	1 242,65	1 311,00	
Palettes (la paire)						
AVG0512	☐	Fixes		◆	◆	
AVG0504	☐	Réglables en angle		○	○	
AVG0513	☐	Réglables en angle et profondeur		88,15	93,00	
AVG0522	☐	Palette monobloc	NC : 1244	96,68	102,00	
COMMANDES ELECTRONIQUES LiNX						
Commande principale pour Electronique LiNX						
AVG2205	☐	Manipulateur <i>LiNX</i> REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris		◆	◆	
Option REM400						
AVG2270	☐	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		279,62	295,00	
Fixation de la commande principale						
AVG1207	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
AVG1208	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
AVG1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
AVG1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
AVG2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	NOUVEAU
AVG2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
AVG2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 1287, 1228, 2128	131,75	139,00	35,71
AVG2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 1286, 2128	131,75	139,00	35,71
AVZ2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
AVG2219	☐	Double commande <i>Compact LiNX</i> - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2108, 2128, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
AVG2245	☐	Double commande intuitive <i>LiNX</i> - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2108, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
AVG1207	☐	Fixation à droite - uniquement avec Compact		◆	◆	
AVG1208	☐	Fixation à gauche - uniquement avec Compact		○	○	
AVG1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive <i>LiNX</i>		◆	◆	
AVG1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive <i>LiNX</i>		○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Joysticks Compact proportionnels						
AVG2231	☐	Joystick <i>LiNX</i> Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		938,39	990,00	
AVG2232	☐	Joystick <i>LiNX</i> Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 033,18	1 090,00	
AVG2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
AVG2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
AVG2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
AVG2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
AVZ2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande au menton						
AVG2229	☐	Commande au menton ASL138 + contacteur egg		2 369,67	2 500,00	714,26
AVG1289	☐	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête <i>ELAN</i> obligatoire)	NC : 2322	◆	◆	
AVG1288	☐	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête <i>ELAN</i> obligatoire)	NC : 2322	○	○	
AVG1287	☐	Fixation escamotable électriquement, à droite	NC : 1404, 1415, 1312	1 137,44	1 200,00	
AVG1286	☐	Fixation escamotable électriquement, à gauche	NC : 1405, 1339, 1363	1 137,44	1 200,00	


051 052



REM400
Bluetooth


2270


2219


224


223
1


128 128
8 6
128 128



051 052

LiNX



2270



2219



224



223
1



128 128
8 6
128 128

Invacare® Kite Premium AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
AVG2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2240	4 445,50	4 690,00	 2230
AVG2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2240	4 445,50	4 690,00	 2247
Accessoire sans fil pour technologie ATOM						
AVG2250	☐	Emulation souris ASL558 pour technologie ATOM		1 184,83	1 250,00	 225
Commande Mini Joystick proportionnel						
AVG2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2240	2 649,29	2 795,00	 2233
AVG2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
AVG2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
AVG2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
AVG2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
AVG2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	563,98	595,00	
AVG2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		563,98	595,00	
AVZ2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Options complémentaires LINX						
AVG2251	☐	Clavier multifonctions 10 contacteurs		417,06	440,00	
AVG2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○	
AVG2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214, 1339	○	○	
AVG2227	☐	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287, 2128	○	○	
AVG2228	☐	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286, 2128	○	○	
AVG2225	☐	Sans montage		○	○	
Accessoires LINX						
AVG2253	☐	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : 2110	◆	◆	
AVG2207	☐	Fixation à droite		○	○	
AVG2208	☐	Fixation à gauche		○	○	
Autres accessoires et contacteurs						
AVG2300	☐	A inclure avec le fauteuil		○	○	
AVZ2301	☐	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés)						
AVG1685	☐	Contacteur Rouge		102,37	108,00	
AVG1686	☐	Contacteur Jaune		102,37	108,00	
AVG1687	☐	Contacteur Vert		102,37	108,00	
AVG1690	☐	Contacteur Bleu		102,37	108,00	
Contacteur Egg						
AVG2254	☐	Contacteur Egg, noir		81,52	86,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés)						
AVG1711	☐	Mini contacteur Rouge		102,37	108,00	
AVG1712	☐	Mini contacteur Jaune		102,37	108,00	
AVG1713	☐	Mini contacteur Vert		102,37	108,00	
AVG1714	☐	Mini contacteur Orange		102,37	108,00	
AVG1715	☐	Mini contacteur Bleu		102,37	108,00	
AVG1716	☐	Mini contacteur Noir		102,37	108,00	
Joysticks Bodypoint						
AVG2721	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		75,00	79,13	 2721
AVG2722	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		75,00	79,13	
AVG2723	☐	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		75,00	79,13	 272
AVG2724	☐	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		75,00	79,13	 272

Invacare® Kite Premium AA1				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
BASE MOTRICE							
Coloris de châssis - Fabrication spéciale - Délais de production + 10 jours							
Finition Lines : Inclus châssis noir, carénages avant / arrière noir brillant et carénages latéraux noir mat							
Sur devis	☐	Finition Lines - Ligne Tangerine		274,88	290,00	Offert	
	☐	Finition Lines - Ligne Purple Peps		274,88	290,00		
	☐	Finition Lines - Ligne Citrus		274,88	290,00		
Coloris de châssis							
AVG0228	☐	Noir		○	○		
AVG0252	☐	Blanc Arctique		○	○		
Coloris du carénage avant et arrière							
AVG0242	☐	Bleu Nuit Brillant		○	○		
AVG0243	☐	Gris Métallique		○	○		
AVG0224	☐	Noir Brillant		○	○		
AVG0204	☐	Rouge Cerise Transparent		○	○		
AVG0222	☐	Blanc Arctique		○	○		
AVG0248	☐	Vert		○	○		
AVG0279	☐	Jaune		○	○		
Coloris des carénages latéraux							
AVG0265	☐	Noir Mat		◆	◆		
AVG0284	☐	Bleu Nuit Brillant		47,39	50,00		
AVG0285	☐	Gris Métallique		47,39	50,00		
AVG0261	☐	Rouge Cerise Transparent		47,39	50,00		
AVG0253	☐	Blanc Arctique		47,39	50,00		
AVG0250	☐	Vert		47,39	50,00		
AVG0254	☐	Jaune		47,39	50,00		
Coloris des jantes							
AVG0290	☐	Blanc Arctique (uniquement possible avec 0804, 0805, 0806, 0704, 0705 et 0706)		41,71	44,00		
AVG0292	☐	Gris Métallique		○	○		
AVG0291	☐	Noir (uniquement possible avec 0804, 0805, 0806, 0704, 0705 et 0706)		◆	◆		
Roues avant (NB : largeur hors tout 595 mm avec fourches monobras. Sinon, largeur hors-tout 620 mm)							
AVG0804	☐	10" Pneumatique Noir	Privilégier le pack Power 4 pôles 340W	◆	◆		
AVG0805	☐	10" Bandage plein Noir		124,17	131,00		
AVG0806	☐	10" Pneu anti-crevaisson Noir		51,18	54,00		
AVG0851	☐	3.00 x 6 - 10" Pneumatique Gris - Fourche monobras		◆	◆		
AVG0855	☐	3.00 x 6 - 10" Bandage plein Gris - Fourche monobras		124,17	131,00		
AVG0853	☐	3.00 x 6 - 10" Pneu anti-crevaisson Gris - Fourche monobras		51,18	54,00		
Roues arrière type Storm®4							
AVG0704	☐	14" Pneumatique Noir		◆	◆		
AVG0705	☐	14" Bandage plein Noir		197,16	208,00		
AVG0706	☐	14" Pneu anti-crevaisson plein Noir		51,18	54,00		
AVG0771	☐	3.00 x 8 -14" Pneumatique gris à crampons		◆	◆		
AVG0750	☐	3.00 x 8 -14" Bandage plein gris à crampons		197,16	208,00		
AVG0773	☐	3.00 x 8 -14" Pneu anti-crevaisson gris à crampons		51,18	54,00		
SUSPENSIONS							
Dual Swing Technology DST™ (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis)							
AVG1200	☐	DST™ - Dual Swing Technology™		◆	◆		
Suspensions latérales arrière							
AVG1217	☐	Suspensions Soft (Poids utilisateur jusqu'à 90 kg)	NC : 1021	◆	◆		
AVG1218	☐	Suspensions Medium (Poids utilisateur entre 90 et 136 kg)	NC : 1021	○	○		
AVG1219	☐	Suspensions HD avec amortisseurs arrière (Poids utilisateur supérieur à 136 kg) (obligatoire avec lift)		○	○		
PERFORMANCES							
Moteurs							
AVG1223	☐	Moteurs DuraWatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		◆	◆		



= TANGERINE = = PURPLE PEPS = = CITRUS =











Invacare® Kite Premium AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Batteries & Chargeur						
AVG1364	☐	73,5 Ah		◆	◆	
AVG1313	☐	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
AVG1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		◆	◆	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.				Bodypoint®		
OPTIONS						
Les roulettes anti-bascule sont montées de série						
Eclairage						
AVG1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning		◆	◆	
Monte-trottoir						
AVG1244	☐	Monte-trottoir		239,81	253,00	
Accroche-taxi						
AVG1493	☐	4 fixations Avant et Arrière		◆	◆	
AVG1494	☐	Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		○	○	
Ceintures de maintien						
AVG1329	☐	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	
AVG2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		40,76	43,00	
Rétroviseur						
AVG1415	☐	Droit		56,87	60,00	
AVG1339	☐	Gauche		56,87	60,00	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
AVG2128	☐	Crochets porte-sac		124,17	131,00	
Porte-bagage (uniquement possible avec l'inclinaison d'assise manuelle 0-20°)						
AVG1438	☐	Porte-bagage arrière		299,53	316,00	
Porte-canne						
AVG1312	☐	Côté droit		54,98	58,00	
AVG1363	☐	Côté gauche		54,98	58,00	
Garde-boue (la paire)						
AVG1416	☐	Garde-boue pour roues avant noir		94,79	100,00	
AVG1417	☐	Garde-boue pour roues arrière noir		118,48	125,00	
Tablette escamotable						
AVG1404	☐	Côté droit		414,22	437,00	
AVG1405	☐	Côté gauche		414,22	437,00	
Trousse à outils						
AVG1333	☐	Trousse à outils		23,70	25,00	







124



149



132



212



141



141



140



124



149



132



212



141



141



140


Invacare® KITE AA1		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)	
Type d'assise		Assise modulable rigide AV®2111	Assise modulable souple AV®2112
Type d'inclinaison			
AV®1091 : Manuelle 0 à 12°		460 à 500 mm	490 à 500 mm
AV®1092 : Electrique 0 à 20°		460 à 500 mm	490 à 500 mm
AV®1093 : Electrique à compensation de 0 à 30°		460	490
AV®1094 : Electrique à compensation de 0 à 30° + lift (300 mm)		460	490

NC: Non compatible

Invacare® <i>Kite Premium AA1</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Rampes en accessoires						
1440530	☐	Mono rampe pliante en fibre de verre 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max.300kg)		1 787,68	1 886,00	
1654128	☐	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	
1654129	☐	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.		559,24	590,00	
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	



1440530



1654128



1654129

