

Rea® Azalea® Assist Max



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Livraison sous 3 à 5 jours



Rea® Azalea® Assist Max

Fauteuil manuel en acier à châssis pliant - pour personnes obèses



Descriptif :

- Inclinaison d'assise avec maintien du centre de gravité et de la bonne position des repose-jambes : 0°/20° et de dossier : 0°/30° par vérins pneumatiques.
- Repose-jambes réglables de 0° à 80° et accoudoirs réglables en largeur.
- Revêtement : Dartex Noir.
- Coloris de châssis : Gris perle (RAL 0515).
- Poids : à partir de 54 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 180 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Désignations et codes LPPR (1) :

- * Poussette multi-réglable et évolutive < 16 ans : 4261051 = 962,20 €
- * Dispositif d'immobilisation par freins tambour : 4314853 = 28,71 €
- * Accoudoirs réglables et orientables, la paire : 4330036 = 114,84 €
- * Appui-tête: 4385787 = 108,64 €

Nouveau :

- Nouveaux repose-jambes réglables en angle avec nouvelles palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur (UL réglable de 290 mm à 520 mm)

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Article de remboursement R165-25 :

Les organismes de prise en charge peuvent, après avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge, sur facture, au vu d'un devis, un produit sur mesure, spécialement conçu, fabriqué ou adapté pour un patient déterminé sous réserve qu'aucun autre produit adapté à l'état de ce patient ne figure sur



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases


◆ Configuration standard

☐ Options sans supplément de prix

				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
BSB0015	☐	Rea® Azalea® Assist Max (< 16 ans) Code LPPR 4261051		4 847,39	5 114,00	1 214,39 ⁽¹⁾
BSB0015	☐	Rea® Azalea® Assist Max (> 16 ans) Code LPPR 4263950		4 847,39	5 114,00	403,50 ⁽²⁾
TYPE DE PROPULSION						
BSB0020	☐	Transit - Roues 16" et freins tambour		◆	◆	
ASSISE						
Largeur d'assise						
BSB0050	☐	550 mm - Réglable jusqu'à 650 mm		○	○	
BSB0060	☐	610 mm - Réglable jusqu'à 710 mm		○	○	
Pré-réglage en largeur de l'assise						
BSB0080	☐	Livré avec réglage + 100 mm (à 650 ou 710 mm)		○	○	
Profondeur d'assise						
BSB0090	☐	Réglable de 530 à 600 mm		◆	◆	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)						
BSB0110	☐	450 mm		◆	◆	
Type d'assise						
BSB0120	☐	Rigide réglable en profondeur		◆	◆	
Coussin d'assise						
BSB0130	☐	Coussin mousse, hauteur 100 mm		◆	◆	
Coloris des garnitures de coussin						
BSB0155	☐	Dartex noir (TR26)		◆	◆	
DOSSIER						
Type de dossier						
BSB0160	☐	Dossier réglable en tension - courbure haute (peut être retourné pour avoir une courbure basse)		◆	◆	
Coussin de dossier						
BSB0170	☐	Latéral, plat et large		◆	◆	
BSB0180	☐	Laguna, plat avec légers maintiens latéraux	NC : 0415	○	○	



0160



0170

Rea® Azalea® Assist Max				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Garniture de dossier						
BSB0215	☐	Dartex noir (TR26)		◆	◆	
Poignées à pousser						
BSB0220	☐	Poignées à pousser droites réglables en hauteur		◆	◆	
BSB0230	☐	Poignées à pousser courbées		35,07	37,00	
Inclinaison de l'assise et du dossier						
BSB0240	☐	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BSB0250	☐	ELECTRIQUE par télécommande Conforme à la norme EN 12184 : 2014	NC : 0450, 0605	1 045,50	1 103,00	
BSB0605	☐	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆	
POTENCES / PALETTES						
Potences						
BSB0260	☐	Repose-jambes réglables de 0° à 75° avec appui-mollets renforcés fixés sur le châssis et protection de genou, la paire, UL réglable de 290 mm à 520 mm		◆	◆	
Palettes						
BSB0280	☐	Palette monobloc 3 parties escamotable réglable en hauteur, profondeur et angle - tubes courts		○	○	
BSB0290	☐	Palette monobloc 3 parties escamotable réglable en hauteur, profondeur et angle - tubes longs		◆	◆	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir gauche						
BSB0300	☐	Large, réglable en hauteur		◆	◆	
Accoudoir droit						
BSB0320	☐	Large, réglable en hauteur		◆	◆	
OPTIONS D'ASSISE						
Options d'accoudoir						
BSB0340	☐	Housse de protège-vêtements, la paire		47,39	50,00	
BSB0350	☐	Coussin pour housse de protège-vêtements		11,37	12,00	
Options de dossier						
BSB0370	☐	Appui-tête multi-réglable	NC : 0400	○	○	
BSB0390	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 0380, 0400	155,45	164,00	
BSB0380	☐	Housse d'appui-tête		38,86	41,00	
BSB0400	☐	Appui-nuque		◆	◆	
BSB0410	☐	Housse d'appui-nuque		28,44	30,00	
Autres options de dossier						
BSB0415	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		163,98	173,00	34,92 ⁽¹⁾ x 2
BSB0420	☐	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		19,91	21,00	
BSB0430	☐	Soutien lombaire (à insérer sous le coussin de dossier)		23,70	25,00	
BSB0440	☐	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		12,32	13,00	
BSB0450	☐	Extension de châssis + 50 mm (vers l'avant)		60,66	64,00	
CHASSIS						
Coloris de châssis						
BSB0441	☐	Gris perle		◆	◆	
BSB0442	☐	Bleu nuit		○	○	
BSB0443	☐	Sable		○	○	
BSB0444	☐	Vert électrique		○	○	
BSB0445	☐	Rouge vif		○	○	
Options châssis						
BSB0450	☐	Extension de châssis + 50 mm (vers l'avant)		60,66	64,00	




0180



0220



0260



0300



0320




0370



0390



0430




0441

0442

0443

0444

0445

Rea® Azalea® Assist Max				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Fixation des fourches							
BSA0460	☐	Fixes		◆	◆		 0490
Roues avant							
BSB0490	☐	200 x 45 - Bandage gris 8"		○	○		
BSB0495	☐	200 x 45 - Bandage noir 8" NOUVEAU		◆	◆		
Pneus arrière 16"							
BSB0535	☐	Bandage noir NOUVEAU		◆	◆		
SECURITE							
Freins							 0570 0590
BSB0560	☐	Freins à tirer		◆	◆		
Options de sécurité							
BSB0570	☐	Ceinture de maintien		50,24	53,00		
BSB0590	☐	Kit réflecteurs - roues et châssis		28,44	30,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. 							
ACCESSOIRES							
BSB0600	☐	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes		311,85	329,00	76,82 (1)	 0600
BSB0610	☐	Porte-canne		67,30	71,00		
Rampes en accessoire							
1440530	☐	Mono rampe pliante en fibre de verre 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)		1 787,68	1 886,00		 1440530 1654128 1654129 1654130
1654128	☐	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	NOUVEAU	
1654129	☐	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.		559,24	590,00	NOUVEAU	
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	NOUVEAU	