



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Livraison sous



Rea® Azalea® Assist Minor

Fauteuil manuel en acier pliant - pour utilisateurs de petite taille



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Freins tambour.
- Inclinaison assise (+1°/24°) et dossier (0°/30°) par vérins pneumatiques.
- Inclinaison assise avec translation.
- Repose-jambes/potences réglables en largeur.
- Sangles talonnières.
- Coloris de châssis : Gris perle (RAL 0515).
- Poids : à partir de 32 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 75 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Nouveau :

- Nouveaux repose-jambes réglables en angle avec nouvelles palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur (UL réglable de 290 mm à 520 mm)

Désignations et codes LPPR (1) :

- * Poussette multi-réglable et évolutive < 16 ans : 4261051 = 962,20 €
- * Dispositif d'immobilisation par freins tambour : 4314853 = 28,71 €
- * Accoudoirs réglables verticalement, la paire : 4370886 = 38,80 €
- * Appui-tête : 4385787 = 108,64 €

Dossier pris en charge dans le cas d'une prescription pour un siège de série modulable et évolutif (code LPPR 1269336 : 838,47€) incluant un coussin d'assise et un dossier de positionnement. Prescription médicale émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.

* Codes LPPR (2) Fauteuil > 16 ans 4263950 = 403,50 €

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Options sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
BNI0013	☐ Rea® Azalea® Assist Minor (< 16 ans) Code LPPR 4261051		1 572,51	1 659,00	1138,35 ⁽¹⁾
BNI0013	☐ Rea® Azalea® Assist Minor (> 16 ans) Code LPPR 4263950		1 572,51	1 659,00	403,50 ⁽²⁾
ASSISE					
Largeur d'assise					
BNI0038	☐ 340 mm - réglable de 340 à 440 mm		◆	◆	
Pré-réglage en largeur de l'assise					
BNI0065	☐ Livré avec réglage + 50 mm (à 390 mm)		○	○	
BNI0075	☐ Livré avec réglage + 100 mm (à 440 mm)	NC : 0110	○	○	
Profondeur d'assise					
BNI0095	☐ Réglable de 380 à 450 mm		◆	◆	
Hauteur sol/siège					
BNI0110	☐ 400 mm		○	○	
BNI0120	☐ 450 mm		◆	◆	
Inclinaison d'assise					
BNI0127	☐ Inclinaison d'assise de -1° à +23° (+1° à 24° en standard)		○	○	
Type d'assise					
BNI0130	☐ Plane, réglable en profondeur		◆	◆	
Coussin d'assise					
BNI0165	☐ Coussin <i>Flo-Shape</i>		◆	◆	
Coloris de garniture de coussin					
BNI0191	☐ Velours noir (TR35)		54,98	58,00	
BNI0201	☐ Dartex noir (TR26)		◆	◆	
BNI0202	☐ Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
DOSSIER					
Type de dossier					
BNI0217	☐ Dossier <i>Flex 2</i> - réglable en tension		◆	◆	
BNI0218	☐ Plaque dossier, <i>Flex 2</i> - réglable en hauteur	NC : 0240, 0905	○	○	
Coussin de dossier					
BNI0240	☐ <i>Latéral</i> , plat et large, hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		○	○	
BNI0250	☐ <i>Laguna</i> , plat avec légers maintiens latéraux		◆	◆	
BNI0260	☐ <i>Mistral 2</i> , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0322	102,37	108,00	



0165



0217



0218



0240



0250



0260

Rea® Azalea® Assist Minor				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Garniture de dossier						
BNI0311	☐	Velours noir (TR35)		54,98	58,00	
BNI0321	☐	Dartex noir (TR26)		◆	◆	
BNI0322	☐	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
Poignées à pousser						
BNI0340	☐	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
BNI0345	☐	Barre de poussée réglable en angle		188,63	199,00	
Inclinaison de l'assise et du dossier						
BNI0350	☐	Vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BNI1263	☐	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆	
POTENCES						
Ajustement des potences et repose-jambes						
BNI0378	☐	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85° NOUVEAU	NC : 0410, 0460	36,97	39,00	
Potence gauche						
BNI0380	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm NOUVEAU	NC : 0490, 0942	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾
BNI0390	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆	
BNI0410	☐	Support amputé	NC : 0490, 0520, 0941, 0942	97,63	103,00	
Potence droite						
BNI0430	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm NOUVEAU	NC : 0550, 0942	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾
BNI0440	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆	
BNI0460	☐	Support amputé	NC : 0550, 0580, 0941, 0942	97,63	103,00	
PALETTES						
Palette monobloc						
BNA0475	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle - tube court	NC : 0490, 0520, 0550, 0580	140,28	148,00	
BNA0476	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle - tube long	NC : 0490, 0520, 0550, 0580	171,56	181,00	
Palette gauche						
BNI0490	☐	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○	
BNI0520	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière NOUVEAU		◆	◆	
Palette droite						
BNI0550	☐	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○	
BNI0580	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière NOUVEAU		◆	◆	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)						
BNI0600	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1233, 1240	○	○	
BNI0605	☐	Réglable en hauteur, manchette large	NC : 1233	○	○	
BNI0610	☐	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1233	◆	◆	
BNI0615	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1233, 1240, 1245	113,17	119,39	114,84 ⁽³⁾
BNI0620	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245	○	○	
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)						
BNI0630	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1232, 1240	○	○	
BNI0635	☐	Réglable en hauteur, manchette large	NC : 1232	○	○	
BNI0640	☐	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1232, 1240, 1245	◆	◆	
BNI0645	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1232, 1240, 1245	113,17	119,39	114,84 ⁽³⁾
BNI0650	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245	○	○	



0340



0345



0380 / 0430



0390 / 0440



0410 / 0460



0475 / 0476



0520 / 0580 si potence




0520 / 0580 si repose-jambe



0600 / 0630



0610 / 0640



0615 / 0645



0340



0345



0380 / 0430



0390 / 0440



0410 / 0460



0475 / 0476



0520 / 0580 si
potence



0520 / 0580 si
repose-
jambe



0600 / 0630






0610 / 0640



0615 / 0645

Rea® Azalea® Assist Minor				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
[3] Codes LPPR 4330036 (accoudoirs réglables et orientables) = 114,84 € la paire						
OPTIONS D'ASSISE						
Options d'accoudoir						
BNI0680	☐	Housse de protège-vêtements		47,39	50,00	
BNI0690	☐	Coussins pour housses de protège-vêtements (uniquement avec 0680)		11,37	12,00	
Options d'assise						
BNI0710	☐	Housse de coussin d'assise imperméable		28,44	30,00	
BNI0720	☐	Plot d'abduction		169,67	179,00	69,84
Options de dossier						
BNI0730	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 0750, 0770	○	○	
BNI0750	☐	Appui-joue demi-lune avec réglage latéral et oreillettes réglables longues	NC : 0740, 0770, 0780	155,45	164,00	
BNI0740	☐	Housse de coussin d'appui-tête		38,86	41,00	
BNI0770	☐	Appui-nuque		◆	◆	
BNI0780	☐	Housse de coussin d'appui-nuque		28,44	30,00	
BNI0782	☐	Support appui-tête/appui-nuque universel		47,39	50,00	
BNI0790	☐	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		19,91	21,00	
Cale-tronc gauche						
BNI0800	☐	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Dartex noir		119,43	126,00	34,92 ⁽¹⁾
BNI0880	☐	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Dartex noir		109,00	115,00	34,92 ⁽¹⁾
Cale-tronc droit						
BNI0810	☐	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Dartex noir		119,43	126,00	34,92 ⁽¹⁾
BNI0890	☐	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Dartex noir		109,00	115,00	34,92 ⁽¹⁾
Autres options de dossier						
BNI0905	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		163,98	173,00	34,92 ⁽¹⁾ x 2
BNI0910	☐	Soutien lombaire (à insérer sous le coussin de dossier)		23,70	25,00	
BNI0915	☐	Indicateur d'inclinaison du dossier		46,45	49,00	
BNI0920	☐	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		12,32	13,00	
Options de potences/palettes						
BNI0941	☐	Revêtements rembourrés pour palettes	NOUVEAU	69,19	73,00	
BNI0942	☐	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Dartex		79,62	84,00	
CHASSIS						
Coloris de châssis						
BNI0944	☐	Gris perle		◆	◆	
BNI0946	☐	Bleu nuit		○	○	
BNI0947	☐	Sable		○	○	
BNI0948	☐	Vert électrique		○	○	
BNI0949	☐	Rouge vif		○	○	
Fixations de roues avant						
BNI0960	☐	Fixes		◆	◆	
Roues avant						
BNI0970	☐	140 x 40 - Bandage gris soft 5,5"		24,64	26,00	
BNI0985	☐	150 x 30 - Bandage gris standard 6"		○	○	
BNI0990	☐	150 x 30 - Bandage gris soft 6"		39,81	42,00	
BNI0992	☐	150 x 32 - Bandage noir	NOUVEAU	◆	◆	
Diamètre des roues arrière						
BNI1045	☐	16" axes fixes		◆	◆	
Roues arrière						
BNI1092	☐	Bandage noir	NOUVEAU	◆	◆	



Rea® Azalea® Assist Minor				Euros							
				Prix Public	LPPR						
				HT	TTC						
SECURITE											
BNI1170	☐	Freins à tirer utilisateur		141,23	149,00	 1200					
BNI1200	☐	Ceinture de maintien		◆	◆		 1220				
BNI1220	☐	Kit réflecteurs - roues et châssis		28,44	30,00						
OPTIONS DE POSITIONNEMENT											
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.											
ACCESSOIRES											
Tablettes											
BNI1230	☐	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR	NC : 1237	72,82	76,82	76,82 (1)	 1230				
BNI1231	☐	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1237	107,11	113,00	76,82 (1)		 1231			
BNI1232	☐	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1235	72,82	76,82	76,82 (1)			 1232 / 1233		
BNI1233	☐	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1235	72,82	76,82	76,82 (1)				 1240	
BNI1240	☐	Tablette escamotable	NC : 1235	206,64	218,00	76,82(1)					 1245
BNI1245	☐	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1235	239,81	253,00	76,82 (1)					
Coussins de tablette											
BNI1235	☐	Coussin de tablette		72,04	76,00		 1237				
BNI1237	☐	Coussin pour demi-tablette		62,56	66,00			 1280			
Autres accessoires											
BNI1270	☐	Pompe		19,91	21,00		 1300				
BNI1280	☐	Porte-canne		68,25	72,00						
BNI1300	☐	Attache pour harnais		54,03	57,00						
BNI1305	☐	Système de verrouillage des fourches		224,64	237,00						
BNI1310	☐	Kit d'attaches pour ceinture de		18,96	20,00						
Rampes en accessoire											
1440530	☐	Mono rampe pliante en fibre de verre 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)		1 787,68	1 886,00		 1440530				
1654128	☐	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	NOUVEAU		 1654128			
1654129	☐	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.		559,24	590,00	NOUVEAU	 1654129				
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	NOUVEAU		 1654130			