



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Rea® Azalea®

Fauteuil manuel de confort en acier à châssis pliant



Descriptif :

- Inclinaison d'assise avec maintien du centre de gravité et de la bonne position des repose-jambes : +1°/24° et de dossier : 0°/30° par vérins pneumatiques.
- Repose-jambes réglables en largeur
- Sangles talonnières
- Poids : à partir de 34 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 135 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Nouveau :

- Nouveaux repose-jambes réglables en angle avec nouvelles palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur (UL réglable de 290 à 520 mm)

Désignations et code LPPR :

- Fauteuil pliant à dossier inclinable : 4118193 = 603,65 €
- Coussin de dossier : 4375116 = 34,90 €
- Coussin de siège Flo-tech Contour Visco : 1255274 = 81,00 €
- Appui-tête : 4325302 = 63,41 €
- Gouttière concave : 4327382 = 119,39 € x 2
- Repose-jambes avec palettes articulées : 4342654 = 105,76 € x 2

Dossier pris en charge dans le cas d'une prescription pour un siège de série modulable et évolutif (code LPPR **1269336** : 838,47€) incluant un coussin d'assise et un dossier de positionnement.

Prescription médicale émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.






Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Options sans supplément de prix

				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
BNA0010	☐	Rea® Azalea®		1168,967	1233,26	1233,26
TYPES DE PROPULSION						
BNA0025	☐	Standard		◆	◆	
BNA0030	☐	Freins tambour à démontage rapide, commande tierce-personne	NC : 1095	408,53	431,00	
ASSISE						
Largeur d'assise (SW)						
BNA0040	☐	390 mm - Réglable de 390 à 440 mm		○	○	
BNA0050	☐	440 mm - Réglable de 440 à 490 mm		○	○	
BNA0060	☐	490 mm - Réglable de 490 à 540 mm	NC : 0206	○	○	
Pré-réglable en largeur de l'assise						
BNA0065	☐	Livré avec réglage + 50 mm (à 440, 490 ou 540 mm)		○	○	
Profondeur d'assise (SD)						
BNA0100	☐	Réglable de 430 à 500 mm		◆	◆	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)						
BNA0110	☐	400 mm uniquement avec roues arrière 22"	NC : 0370, 0476, 1000, 1010, 1020, 1035, 1265, 1266, 1268	○	○	
BNA0120	☐	450 mm uniquement avec roues arrière 24"		◆	◆	
Inclinaison d'assise						
BNA0127	☐	Inclinaison d'assise de -1° à +23° (+1° à 24° en standard)	NC : 0360	○	○	
Type d'assise						
BNA0130	☐	Plane réglable en profondeur		◆	◆	
BNA0140	☐	Sur rail réglable en profondeur sans outil	NC : 0720	233,18	246,00	
Coussin d'assise						
BNA0164	☐	Flo-Tech Contour Visco (poids max 125 kg)	NC : 0191, 0201, 0202	◆	◆	
BNA0165	☐	Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm		-43,70	-46,10	-46,10
BNA0175	☐	Mistral - coussin plat hauteur 70 mm	NC : 0191, 0201, 0202	-43,70	-46,10	-46,10
Coloris des garnitures de coussin						
BNA0191	☐	Velours noir (TR35)		54,98	58,00	
BNA0201	☐	Dartex noir (TR26)		◆	◆	
BNA0202	☐	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	



0140



0164



0165

Rea® Azalea®				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
DOSSIER						
Pré-réglage en largeur du dossier Flex 3 (livré avec coussin de dossier adapté)						
BNA0205	☐	Livré avec réglage + 50 mm		○	○	
BNA0206	☐	Livré avec réglage + 100 mm	NC : 0220	○	○	
BNA0207	☐	Sans pré-réglage		◆	◆	
Type de dossier						
BNA0210	☐	Plaque dossier Flex 3 - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm	NC : 0240, 0341, 0343, 0771, 0905	○	○	
BNA0215	☐	Plaque dossier Laguna 2 - réglable en hauteur de 600 à 710 mm	NC : 0240, 0260, 0270, 0335, 0343, 0771, 0905	◆	◆	
BNA0220	☐	Dossier Flex 3 - réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm	NC : 0341, 0343, 0771	○	○	
BNA0221	☐	Dossier Matrx Elite	NC : 0240, 0250, 0260, 0270 0311, 0321, 0322, 0335, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0910, 0920	717,98	757,47	757,47*
BNA0223	☐	Dossier Matrx Elite Deep	NC : 0240, 0250, 0260, 0270 0311, 0321, 0322, 0335, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0910, 0920	717,98	757,47	757,47*
BNA0225	☐	Dossier Matrx Posture Back	NC : 0240, 0250, 0260, 0270 0311, 0321, 0322, 0335, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0910, 0920	717,98	757,47	757,47*
BNA0228	☐	Dossier Matrx Elite TR	NC : 0240, 0250, 0260, 0270 0311, 0321, 0322, 0335, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0910, 0920	717,98	757,47	757,47*
* 838,47 € - 81,00€ (Flo-Tech Contour Visco) = 757,57 €						
Hauteur de dossier pour dossiers Matrx						
BNA0233	☐	Hauteur de dossier Matrx 410 mm		○	○	
BNA0234	☐	Hauteur de dossier Matrx 510 mm		○	○	
Coussin de dossier						
BNA0240	☐	Latéral , plat et large, hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		○	○	
BNA0250	☐	Laguna , plat avec légers maintiens latéraux	NC : 0905	◆	◆	
BNA0260	☐	Mistral 2 , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0322, 0905	101,42	107,00	
BNA0270	☐	Passad 2 , maintien du buste et des épaules	NC : 0905	148,82	157,00	
Garniture de dossier						
BNA0311	☐	Velours noir (TR35)		54,98	58,00	
BNA0321	☐	Dartex noir (TR26)		◆	◆	
BNA0322	☐	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
Poignées à pousser						
BNA0335 BNA0341 BNA0343	☐	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
BNA0345	☐	Barre de poussée réglable en angle		100,47	106,00	
Inclinaison de l'assise et du dossier						
BNA0350	☐	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BNA0360	☐	ELECTRIQUE par télécommande - Conforme à la norme EN 12184 : 2014	NC: 1263, 1266, 1268	684,36	722,00	
BNA1263	☐	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆	
POTENCES						
Repose jambe central						
BNA0370	☐	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0376, 0378, 0380, 0390, 0410, 0430, 0440, 0460, 0476, 0520, 0580, 0720, 0941, 0942	618,96	653,00	211,52
Ajustement des potences et repose-jambes						
BNA0375	☐	Position standard		◆	◆	


0210


0215


0220


0240



0250


0260


0270








0345







0370


Rea® Azalea®				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
BNA0376	☐	Position haute (+ 50 mm) pour les utilisateurs de grande taille		74,88	79,00		 0380 / 0430
BNA0378	☐	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85° NOUVEAU	NC : 0410, 0460	36,97	39,00		
Potence gauche (noire)							 0390 / 0440
BNA0380	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm NOUVEAU	NC : 0475, 0490, 0942	◆	◆		
BNA0390	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76	
BNA0410	☐	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0490, 0520, 0941, 0942	97,63	103,00	-105,76	
Potence droite (noire)							 0410 / 0460
BNA0430	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm NOUVEAU	NC : 0475, 0550, 0942	◆	◆		
BNA0440	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76	
BNA0460	☐	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0550, 0580, 0941, 0942	97,63	103,00	-105,76	
PALETTES							 0475 / 0476  0520 / 0580 si potence 80°  0520 / 0580 si repose-jambe
Palette monobloc							
BNA0475	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle - tube court	NC : 0490, 0520, 0550, 0580	140,28	148,00		
BNA0476	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle - tube long	NC : 0490, 0520, 0550, 0580	171,56	181,00		
Palette gauche							
BNA0490	☐	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		
BNA0520	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière NOUVEAU		◆	◆		
Palette droite							
BNA0550	☐	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		
BNA0580	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière NOUVEAU		◆	◆		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)							 0600 / 0630  0610 / 0640  0615 / 0645
BNA0600	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1232	○	○	-119,39	
BNA0610	☐	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1233, 1250	○	○	-119,39	
BNA0615	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1233, 1240, 1245, 1250	◆	◆		
BNA0620	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○	-119,39	
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)							
BNA0630	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1233	○	○	-119,39	
BNA0640	☐	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1232, 1250	○	○	-119,39	
BNA0645	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1232, 1240, 1245, 1250	◆	◆		
BNA0650	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○	-119,39	
OPTIONS D'ASSISE							 0720
Options d'accoudoir							
BNA0680	☐	Housses de protège-vêtements, la paire		47,39	50,00		
BNA0690	☐	Coussins pour housses de protège-vêtements, la paire (uniquement avec 0680)		11,37	12,00		
Options d'assise							
BNA0710	☐	Housse de coussin d'assise imperméable		28,44	30,00		
BNA0720	☐	Plot d'abduction		169,67	179,00		

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2019 Invacare International Sarl

Rea® Azalea®				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Options de dossier						
BNA0730	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 0750, 0770	○	○	
BNA0750	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 0740, 0770, 0780	155,45	164,00	
BNA0740	☐	Housse de coussin d'appui-tête		38,86	41,00	
BNA0770	☐	Appui-nuque	NC : 0771	◆	◆	
BNA0771	☐	Appui-tête Matrix	NC : 0780, 0790, 1320	306,16	323,00	
BNA0780	☐	Housse de coussin d'appui-nuque		28,44	30,00	
BNA0782	☐	Support appui-tête/appui-nuque universel		47,39	50,00	
BNA0790	☐	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		19,91	21,00	
Cale-tronc gauche						
BNA0800	☐	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Dartex noir		119,43	126,00	
BNA0880	☐	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Dartex noir		109,00	115,00	
Cale-tronc droit						
BNA0810	☐	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Dartex noir		119,43	126,00	
BNA0890	☐	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Dartex noir		109,00	115,00	
Autres options de dossier						
BNA0905	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		163,98	173,00	
BNA0910	☐	Soutien lombaire (<i>à insérer sous le coussin de dossier</i>)		23,70	25,00	
BNA0915	☐	Indicateur d'inclinaison du dossier		46,45	49,00	
BNA0920	☐	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (<i>à insérer sous le coussin de dossier</i>)		12,32	13,00	
Options de potences / palettes						
BNA0941	☐	Revêtements rembourrés pour palettes	NOUVEAU	69,19	73,00	
BNA0942	☐	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Dartex		82,46	87,00	
CHASSIS						
Coloris de châssis						
BNA0944	☐	Gris perle		◆	◆	
BNA0946	☐	Bleu nuit		○	○	
BNA0947	☐	Sable		○	○	
BNA0948	☐	Vert électrique		○	○	
BNA0949	☐	Rouge vif		○	○	
Extension de châssis						
BNA0950	☐	Extension de châssis + 50 mm		60,66	64,00	
Fixation des fourches						
BNA0960	☐	Fixes		◆	◆	
Roues avant						
BNA0970	☐	140 x 40 - Bandage gris soft 5,5"		24,64	26,00	
BNA0985	☐	150 x 30 - Bandage gris standard 6"		○	○	
BNA0990	☐	150 x 30 - Bandage gris soft 6"		39,81	42,00	
BNA1000	☐	200 x 27 - Bandage gris standard 8"		◆	◆	
BNA1010	☐	200 x 30 - Bandage gris soft 8"		39,81	42,00	
BNA1020	☐	200 x 32 - Pneumatique gris 8"		○	○	
BNA1035	☐	200 x 45 - Bandage gris standard 8"		87,20	92,00	
Fixation des roues arrière						
BNA1040	☐	Axes à démontage rapide		◆	◆	
Diamètre des roues arrière						
BNA1050	☐	22"	NC : 1265, 1266, 1268	○	○	
BNA1060	☐	24" Spécifiques		24,64	26,00	
BNA1065	☐	24" Standards	NC : 1070, 1085, 1120	◆	◆	



Rea® Azalea®				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
				HT	TTC			
Pneus arrière								
BN1070	☐	Pneumatique gris, lisse		○	○			
BN1080	☐	Pneumatique gris, profil crampon		○	○			
BN1085	☐	Pneumatique gris, profil crampon, avec insert bandage		36,02	38,00			
BN1090	☐	Bandage gris		◆	◆			
BN1095	☐	Pneumatique gris, profil fin		○	○			
Mains-courantes								
BN1100	☐	Aluminium		◆	◆			
BN1120	☐	Anti-dérapantes noires		139,34	147,00			
OPTIONS DE CHASSIS								
Protège-rayons								
BN1160	☐	Protège-rayons "Frost"		150,71	159,00			
SECURITE								
BN1170	☐	Freins à tirer		◆	◆			
BN1180	☐	Freins à câble à commande unilatérale à gauche		224,64	237,00			
BN1185	☐	Freins à câble à commande unilatérale à droite		224,64	237,00			
BN1200	☐	Ceinture de maintien		50,24	53,00			
BN1220	☐	Kit réflecteurs - roues et châssis		28,44	30,00			
OPTIONS DE POSITIONNEMENT								
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.								
ACCESSOIRES								
Tablettes								
BN1230	☐	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1237	72,83	76,84	76,84		
BN1231	☐	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1237	107,11	113,00	76,84		
BN1232	☐	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1235	72,83	76,84	76,84		
BN1233	☐	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1235	72,83	76,84	76,84		
BN1240	☐	Tablette escamotable	NC : 1235, 1250	206,64	218,00	76,84		
BN1245	☐	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1235, 1250	239,81	253,00	76,84		
Coussins de tablette								1232 / 1233
BN1235	☐	Coussin de tablette		72,04	76,00			
BN1237	☐	Coussin pour demi-tablette		62,56	66,00			
Autres accessoires								
BN1250	☐	Goupille de verrouillage pour tablette		40,76	43,00			
BN1265	☐	Fixation pour monte-escalier alber scalamobil S35	NC : 1266, 1268	516,59	545,00			
BN1266	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1268	421,80	445,00			
BN1268	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viaplus		414,25	437,03			
BN1270	☐	Pompe		19,91	21,00			
BN1280	☐	Porte-canne		67,30	71,00			
BN1300	☐	Attache pour harnais		54,03	57,00			
BN1310	☐	Kit d'attaches pour ceinture de positionnement		18,96	20,00			
BN1320	☐	Tige porte-sérum		72,99	77,00			

Rea® Azalea®				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
Rampes en accessoire							
1440530	☐	Mono rampe pliante en fibre de verre 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)		1 787,68	1 886,00	 1440530	
1654128	☐	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	 1654128	
1654129	☐	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.		559,24	590,00	 1654129	
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	 1654130	