

Invacare® Colibri®, Leo®, Orion® Family et Comet® Family

Tel : 02 47 62 69 00
 Fax : 02 47 62 69 14
 Pour tous renseignements : electricite@invacare.com
 Pour toutes commandes : commandesfr@invacare.com

**NOUVEAU : SCOOTER COLIBRI OUTDOOR
 4 ROUES
 PRISE EN CHARGE A LA LPPR : 1 200 €**



Invacare® Colibri®, Leo®, Orion® Family et Comet® Family

Scooters 3 et 4 roues



Descriptif :

- Panier avant.
- Accoudoirs relevables et réglables en largeur.
- Assise pivotante sur 360° et réglable en hauteur.
- Colonne de direction ajustable en angle.
- Electronique programmable Control Dynamic
- Garantie 2 ans.



Date : _____
 Nom de l'utilisateur : _____
 Code client : _____
 Cachet du distributeur : _____

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.





Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités. Retrouvez l'ensemble de nos scooters en version configurée sur www.invacare.fr

CODE	Quantité	Batteries	Moteurs	Autonomie	Transpor- table	Poids max. utilisateur	Assise réglable en hauteur	Tailles roues	Longueur	Euros		
										HT	TTC	
Invacare® Colibri®												
		2 x 12 Ah	200 Watts	11 km	Oui	136 kg	390 à 430 mm	200 x 50 mm	1010 mm			
1640591		Invacare® Colibri® 3 roues 8 km/h - coloris Gris Argenté								1 085,31	1 145,00	
1578998		Invacare® Colibri® 4 roues 8 km/h - coloris Bleu Electrique								1 180,09	1 245,00	
1579001		Invacare® Colibri® 4 roues 8 km/h - coloris Vert Python								1 180,09	1 245,00	
											+1,67 € HT d'éco-participation	
Invacare® Colibri® Outdoor												
		2 x 18 Ah	200 Watts	16 km	Oui	136 kg	390 à 430 mm	210 x 65 mm	1010 mm			
1646708		Invacare® Colibri® Outdoor 3 roues 8 km/h - coloris Bleu Electrique - Code LPPR : 4242935								1 232,23	1 300,00	900,00
1579004		Invacare® Colibri® Outdoor 4 roues 8 km/h - coloris Bleu Electrique - Code LPPR : 4280002								1 658,77	1 750,00	1 200,00
1579007		Invacare® Colibri® Outdoor 4 roues 8 km/h - coloris Vert Python - Code LPPR : 4280002								1 658,77	1 750,00	1 200,00
											+1,67 € HT d'éco-participation	
* : PLV (Prix Limite de Vente) de 2 100,00 € TTC. Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J.O. présent sur notre site internet : www.invacare.fr												
CODE	Quantité	Batteries	Moteurs	Autonomie	Transpor- table	Poids max. utilisateur	Assise réglable en hauteur	Décélérat. auto. dans les virages	Longueur			
Invacare® Leo®												
		2 x 36 Ah	240 Watts	38 km	Oui	136 kg	460 à 560 mm	Non	1220 mm			
1579613		Invacare® Leo® 4 roues 8 km/h - coloris Gris Lunaire - Code LPPR : 4280670								1,990,53	2100,00*	1 200,00
1579607		Invacare® Leo® 4 roues 8 km/h - coloris Bleu Onyx - Code LPPR : 4280670								1,990,53	2100,00*	1 200,00
1579428		Invacare® Leo® 4 roues 8 km/h - coloris Rouge Rubis - Code LPPR : 4280670								1,990,53	2100,00*	1 200,00
											+7,00 € HT d'éco-participation	
* : PLV (Prix Limite de Vente) de 2 100,00 € TTC. Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J.O. présent sur notre site internet : www.invacare.fr												
		2 x 36 Ah	240 Watts	36 km	Oui	136 kg	460 à 560 mm	Non	1200 mm			
1579603		Invacare® Leo® 3 roues 8 km/h - coloris Gris lunaire								1 990,52	2 100,00	
1579600		Invacare® Leo® 3 roues 8 km/h - coloris Bleu Onyx								1 990,52	2 100,00	
											+7,00 € HT d'éco-participation	
Invacare® Orion® Metro												
		50 Ah	240 Watts	54 km	Non	136 Kg	420 à 495 mm	Oui	1270 mm			
1639516		Invacare® Orion® Metro 4 roues 10 km/h - coloris Gris Argenté								2 890,05	3 049,00	
1639517		Invacare® Orion® Metro 4 roues 10 km/h - coloris Rouge Grenat								2 890,05	3 049,00	
											+7,00 € HT d'éco-participation	
Invacare® Orion® Pro												
		75 Ah	550 Watts	54 km	Non	160 kg	440 à 515 mm	Oui	1320 mm			
1639518		Invacare® Orion® Pro 4 roues 10 km/h - coloris Gris Argenté - Code LPPR : 4239360								3 033,18	3 200,00*	1 400,00
1639519		Invacare® Orion® Pro 4 roues 10 km/h - coloris Rouge Grenat - Code LPPR : 4239360								3 033,18	3 200,00*	1 400,00
											+7,00 € HT d'éco-participation	
* : PLV (Prix Limite de Vente) de 3 200,00 € TTC. Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J.O. présent sur notre site internet : www.invacare.fr												



NOUVEAU



RAMPES en ACCESSOIRES (livrées séparément)									
1440530	Mono rampe pliante en fibre de verre - 2000x820 mm (max 300kg)	•	•	•	•	•	1 634,12	1 724,00	 1140530
1654128	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg NOUVEAU	•	•	•	•	•	298,58	315,00	 1654128
1654129	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg. NOUVEAU	•	•	•	•	•	559,24	590,00	 1654129
1654130	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg NOUVEAU	•	•	•	•	•	317,54	335,00	 1654130