



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Livraison sous
24, 48, 72h.
Hors rupture de stock



Invacare® Topaz

Fauteuil manuel en acier pliant par croisillon



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Dossier fixe réglable en hauteur de 410 à 460 mm
- Freins à pousser. Hauteur d'assise 495 mm
- Accoudoirs crantés manchettes courtes
- Châssis en acier noir
- Roues avant 8" bandage
- Roues arrière 24" rayonnées renforcées bandage avec mains-courantes en aluminium
- Sangles talonnières. Tendeur de dossier
- Poids : à partir de 40 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 318 kg

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Invacare® Topaz - Code LPPR 4107723						
	Quantité					
1527559		Largeur 660 mm	Profondeur 460 mm	2 733,65	2 884,00	558,99
1527560		Largeur 710 mm	Profondeur 460 mm	2 733,65	2 884,00	558,99
1527561		Largeur 760 mm	Profondeur 460 mm	2 733,65	2 884,00	558,99
1527576		Largeur 660 mm	Profondeur 510 mm	2 733,65	2 884,00	558,99
1527577		Largeur 710 mm	Profondeur 510 mm	2 733,65	2 884,00	558,99
1527578		Largeur 760 mm	Profondeur 510 mm	2 733,65	2 884,00	558,99
ACCESSOIRES						
AP1589163		Repose-jambe droit		240,76	254,00	77,88*
AP1589164		Repose-jambe gauche		240,76	254,00	77,88*
1102208		Palette monobloc - pour largeur 660 mm		261,61	276,00	
1102209		Palette monobloc - pour largeur 710 mm		261,61	276,00	
1102210		Palette monobloc - pour largeur 760 mm		261,61	276,00	

*LPPR repose-jambe (AP1589163/AP1589164) + palette fixe = 77,88€



Repose-jambe



Palette monobloc